

けい こう わん きょく かん し せん たん かい てん しき

経口彎曲鉗子 先端回転式

挿入のしやすさを求め、先端角度 15°・30°・40°の3種類のラインアップをご用意。

手元の回転ハンドルを回転させることで、先端部が回転します。丈夫かつ握りやすいハンドルの装備により、強い把持力を実現。ELPSの手技に適しています。




再使用可能鉗子

先端拡大図

各製品共通

全長:448mm
 挿入部有効長:330mm
 挿入部外径:5mm



経口彎曲鉗子 先端回転式 15°

○想定使用部位: 下咽頭後壁、梨状陥凹 など*

回転ハンドルを回すことにより、先端部が回転します。

洗浄口

経口彎曲鉗子 先端回転式 30°

○想定使用部位: 下咽頭後壁、梨状陥凹 など*

回転ハンドル

経口彎曲鉗子 先端回転式 40°

○想定使用部位: 喉頭蓋、舌根部 など*

■ 商品コード

経口彎曲鉗子 先端回転式 15°	10360001
経口彎曲鉗子 先端回転式 30°	10360002
経口彎曲鉗子 先端回転式 40°	10360003
経口彎曲鉗子 先端回転式 3種同梱セット	10360004

■ 薬事情報

販売名	経口彎曲鉗子 先端回転式
一般名称	再使用可能な内視鏡用非能動処置具
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
届出番号	13B1X00138AD0406

※各製品の想定使用部位に関しては、添付文書の「使用目的又は効能」に記載のされた範囲内で、他の部位にご使用いただく事も可能です。



永島医科器械株式会社

URL <http://www.nagashima-medical.co.jp>

[本社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-2-4-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323
 [東京支社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824
 [名古屋営業所] 〒460-0013 名古屋市中区上前津 2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326
 [大阪営業所] 〒541-0055 大阪市中央区船場中央 2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122



本社・第二工場・第三工場に適用