


ENT SURGICAL INSTRUMENTS


EAR



E




NOSE



N



THROAT




T




NAGASHIMA MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

ENT SURGICAL INSTRUMENTS


EAR



NOSE



THROAT



E

N

T

[人名／大学名順索引]

人名・大学名・規格等	ページ
あ	
浅野氏	
ブレッツセット	N-9
足川・グリュンワルド氏	
鋭匙鉗子	N-45
截除鉗子	N-45
足川氏	
篩骨蝶形洞彫骨器	N-47
アッシュ氏	
鼻骨整復鉗子	N-34
アドソン氏	
ピンセット	E-12
天晶氏	
スキンフック	E-63
アマツ式	
乳幼児鼻用吸引嘴管	N-9
荒牧氏	
扁桃針	T-19
アンドレー氏	
前頭洞消息子	N-18
前頭洞洗浄管	N-18
い	
石井氏	
鼓膜切開鉗子	E-20
手揉ドリル	E-52
鼻鏡	N-5
石井・笹木氏	
鼓膜切開鉗子	E-20
石橋氏	
歯齦切開刀	N-28
岩田氏	
骨止血器	N-33
彫骨器	N-30
う	
牛島氏	
注射針	T-36
ウルスタイン氏	
開創器	E-37
繊細鉗子	E-46
剥離子	E-25
え	
エニッケ氏	
中芯	N-12
鼻茸絞断器	N-12
愛媛大型	
耳鏡	E-4
鋭匙鉗子	N-44
お	
オースチン氏	
カッティングブロック	E-63
デプスゲージ	E-51
岡氏	
撒粉器	E-63
岡田氏	
深部縫合針	T-18
扁桃摘出刀	T-12
扁桃剥離用剪刀	T-15
岡大型	
耳鏡	E-3
小川氏	
咽頭扁桃切除器	T-11

人名・大学名・規格等	ページ
お	
(お 続き)	
荻野氏	
骨弁整復器	N-37
骨弁剥離のみ	N-37
骨膜起子	E-24
前頭洞消息子	N-38
前頭洞洗浄管	N-38
蝶形洞用鋭匙鉗子	N-36
小此木氏	
耳垢鉗子	E-46
鼻鏡	N-2
小田氏	
上顎洞穿刺針	N-20
小野氏	
上顎洞粘膜鋭匙	N-23
上顎洞粘膜剥離子	N-22
上部食道鏡	T-30
対孔粘膜鉗子	N-29
直達スプレー	T-41
対孔粘膜ピンセット	N-23
恩地氏	
耳栓	E-64
か	
カールライネル氏	
間接喉頭鉗子	T-32
喉頭鉗子	T-31
海江田氏	
上顎洞鈍鉤	N-21
加古氏	
舌圧子	T-8
風間氏	
鋭匙鉗子	E-49
骨鋭匙	E-32
持針器	E-30
柏原氏	
甲介後端用切除剪刀	N-15
喉頭鏡 柄固定式	T-19
篩骨用上向鉗子	N-36
上顎洞鈍鉤	N-21
ピンセット	E-12,
金杉氏	N-11
中隔剥離子	
神尾氏	N-25
耳鏡	
ガルトン氏	E-2
小笛	
	E-10
き	
黄川田氏	
上顎洞用鋭匙鉗子	
前頭窩・前頭洞口用截除鉗子	N-51
子	N-52
前頭洞用鋭匙鉗子	N-51
菊地氏	N-53
彫骨器	
鋭匙鉗子	N-44
北川氏	N-14
下甲介剪刀	
北村氏	N-22
上顎洞粘膜剥離子兼鋭匙	
異物除去器	E-11
篩骨洞用鋭匙鉗子	N-41
持針器	N-35
造影剤注入針	E-21
剥離剪刀	N-15
城所氏	N-11
ピンセット	
気管開創器	T-25

人名／大学名索引

人名・大学名・規格等	品名	ページ
き	(き 続き)	
	木村・川上氏	
	上顎洞穿刺器	N-20
	穿刺孔拡大やすり	N-20
ギアラハー氏		
	メス	E-51
九大型		
	喉頭用吸引嘴管	T-23
	槌	E-31
	溝状のみ	E-27
京大型		
	上顎洞探膿器	N-19
	舌圧子	T-8
	対孔粘膜刀	N-28
京都府大型		
	舌圧子	T-8
杏林大型		
	吸引セット	N-9
キリアン氏		
	額帯反射鏡	E-1
	骨膜起子	E-24
	上顎洞消息子	N-18
	上顎洞洗浄管	N-17
	上顎洞鈍鉤	N-21
	上顎洞粘膜鋭匙	N-23
	上顎洞粘膜剥離子	N-22
	前頭洞消息子	N-18
	前頭洞洗浄管	N-18
	中隔手術用のみ	N-26
	中隔粘膜剥離子	N-26
	把柄	T-39
	鼻鏡	N-4,N-5
	鼻息鏡	N-6
	鼻中隔鉗子	N-27
キリアン・バレンジャー氏		
	中隔迴転軟骨刀	N-25
切替氏		
	口蓋縫合用持針器	T-19
	骨鋭匙	E-33
<		
	葛目氏	
	喉頭注入器	T-20
	上顎洞探膿器	N-19
久保氏		
	外耳道鉤	E-23
	口蓋弓鉤	T-16
	喉頭噴霧注入器	T-20
	篩骨蝶形洞彫骨器	N-32
	上顎洞消息子	N-18
	上顎洞洗浄管	N-17
	対孔粘膜鉗子	N-29
	対孔粘膜刀	N-28
	中隔手術用のみ	N-26
	粘膜下甲介開創器	N-29
	粘膜下甲介用吸引剥離子	N-29
	対孔粘膜ピンセット	N-23
	扁桃摘出刀	T-12
	扁桃用ピンセット	T-13
久保氏・デビスクロー型		
	開口器	T-5
熊沢氏		
	蓄膿瓶	N-9
クラウゼ氏		
	中芯	E -21, N-12
	鼻茸絞断器	N-12
	耳茸絞断器	E-21
グリュンワルド氏		
	鋭匙鉗子	N-42, N-43
	截除鉗子	N-42

人名・大学名・規格等		ページ
<	(く 続き)	
	黒須氏	
	刀	N-39
	捲綿子	N-10
	篩骨蜂窩破壊子	N-39
	上顎洞粘膜剥離子	N-22
	深部結紮用鉗子	T-17
	前頭洞手術用鋭匙	N-38
	前頭洞手術用剥離子	N-38
	前頭洞洗浄管	N-18
	扁桃摘出刀	T-12
桑名氏		
	上顎洞粘膜鋭匙	N-23
こ		
	コーソン氏	
	骨鋭匙	E-33
ゴットスタイン氏		
	捲綿子	N-10
コッヘル氏		
	甲状腺消息子	T-21
後藤修二氏		
	鋭匙鉗子	E-59
	外耳道両頭剥離子	E-60
	小剪刀	E-60
後藤敏郎氏		
	鼓膜スタンツェー	E-61
	耳小骨剪刀	E-61
	持針器	E-61
	小鋭匙	E-62
	小起子	E-62
	小剪刀	E-61
	小弯刃刀	E-62
	剥離子	E-62
コラン氏		
	舌鉗子	T-9
コレワ氏		
	前頭洞洗浄管	N-16
さ		
	斎藤氏	
	鋭匙鉗子	T-33
	欧氏管カテーテル	E-14
	刀	T-35
	喉頭鏡	T-28
	喉頭鏡ホルダー	T-29
	喉頭ブローベ	T-35
	剪刀	T-34
	双鈍鉤	T-35
	双鋭鉤	T-35
	単鈍鉤	T-35
	単鋭鉤	T-35
	麦粒鉗子	T-34
	把柄	T-35
	フック	T-35
榊田氏		
	中隔手術用のみ	N-26
	中隔刀	N-24
	中隔粘膜起子	N-25
	中隔剥離子	N-25
	中隔剥離子兼中隔軟骨刀	N-24
	鼻鏡	N-2
笹木氏		
	鼓膜切開鉗子	E -20
	手術用扁桃吸引剥離子	T-16
	鼻中隔鉗子	N-27
	扁桃摘出刀	T-12
	扁桃用ピンセット	T-13

人名・大学名・規格等		ページ
さ	(さ 続き)	
	佐藤式	
	咽喉頭直達鏡	T-27
し		
	ジーグル氏	
	通気耳鏡	E-7
ジーベーマン氏		
	上顎洞洗浄管	N-16
シェー氏		
	アンテリアクロトミーナイフ	E-58
	鋭匙	E-58
	開窓鉤	E-58
	筋膜剪刀	E-41
	斜ピック	E-58
	消毒用架台	E-58
	切開刀	E-58
	剪刀	E-50
	鈍針	E-58
	剥離子	E-58
	ピック	E-58
	耳用ドレインチューブ	E-39
慈大型		
	鋭匙鉗子	N-48
	鎌状メス	N-50
	截除鉗子	N-48
	自在吸引管	N-50
	彫骨器	N-50
	鼻内手術用吸引管	N-50
	ファイバーライトガイドケーブル	N-39
	細・鋭匙鉗子	N-49
	細・截除鉗子	N-49
	膜様部開放刀	N-50
	彎曲型のみ	N-50
設楽氏		
	深部縫合針	T-18
執行氏		
	開口器	T-7
ジャクソン氏		
	開口器	T-7
	吸引管	T-41
	喉頭直達鏡	T-30
ジャクソン・小野氏		
	気管支鏡	T-26
	食道鏡	T-39
シャンパウ氏		
	小鉤	E-36
シャンボウ・デラッキー氏		
	ダックビルエレベーター	E-26
十全型		
	洗浄液容器	N-6
シュクネヒト氏		
	デプスゲージ	E-51
	フック	E-52
	ローラーナイフ	E-51
シュミット氏		
	上顎洞探膿器	N-19
シュワルツェ氏		
	板状のみ	E-28
	溝状のみ	E-28
女子医大型		
	吸引管	E-15
ジョンソン氏		
	口蓋弓鉤	T-16
新大型		
	骨鋭匙	E-32
	耳用鉗子	E-46

[illegible]

人名／大学名索引

人名・大学名・規格等	ページ
ち	
チェルマック氏	
舌圧子	T-8
チテリー氏	
鼓膜切開刀	E-18
彫骨器	N-30
千葉氏	
上顎洞粘膜剥離子	N-22
送気ゴム球	E-19
千葉大型	
口蓋弓鉤	T-16
上顎洞鈍鉤	N-21
つ	
角田氏	
送糸器	T-37
テラメス	T-37
鈍鉤	T-37
て	
帝京大型	
開創器	E-37
拡大耳鏡	E-7
耳鏡	E-5
耳用消息子	E-18
槌	E-31
ディングマン・山下氏	
開口器	T-1
ファイバーライトガイド	T-1
デービス氏・山藤氏ケーブル	
側頭骨ホルダー	E-35
デビスクロー氏	
開口器	T-4
デビスクロー氏・新東北大型	
開口器	T-2
寺山氏	
吸引管	E-15
接続子	E-17
タコ管	E-17
デンハルト氏	
開口器	T-7
歯当チップ	T-6
と	
東大型	
板状のみ	E-29
気管開創器	T-25
錐	E-52
骨鋭匙	E-32
上顎洞鈍鉤	N-21
上顎洞粘膜剥離子	N-22
対孔粘膜鉗子	N-29
彫骨器	N-31, N-31
槌	E-31
扁桃剥離用剪刀	T-15
溝状のみ	E-29
東大改良型	
骨膜起子	E-24
トラウトマン氏	
外耳道用鋭匙	E-20
鳥居氏	
上顎洞粘膜剥離子	N-22
トレルチ氏	
耳鏡	E-4
トロウジャー氏	
気管開創器	T-25

人名・大学名・規格等	ページ
な	
中島氏	
下咽頭鉗子	T-22
鉗嘴	T-22
中村氏	
上顎洞穿刺針	N-20
に	
西端氏	
鋭匙鉗子	N-40
篩骨蝶形洞彫骨器	N-31
長柄粘膜刀	N-28
扁桃止血鉗子	T-17
西山氏	
声帯用粘膜下剥離子	T-37
送糸器	T-37
の	
野坂氏	
扁桃窩洗浄器	T-15
野村氏	
耳鏡	E-5
は	
ハイステル氏	
開口器	T-7
ハイマン氏	
下甲介剪刀	N-14
鼻用鉗子	N-13
ハウス氏	
筋膜圧迫鉗子	E-41
バッキンガム氏	
錐	E-52
浜地氏	
鋭匙鉗子	N-44
バルト氏	
骨鋭匙	E-33
ハルトマン氏	
咽頭捲綿子	T-10
音叉	E-9
鼓室洗浄管	E-63
骨鉗子	E-34
截除鉗子	T-11
耳鏡	E-2
上顎洞洗浄管	N-17
耳用小鉤	E-20
鼻用鉗子	N-13
鼻鏡	N-1
耳用鉗子	E-47
ハーレー氏	
粘膜刀	N-28
バロン氏	
吸引管	E-16
パンゼ氏	
骨止血器	N-33
阪大型	
骨鋭匙	E-33

人名・大学名・規格等	ページ
ふ	
フォスター氏	
鼻鏡	N-3
深美氏	
ピンセット	N-11
福武氏	
上顎洞粘膜剥離兼フレキシブル鋭匙	N-23
ブリューニングス氏	
拡大耳鏡	E-7
絞断輪	N-12
喉頭直達鉗子	T-31
舌圧子	T-8
中芯	N-12
把柄	T-39
鼻中隔鉗子	N-27
扁桃絞断器	T-14
ブリューニングス氏、タイジング氏	
絞断輪	T-14
フレイザー氏	
吸引管	E-16
フレンケル氏	
喉頭鉗子	T-22
喉頭注入器	T-20
喉頭刀	T-23
舌圧子	T-8
刃先	T-23
把柄	T-23
鼻鏡	N-1
へ	
ベック氏	
扁桃止血鉗子	T-17
ベックマン氏	
中甲介剪刀	N-14
輪状刀	T-21
ペルテソン氏	
喉頭捲綿子	T-10
骨鋭匙	E-33
ヘルマン氏	
のみ	E-30
ほ	
北大型	
気管開創器	T-25
星野氏	
骨止血器	N-33
細谷氏	
上顎洞鈍鉤	N-21
対孔粘膜刀	N-28
ポッチ氏	
舌鉗子	T-9
ホッチキス型	
耳鏡	E-6
堀口氏	
骨鋭匙	E-32
剪刀	E-41
槌骨鉗子	E-35
ポリッツェル氏	
耳鏡	E-3
送気ゴム球	E-19
ホルクマン氏	
骨鋭匙	E-32
二爪鋭鉤	E-23
二爪鈍鉤	E-23
三爪鋭鉤	E-23
三爪鈍鉤	E-23
四爪鋭鉤	E-23
四爪鈍鉤	E-23

人名・大学名・規格等	ページ
ほ	
(ほ 続き)	
ホワイトヘッド氏	
開口器	T-6
ホワイトヘッド・エニングス氏	
開口器	T-6
本庶氏	
上顎洞穿刺針	N-20
ま	
マイルス氏	
鼻鏡	N-3
増田氏	
篩骨蜂窩彫骨器	N-32
対孔粘膜刀	N-28
中隔迴転軟骨刀	N-25
軟骨刀及剥離子	N-24
軟骨膜及窓造り	N-24
剥離子両頭	N-24
鼻鏡	N-3
マッカンド氏	
ピンセット	E-12
マッケンジー氏	
喉頭鉗子	T-23
松田氏	
扁桃摘出刀	T-12
マッチウ氏	
持針器	E-30
マッチウ・北村氏	
持針器	N-35
マナッセ・パッソー氏	
開創器	E-38
丸山氏	
上顎洞骨膜剥離子	N-20
対孔粘膜刀	N-28
扁平鉤	E-24
み	
ミクリッツ氏	
上顎洞洗浄管	N-16
ミューゾ氏	
扁桃用鉤鉗子	T-13
む	
村上氏	
腺組織剥離剪刀	E-43
皮膚牽引つり針	E-63
ピンセット	E-13
め	
名市大鈴木式	
前頭洞・蝶形洞用吸引剥離子	N-29
も	
モーリス・笹木氏	
深部結紮用鉗子	T-18

人名／大学名索引

人名・大学名・規格等			ページ
や	ヤコブソン氏		
	耳用鉗子	E-46	
	山川氏		
	扁桃摘出刀	T-12	
	扁桃用鉤鉗子	T-13	
	山崎氏		
	口蓋縫合用持針器	T-19	
	山本氏		
	筋膜圧迫鉗子	E-41	
	耳用極小両刃メス	E-18	
ヤンカウエル氏			
扁桃吸引管	T-16		
ヤンゼン氏			
開創器	E-38		
骨鋭匙	E-32		
ゆ			
	湯浅氏		
	接続子	E-17	
よ			
	吉井氏		
	扁桃用鉤鉗子	T-13	
	吉田氏		
	開創器	E-38	
	耳鏡	E-2	
	手術用扁桃吸引剥離子	T-16	
	深部結紮用鉗子	T-18	
	吉田氏 神尾氏型		
	耳鏡	E-5	
ら			
	ラフォース氏		
	咽頭扁桃切除器	T-11	
	ラボルデ氏		
	気管開創器	T-25	
	ランゲンベック氏		
	骨膜起子	E-24	
骨膜剥離子	E-25		
扁平鉤	E-24		
り			
	リューエル氏		
	骨鉗子	E-34	
る			
	ルーツェ氏		
	欧氏管カテーテル	E-14	
	音叉	E-10	
	捲綿子	E-11	
	鼓膜切開刀	E-18	
	耳鏡	E-3	
	耳用小鉤	E-20	
	耳用消息子	E-18	
	槌	E-31	
	ピンセット	E-12, N-11	

[illegible]

[50音順索引]

[illegible][illegible]

50音順索引

品名	ページ
き	
気管開創器	
城所氏	T-25
東大型	T-25
トロウジャー氏	T-25
北大型	T-25
ラボルデ氏	T-25
気管截開刀	T-24
気管支鏡	
ジャクソン・小野氏	T-26
気管用双鉤	T-24
気管用単鉤	T-24
気管用扁平小鈍鉤	T-24
気管用三爪鉤	T-24
吸引管	
ジャクソン氏	T-41
10g基	E-15
女子医大型	E-15
寺山氏	E-15
パロン氏	E-16
フレイザー氏	E-16
へ型(吸引嘴管)	N-7
ラリンゴ用	T-36
ローゼン氏	E-15
吸引接続管	
ローゼン氏	E-17
吸引セット	
杏林大型	N-9
吸引用オリーフ 錐	N-8
東大型	E-52
バッキングラム氏	E-52
金属ジョッキ 筋膜圧迫鉗子	N-6
ハウス氏	E-41
山本氏	E-41
筋膜剪刀	
シェー氏	E-41
く	
くぼみ付喉頭鏡	T-28
け	
形成剪刀	E-43
外科用剪刀	E-42
捲綿子	
黒須氏	N-10
ゴットスタイン氏	N-10
高橋氏	N-10
ラセン柄	E-11, N-10
ルーツェ氏	E-11, N-10
六角形柄	N-10
捲綿子容器	E-11
こ	
口蓋弓鉤	
久保氏	T-16
ジョンソン氏	T-16
千葉大型	T-16
甲介後端用切除剪刀	
柏原氏	N-15
口蓋縫合用持針器	
切替氏	T-19
山崎氏	T-19
後端鉗子	
高橋(良)氏	N-47

品名	ページ
こ	
(こ 続き)	
甲状腺消息子	
コッヘル氏	T-21
絞断線	
エニッケ・クラウゼ氏共通	N-12
高橋氏	T-14
耳茸絞断器用	E-21
絞断輪	
多田氏	T-32
ブリューニングス氏	N-12
ブリューニングス氏、タイジング氏	T-14
喉頭鉗子	
カールライネル氏	T-31
トボルト氏	T-23
フレンケル氏	T-22
マッケンジー氏	T-23
喉頭鏡	
斉藤氏	T-28
小児用	T-29
喉頭鏡 柄固定式	
柏原氏	T-19
喉頭鏡・後鼻鏡	T-19
喉頭鏡ホルダー	
斉藤氏	T-29
喉頭鏡ホルダー支持台	T-29
喉頭捲綿子	
喉頭捲	ペルテソン氏 T-10 柳葉状 T-10
喉頭消息子	T-21
喉頭注射器	T-20
喉頭注入器	
葛目氏	T-20
フレンケル氏	T-20
喉頭直達鉗子	
ブリューニングス氏	T-31
喉頭直達鏡	
ジャクソン氏	T-30
喉頭刀	
フレンケル氏	T-23
喉頭ピンセット	
杉浦氏	T-23
喉頭プローベ	
斎藤氏	T-35
喉頭噴霧注入器	
久保氏	T-20
喉頭用吸引嘴管	
九大型	T-23
極小鋭匙鉗子	E-44
極小麦粒鉗子	E-44
鼓室洗浄管	
ハルトマン氏	E-63
骨鋭匙	
風間氏	E-32
切替氏	E-33
コーソン氏	E-33
新大型	E-33
東大型	E-32
バルト氏	E-33
阪大型	E-33
ペルテソン氏	E-33
堀口氏	E-32
ホルクマン氏	E-32
ヤンゼン氏	E-33
ローゼン氏	E-57
骨鉗子	
ハルトマン氏	E-34
リューエル氏	E-34
和辻氏	E-34
骨止血器	
岩田氏	N-33
パンゼ氏	N-33
星野氏	N-33

品名	ページ
こ	
(こ 続き)	
骨探子	
骨弁整復器	和辻氏 E-36
骨弁剥離のみ	荻野氏 N-37
骨膜起子	荻野氏 N-37
	荻野氏 E-24
	キリアン氏 E-24
	東大改良型 E-24
	ランゲンベック氏 E-24
骨膜剥離子	
	ランゲンベック氏 E-25
	レンパート氏 E-25
小笛	ガルトン氏 E-10
鼓膜スタンツェー	後藤敏郎氏 E-61
鼓膜切開鉗子	石井氏 E-20
	石井・笹木氏 E-20
鼓膜切開刀	チテリー氏 E-18
	ルーツェ氏 E-18
鼓膜剥離子	
	ローゼン氏 E-57
	ローゼン・愛媛大型 E-56
さ	
截除鉗子	
	足川・グリュンワルド氏 N-45
	グリュンワルド氏 N-42
	慈大型 N-48
	高原氏 E-48
	バックワード型 N-46
	ハルトマン氏 T-11
撒粉器	
	岡氏 E-63
し	
耳鏡	
	朝顔型 E-2
	愛媛大型 E-4
	岡大型 E-3
	神尾氏 E-2
	後療法大型 E-4
	後療法短型 E-4
	高木氏 E-3
	帝京大型 E-5
	トレルチ氏 E-4
	野村氏 E-5
	ハルトマン氏 E-2
	ホッチキス型 E-6
	ポリッツェル氏 E-3
	吉田氏 E-2
	吉田氏 神尾氏型 E-5
	ルーツェ氏 E-3
	レンパート氏 E-8
	ローゼン氏 E-5
耳鏡架	E-8
歯齦切開刀	
	石橋氏 N-28
	田所氏 N-28
止血鉗子	
	モスキート E-40
指甲	T-19
耳垢鉗子	
	小此木氏 E-46

品名	ページ
し	
(し 続き)	
篩骨蝶形洞彫骨器	
	足川氏 N-47
	久保氏 N-32
	西端氏 N-31
篩骨蝶形洞用長のみ	N-37
篩骨洞用鋭匙鉗子	
	北村氏 N-41
篩骨蜂窩蝶形洞用長鋭匙	N-39
篩骨蜂窩破壊子	
	黒須氏 N-39
篩骨用上向鉗子	
	柏原氏 N-36
自在吸引管	
	慈大型 N-50
耳小骨剪刀	後藤敏郎氏 E-61
持針器	
	風間氏 E-30
	北村氏 N-35
	後藤敏郎氏 E-61
	高橋氏 N-35
	マッチウ氏 E-30
	マッチウ・北村氏 N-35
耳鼻科長鈍針	E-21
斜ピック	
	シェー氏 E-58
充電池	T-38
手術用扁桃吸引剥離子	
	笹木氏 T-16
	吉田氏 T-16
耳用鉗子	
	新大型 E-46
	ヤコブソン氏 E-46
小鋭匙	後藤敏郎氏 E-62
上顎洞骨膜剥離子	
	丸山氏 N-20
上顎洞消息子	
	キリアン氏 N-18
	久保氏 N-18
上顎洞穿刺器	
	木村・川上氏 N-20
上顎洞穿刺針	
	小田氏 N-20
	大藤・地引氏 N-20
	中村氏 N-20
	本庶氏 N-20
上顎洞洗淨管	
	キリアン氏 N-17
	久保氏 N-17
	ジーベーマン氏 N-16
	ハルトマン氏 N-17
	ミクリッツ氏 N-16
上顎洞探膿器	
	京大型 N-19
	葛目氏 N-19
	シュミット氏 N-19
上顎洞鈍鉤	
	海江田氏 N-21
	柏原氏 N-21
	千葉大型 N-21
	東大型 N-21
	細谷氏 N-21
上顎洞粘膜鋭匙	
	小野氏 N-23
	キリアン氏 N-23
	桑名氏 N-23
上顎洞粘膜剥離兼フレキシブル鋭匙	
	福武氏 N-23

50音順索引

品名	ページ
し	
(し 続き)	
上顎洞粘膜剥離子	
小野氏	N-22
キリアン氏	N-22
黒須氏	N-22
千葉氏	N-22
東大型	N-22
鳥居氏	N-22
上顎洞粘膜剥離子兼鋭匙	
北川氏	N-22
上顎洞やすり	
田中氏	N-20
上顎洞用鋭匙鉗子	
黄川田氏	N-51
小起子	
後藤敏郎氏	E-62
小鉤	
シャンパウ氏	E-36
上鼓室鏡	E-36
耳用小鉤	
ハルトマン氏	E-20
ルーツェ氏	E-20
耳用消息子	
帝京大型	E-18
ラビリント用	E-18
ルーツェ氏	E-18
小剪刀	
後藤修二氏	E-60
後藤敏郎氏	E-61
消毒架	
ローゼン・愛媛大型	E-56
消毒用架台	
シェー氏	E-58
小児用吸引管	N-8
上部食道鏡	
小野氏	T-30
小弯刃刀	
後藤敏郎氏	E-62
食道鏡	
ジャクソン・小野氏	T-39
ロバート氏	T-39
人工笛	
タピア氏	T-38
深部結紮用鉗子	
黒須氏	T-18
モーリス・笹木氏	T-18
吉田氏	T-18
深部縫合針	
岡田氏	T-18
設楽氏	T-18
す	
スキンフック	
天晶氏	E-63
せ	
声帯用粘膜下剥離子	
西山氏	T-37
舌圧子	
加古氏	T-8
京大型	T-8
京都府大型	T-8
チェルマック氏	T-8
板状	T-8
ブリューニングス氏	T-8
フレンケル氏	T-8

品名	ページ
せ	
(せ 続き)	
切開刀	
シェー氏	E-58
舌鉗子	
コラン氏	T-9
ポッチ氏	T-9
接続子	
回転式	E-17
寺山氏	E-17
湯浅氏	E-17
繊細鉗子	
ウルスタイン氏	E-46
穿刺孔拡大やすり	
木村・川上氏	N-20
洗浄液容器	
十全型	N-6
洗耳用水銃	E-22
腺組織剥離剪刀	
村上氏	E-43
剪刀	
斎藤氏	T-34
シェー氏	E-50
堀口氏	E-41
前頭窩・前頭洞口用截除鉗子	
黄川田氏	N-52
前頭洞手術用鋭匙	
黒須氏	N-38
前頭洞手術用剥離子	
黒須氏	N-38
前頭洞手術用やすり	N-39
前頭洞消息子	
アンドレー氏	N-18
荻野氏	N-38
キリアン氏	N-18
前頭洞洗浄管	
アンドレー氏	N-18
荻野氏	N-38
キリアン氏	N-18
黒須氏	N-18
コレワ氏	N-16
前頭洞・蝶形洞用吸引剥離子	N-29
前頭洞用鋭匙鉗子	
黄川田氏	N-51
そ	
造影剤注入針	
北村氏	
送気ゴム球	E-21
千葉氏	
ポリッツェル氏	E-19
送糸器	E-19
角田氏	
西山氏	T-37
双鈍鉤	T-37
斎藤氏	
側頭骨ホルダー	T-35
デービス氏・山藤氏	
	E-35
た	
対孔粘膜鉗子	
小野氏	
久保氏	N-29
東大型	N-29
	N-29

品名	ページ
た	
(た 続き)	
対孔粘膜刀	
京大型	N-28
久保氏	N-28
高木氏	N-28
細谷氏	N-28
増田氏	N-28
丸山氏	N-28
対孔粘膜ピンセット	
小野氏	N-23
久保氏	N-23
タコ管	
寺山氏	E-17
ダックビルエレベーター	
シャンボウ・デラッキー氏	E-26
タブナイフ	E-51
球付ピック	E-36
探針	
ローゼン氏	E-57
ローゼン・愛媛大型	E-56
単鈍鉤	
斎藤氏	T-35
単鋭鉤	
斎藤氏	T-35
ち	
蓄膿瓶	
熊沢氏	N-9
中隔廻転軟骨刀	
キリアン・バレンジャー氏	N-25
増田氏	N-25
中隔手術用のみ	
キリアン氏	N-26
久保氏	N-26
榊田氏	N-26
中隔刀	
榊田氏	N-24
中隔粘膜起子	
榊田氏	N-25
中隔粘膜刀	N-24
中隔粘膜剥離子	
キリアン氏	N-26
中隔剥離子	
金杉氏	N-25
榊田氏	N-25
高橋(良)氏	N-25
中隔剥離子兼中隔軟骨刀	
榊田氏	N-24
中隔縫合針	N-35
中甲介剪刀	
バックマン氏	N-14
中耳膿吸引器	
鰐淵氏	E-21
注射針	
牛島氏	T-36
ラリング用	T-36
中耳用剪刀	
鈴木氏 シェー氏型	E-53
中鼻鏡	
北村氏	N-3
チューブインサーター	E-39
蝶形洞用鋭匙鉗子	
荻野氏	N-36
超極小鋭匙鉗子	E-44
彫骨器	
岩田氏	N-30
黄川田氏	N-53
慈大型	N-50
チデリー氏	N-30
東大型	N-31
超微細鋭匙鉗子	E-45

品名	ページ
ち	
(ち 続き)	
超微細剪刀	E-45
超微細麦粒鉗子	E-45
直達鉗子	T-40
直達捲綿子	
キリアン氏	T-41
直達スプレー	
小野氏	T-41
通気耳鏡	
ジークル氏	E-7
通気二連球	E-19
槌	
九大型	E-31
帝京大型	E-31
東大型	E-31
ヘルマン氏	E-31
ルーツェ氏	E-31
鼻中隔用	E-31
槌骨鉗子	E-35
槌骨剪刀	
レンパート氏	E-41
て	
デブスゲージ	
オースチン氏	E-51
シュクネヒト氏	E-51
手揉ドリル	
石井氏	E-52
テラメス	
角田氏	T-37
テラメッサー	E-54
鈴木氏	E-54
電気式人工喉頭	T-38
と	
砥石	E-64
鈍鉤	
角田氏	T-37
鈍針	
シェー氏	E-58
鈴木氏	E-54
な	
ナイフ	
ローゼン氏	E-57
ローゼン・愛媛大型	E-56
長柄粘膜刀	
西端氏	N-28
中芯	
エニッケ氏	N-12
クラウゼ氏	N-12
ブリューニングス氏	N-12
軟骨刀及剥離子	
増田氏	N-24
軟骨膜及窓造り	
増田氏	N-24
に	
乳幼児鼻用吸引嘴管	
アマツ式	N-9

50音順索引

品名	ページ
ね	
粘膜下甲介開創器	
久保氏	N-29
粘膜下甲介用吸引剥離子	
久保氏	N-29
の	
脳室鏡	E-36
のみ	
ヘルマン氏	E-30
は	
歯当チップ	
デンハルト氏	T-6
剥離子	
ウルスタイン氏	E-25
後藤敏郎氏	E-62
シェー氏	E-58
レンパート氏	E-25
剥離子両頭	
増田氏	N-24
剥離剪刀	
北村氏	N-15
麦粒鉗子	
斎藤氏	T-34
刃先	
フレンケル氏	T-23
鼻毛剪刀	N-12
鼻茸絞断器	
エニッケ氏	N-12
クラウゼ氏	N-12
クラウゼ氏ブリューニングス氏型	N-12
鼻用鉗子	
ハイマン氏	N-13
ハルトマン氏	N-13
鼻用消息子	
先銀製	N-10
鼻用噴霧器	
ガラス製	N-12
把柄	
キリアン氏	T-39
喉頭鏡・後鼻鏡用	T-19
斎藤氏	T-35
ブリューニングス氏	T-39
フレンケル氏	T-23
針金鼻鏡	N-5
万能開口器	T-6
ひ	
鼻鏡	
石井氏	N-5
小此木氏	N-2
キリアン氏	N-4, N-5
榎田氏	N-2
高橋 (良)氏	N-2
ハルトマン氏	N-1
フォスター氏	N-3
フレンケル氏	N-1
マイルス氏	N-3
増田氏	N-3
和辻氏	N-1
鼻腔洗浄器	N-6
鼻骨整復鉗子	
アッシュ氏	N-34
フルシャム氏	N-34
鼻息鏡	
キリアン氏	N-6

品名	ページ
せ	
(せ 続き)	
鼻中隔鉗子	
キリアン氏	N-27
笹木氏	N-27
ブリューニングス氏	N-27
ピック	
シェー氏	E-58
レンパート氏	E-26
ローゼン・愛媛大型	E-56
鼻内手術用吸引管	
慈大型	N-50
皮膚牽引つり針	
村上氏	E-63
皮膚剥離子	
ローゼン氏	E-57
ピンセット	
アドソン氏	E-12
柏原氏	E-12
北村氏	N-11
久保氏	N-23
小野氏	N-23
銃鎗状	N-11
麦粒状	E-13
深美氏	E-12
マッカンド氏	E-12
無鉤	E-12, N-11
村上氏	E-13
有鉤	E-12, N-11
ルーツェ氏	E-12
和辻氏	N-11
ふ	
ファイバーライトガイドケーブル	
小児ラリngo喉頭鏡用	T-29
直達鏡各種/慈大型兼用	T-39
ディンクマン・山下氏	T-1
ラリngo喉頭鏡用	T-29
フェネストレーター	
ローゼン氏	E-57
二爪鋭鉤	
ホルクマン氏	E-23
二爪鈍鉤	
ホルクマン氏	E-23
フック	
斎藤氏	T-35
シュクネヒト氏	E-52
フラップナイフ	
レンパート氏	E-51
フレキシブル鋭匙	
鈴木氏	E-55
プレッツセット	
浅野氏	N-9
へ	
米式輪匙	E-11
扁桃窩洗浄器	
野坂氏	T-15
扁桃吸引管	
ヤンカウエル氏	T-16
レーダー氏	T-16
扁桃絞断器	
タイジング氏	T-14
高橋氏	T-14
ブリューニングス氏	T-14
西端氏	T-17
ベック氏	T-17

品名	ページ
へ (へ 続き)	
扁桃止血鉗子	
西端氏	T-17
ベック氏	T-17
扁桃周囲膿瘍刀	
ペリトン刀	T-9
扁桃針	
荒牧氏	T-19
扁桃摘出刀	
岡田氏	T-12
久保氏	T-12
黒須氏	T-12
笹木氏	T-12
山川氏	T-12
高橋氏	T-12
田所氏	T-12
松田氏	T-12
扁桃剥離用剪刀	
岡田氏	T-15
田中氏	T-15
東大型	T-15
扁桃用鉤鉗子	
高橋氏	T-13
ミューズ氏	T-13
山川氏	T-13
吉井氏	T-13
扁桃用ピンセット	
久保氏	T-13
笹木氏	T-13
扁平鉤	
丸山氏	E-24
ランゲンベック氏	E-24
ほ	
蜂窩用鋭匙鉗子	
田中氏	N-36
細・鋭匙鉗子	
慈大型	N-49
細・截除鉗子	
慈大型	N-49
補聴器	
トランペット型	E-63
ま	
膜様部開放刀	
慈大型	N-50
マリウスニッパー	E-50
み	
溝状のみ	
九大型	E-27
シュワルツェ氏	E-28
鈴木氏	E-55
スタッカー氏	E-27
田所氏	E-27
東大型	E-29
三爪鋭鉤	
ホルクマン氏	E-23
耳栓	
恩地氏	E-64
耳茸絞断器	
クラウゼ氏	E-21
耳用鉗子	
ハルトマン氏	E-47
耳用吸引剥離子	E-25
耳用極小両刃メス	
山本氏	E-18

品名	ページ
み (み 続き)	
耳用截除鉗子	E-48
耳用ドレインチューブ	E-39
シェー氏	E-39
ミラー	T-37
め	
メス	
ギャラハー氏	E-51
も	
モビライザー	
ローゼン氏	E-57
よ	
四爪鋭鉤	
ホルクマン氏	E-23
ら	
ラリング用絞断器	T-36
り	
輪状刀	
ベックマン氏	T-21
る	
ルーペ	
高原氏	E-8
ろ	
ローラーナイフ	
シュクネヒト氏	E-51
わ	
彎曲型のみ	
慈大型	N-50
彎曲鉗子	T-27

[商品コード順索引]

商品コード順索引

品番	ページ	JANコード	薬事番号
101			
10100100	E-1	4571224380316	13B1X00138050038
10100200	E-1	4571224380323	13B1X00138050038
10100201	E-1	4571224380330	13B1X00138050038
10100300	E-1	4571224380347	13B1X00138050038
10100400	E-1	4571224380354	13B1X00138050038
10100401	E-1	4571224380361	13B1X00138050038
10100500	E-1	-	-
10100501	E-1	-	-
10100502	E-1	-	-
10100503	E-1	-	-
10100600	E-1	-	-
10100601	E-1	-	-
10100602	E-1	-	-
10100603	E-1	-	-
10100701	E-1	-	-
10100702	E-1	-	-
10100801	E-1	-	-
10100802	E-1	-	-
10100803	E-1	-	-
10100804	E-1	-	-
10100805	E-1	-	-
10100806	E-1	-	-
10100808	E-1	-	-
10100831	E-1	-	-
10100832	E-1	-	-
10100833	E-1	-	-
10100834	E-1	-	-
10100835	E-1	-	-
10100900	E-1	4571224380378	13B1X00138050037
10100902	E-1	-	-
10107300	E-1	-	-
10107400	E-1	-	-
10107401	E-1	-	-
10107402	E-1	-	-
10107502	E-1	-	-
10108000	E-10	4571224380514	13B1X00138MG0161
10108100	E-10	4571224380521	13B1X00138MG0161
10108700	E-10	4571224380538	13B1X00138050162
10108900	E-10	4571224380545	13B1X00138MG0161
10109000	E-9	4571224380552	13B1X00138MG0161
10109001	E-9	4571224380569	13B1X00138MG0161
10109002	E-9	4571224380576	13B1X00138MG0161
10109003	E-9	4571224380583	13B1X00138MG0161
10109004	E-9	4571224380590	13B1X00138MG0161
10109005	E-9	4571224380606	13B1X00138MG0161
10109006	E-9	4571224380613	13B1X00138MG0161
10109700	E-10	-	-
10112000	E-11	4571224380675	13B1X00138S50046
10112100	E-11	4571224380682	13B1X00138S50046
10112200	E-11	4571224380699	13B1X00138MK0052
10112300	E-11	4571224380705	13B1X00138SG0053
10112400	E-11	4571224380712	13B1X00138NJ0060
10112500	E-11	4571224380729	13B1X00138SG0061
10112600	E-11	4571224380736	13B1X00138SG0061
10112700	E-18	4571224380743	13B1X00138SC0063
10112701	E-18	4571224380750	13B1X00138SC0063
10112702	E-18	4571224380767	13B1X00138SC0063
10112703	E-18	4571224380774	13B1X00138SC0063
10112800	E-18	4571224380781	13B1X00138SC0063
10113200	E-18	4571224380798	13B1X00138SG0095

品番	ページ	JANコード	薬事番号
101	(続き)		
10113300	E-18	4571224380804	13B1X00138SG0095
10113400	E-11	-	-
10113600	E-19	-	-
10113700	E-19	-	-
10114200	E-19	-	-
10114300	E-19	-	-
10114700	E-14	4571224380811	13B1X00138S50103
10114701	E-14	4571224380828	13B1X00138S50103
10114702	E-14	4571224380835	13B1X00138S50103
10114703	E-14	4571224380842	13B1X00138S50103
10114704	E-14	4571224380859	13B1X00138S50103
10115100	E-14	4571224380873	13B1X00138S50103
10115101	E-14	4571224380880	13B1X00138S50103
10115102	E-14	4571224380897	13B1X00138S50103
10115103	E-14	4571224380903	13B1X00138S50103
10115104	E-14	4571224380910	13B1X00138S50103
10115300	E-14	4571224380965	13B1X00138S50103
10115304	E-14	4571224381009	13B1X00138S50103
10115311	E-14	4571224381016	13B1X00138S50103
10115312	E-14	4571224381023	13B1X00138S50103
10115313	E-14	4571224381030	13B1X00138S50103
10115500	E-14	4571224381047	13B1X00138S50103
10115501	E-14	4571224381054	13B1X00138S50103
10115502	E-14	4571224381061	13B1X00138S50103
10115503	E-14	4571224381078	13B1X00138S50103
10115504	E-14	4571224381085	13B1X00138S50103
10115601	E-14	4571224381092	13B1X00138S50103
10115602	E-14	4571224381108	13B1X00138S50103
10115603	E-14	4571224381115	13B1X00138S50103
10115701	E-14	4571224381139	13B1X00138S50103
10116001	E-15	4571224381146	13B1X00138SC0084
10116002	E-15	4571224381153	13B1X00138SC0084
10116003	E-15	4571224381160	13B1X00138SC0084
10116400	E-20	4571224381177	13B1X00138SK0114
10116500	E-20	4571224381184	13B1X00138SK0114
10116600	E-20	4571224381191	13B1X00138SC0359
10116700	E-20	4571224381207	13B1X00138SC0151
10116800	E-20	4571224381214	13B1X00138SC0151
10116900	E-20	4571224381221	13B1X00138SC0151
10117000	E-12	4571224381238	13B1X00138YW0164
10117001	E-12	4571224381245	13B1X00138YW0164
10117100	E-12	4571224381252	13B1X00138YW0164
10117200	E-12	4571224381269	13B1X00138YW0164
10117300	E-12	4571224381276	13B1X00138YW0164
10117400	E-12	4571224381283	13B1X00138YW0164
10117500	E-12	4571224381290	13B1X00138YW0164
10117800	E-63	-	-
10118001	E-46	4571224381306	13B1X00138IT0174
10118002	E-46	4571224381313	13B1X00138IT0174
10118100	E-47	4571224381320	13B1X00138IM0173
10118101	E-47	4571224381337	13B1X00138IM0173
10118301	E-46	4571224381344	13B1X00138IM0173
10118302	E-46	4571224381351	13B1X00138IM0173
10118303	E-46	4571224381368	13B1X00138IM0173
10118400	E-46	4571224381375	13B1X00138IM0173
10118401	E-46	4571224381382	13B1X00138IM0173
10118402	E-46	4571224381399	13B1X00138IM0173
10118800	E-48	4571224381405	13B1X00138MY0116
10118900	E-48	4571224381412	13B1X00138MY0116
10119101	E-21	4571224381429	13B1X00138IF0194

商品コード順索引

品番	ページ	JANコード	薬事番号
101	(続き)		
10119102	E-21	4571224381436	13B1X00138IF0194
10119103	E-21	4571224381443	13B1X00138IF0194
10119104	E-21	4571224381450	13B1X00138IF0194
10120001	E-64	-	-
10120002	E-64	-	-
10120003	E-64	-	-
10121002	E-22	4571224381467	13B1X00138050199
10121400	E-47	4571224381474	13B1X00138IM0173
10121500	E-47	4571224381481	13B1X00138IM0173
10121501	E-47	4571224381498	13B1X00138IM0173
10121800	E-21	4571224381504	13B1X00138TS0200
10121802	E-21	-	-
10121900	E-21	-	-
10122502	E-21	-	-
10122503	E-21	4571224381528	13B1X00138IF0206
10122510	E-21	4580310880616	13B1X00138050204
10122511	E-21	-	-
10122610	N-9	-	-
10122620	N-9	-	-
10123100	E-63	4571224381535	13B1X00138050209
10123500	E-22	4571224381542	13B1X00138050199
10123900	E-63	4571224381559	13B1X00138SG0106
10126301	E-23	4571224381580	13B1X00138050363
10126302	E-23	4571224381597	13B1X00138050149
10126401	E-23	4571224381603	13B1X00138050364
10126402	E-23	4571224381610	13B1X00138050368
10126501	E-23	4571224381627	13B1X00138050365
10126502	E-23	4571224381634	13B1X00138050369
10126700	E-23	4571224381641	13B1X00138050142
10126800	E-24	4571224381658	13B1X00138050160
10126801	E-24	4571224381665	13B1X00138050160
10126900	E-24	4571224381672	13B1X00138050160
10127000	E-25	4571224381689	13B1X00138S50219
10127100	E-24	4571224381696	13B1X00138N50225
10127301	E-36	4571224381702	13B1X00138SC0155
10127302	E-36	4571224381719	13B1X00138SC0155
10127303	E-36	4571224381726	13B1X00138SC0155
10127600	E-51	4571224381733	13B1X00138SC0357
10127701	E-26	4571224381740	13B1X00138SC0091
10127702	E-26	4571224381757	13B1X00138SC0091
10127711	E-26	4571224381764	13B1X00138SC0091
10127712	E-26	4571224381771	13B1X00138SC0091
10127800	E-25	4571224381788	13B1X00138S50219
10127900	E-25	4571224381795	13B1X00138S50219
10128001	E-25	4571224381801	13B1X00138KC0220
10128002	E-25	4571224381818	13B1X00138KC0220
10128003	E-25	4571224381825	13B1X00138KC0220
10128004	E-25	4571224381832	13B1X00138KC0220
10128201	E-24	4571224381856	13B1X00138N50225
10128202	E-24	4571224381863	13B1X00138N50225
10128300	E-24	4571224381870	13B1X00138N50225
10128401	E-29	4571224381887	13B1X00138SK0230
10128402	E-29	4571224381894	13B1X00138SK0230
10128403	E-29	4571224381900	13B1X00138SK0230
10128411	E-29	4571224381917	13B1X00138SK0230
10128412	E-29	4571224381924	13B1X00138SK0230
10128413	E-29	4571224381931	13B1X00138SK0230
10128414	E-29	4571224381948	13B1X00138SK0230
10128415	E-29	4571224381955	13B1X00138SK0230
10128416	E-29	4571224381962	13B1X00138SK0230

品番	ページ	JANコード	薬事番号
101	(続き)		
10128417	E-29	4571224381979	13B1X00138SK0230
10128418	E-29	4571224381986	13B1X00138SK0230
10128419	E-29	4571224381993	13B1X00138SK0230
10128420	E-29	4571224382006	13B1X00138SK0230
10128421	E-29	4571224382013	13B1X00138SK0230
10128422	E-29	4571224382020	13B1X00138SK0230
10128423	E-29	4571224382037	13B1X00138SK0230
10128501	E-29	4571224382044	13B1X00138SI0233
10128502	E-29	4571224382051	13B1X00138SI0233
10128503	E-29	4571224382068	13B1X00138SI0233
10128504	E-29	4571224382075	13B1X00138SI0233
10128505	E-29	4571224382082	13B1X00138SI0233
10128506	E-29	4571224382099	13B1X00138SI0233
10128507	E-29	4571224382105	13B1X00138SI0233
10128508	E-29	4571224382112	13B1X00138SI0233
10128509	E-29	4571224382129	13B1X00138SI0233
10128510	E-29	4571224382136	13B1X00138SI0233
10128511	E-29	4571224382143	13B1X00138SI0233
10128512	E-29	4571224382150	13B1X00138SI0233
10128513	E-29	4571224382167	13B1X00138SI0233
10128514	E-29	4571224382174	13B1X00138SI0233
10128515	E-29	4571224382181	13B1X00138SI0233
10128516	E-29	4571224382198	13B1X00138SI0233
10128601	E-29	4571224382211	13B1X00138SI0233
10128602	E-29	4571224382228	13B1X00138SI0233
10128603	E-29	4571224382235	13B1X00138SI0233
10128701	E-28	4571224382242	13B1X00138SK0230
10128702	E-28	4571224382259	13B1X00138SK0230
10128703	E-28	4571224382266	13B1X00138SK0230
10128801	E-28	4571224382273	13B1X00138SK0230
10128802	E-28	4571224382280	13B1X00138SK0230
10128803	E-28	4571224382297	13B1X00138SK0230
10128804	E-28	4571224382303	13B1X00138SK0230
10128805	E-28	4571224382310	13B1X00138SK0230
10128806	E-28	4571224382327	13B1X00138SK0230
10128807	E-28	4571224382334	13B1X00138SK0230
10128808	E-28	4571224382341	13B1X00138SK0230
10128809	E-28	4571224382358	13B1X00138SK0230
10128810	E-28	4571224382365	13B1X00138SK0230
10128811	E-28	4571224382372	13B1X00138SK0230
10128812	E-28	4571224382389	13B1X00138SK0230
10128813	E-28	4571224382396	13B1X00138SK0230
10128814	E-28	4571224382402	13B1X00138SK0230
10128815	E-28	4571224382419	13B1X00138SK0230
10128901	E-28	4571224382457	13B1X00138SI0233
10128902	E-28	4571224382464	13B1X00138SI0233
10128903	E-28	4571224382471	13B1X00138SI0233
10128904	E-28	4571224382488	13B1X00138SI0233
10128905	E-28	4571224382495	13B1X00138SI0233
10128906	E-28	4571224382501	13B1X00138SI0233
10128907	E-28	4571224382518	13B1X00138SI0233
10128908	E-28	4571224382525	13B1X00138SI0233
10128909	E-28	4571224382532	13B1X00138SI0233
10128910	E-28	4571224382549	13B1X00138SI0233
10128911	E-28	4571224382556	13B1X00138SI0233
10128912	E-28	4571224382563	13B1X00138SI0233
10128913	E-28	4571224382570	13B1X00138SI0233
10128914	E-28	4571224382587	13B1X00138SI0233
10128915	E-28	4571224382594	13B1X00138SI0233
10129001	E-28	4571224382617	13B1X00138SI0233

商品コード順索引

品番	ページ	JANコード	薬事番号
101	(続き)		
10129002	E-28	4571224382624	13B1X00138SI0233
10129003	E-28	4571224382631	13B1X00138SI0233
10129101	E-27	4571224382648	13B1X00138SI0233
10129102	E-27	4571224382655	13B1X00138SI0233
10129103	E-27	4571224382662	13B1X00138SI0233
10129104	E-27	4571224382679	13B1X00138SI0233
10129105	E-27	4571224382686	13B1X00138SI0233
10129111	E-27	4571224382693	13B1X00138SI0233
10129112	E-27	4571224382709	13B1X00138SI0233
10129113	E-27	4571224382716	13B1X00138SI0233
10129114	E-27	4571224382723	13B1X00138SI0233
10129115	E-27	4571224382730	13B1X00138SI0233
10129116	E-27	4571224382747	13B1X00138SI0233
10129117	E-27	4571224382754	13B1X00138SI0233
10129118	E-27	4571224382761	13B1X00138SI0233
10129119	E-27	4571224382778	13B1X00138SI0233
10129120	E-27	4571224382785	13B1X00138SI0233
10129121	E-27	4571224382792	13B1X00138SI0233
10129122	E-27	4571224382808	13B1X00138SI0233
10129123	E-27	4571224382815	13B1X00138SI0233
10129124	E-27	4571224382822	13B1X00138SI0233
10129125	E-27	4571224382839	13B1X00138SI0233
10129126	E-27	4571224382846	13B1X00138SI0233
10129201	E-27	4571224382853	13B1X00138SI0233
10129202	E-27	4571224382860	13B1X00138SI0233
10129203	E-27	4571224382877	13B1X00138SI0233
10129301	E-27	4571224382884	13B1X00138SI0233
10129302	E-27	4571224382891	13B1X00138SI0233
10129303	E-27	4571224382907	13B1X00138SI0233
10129304	E-27	4571224382914	13B1X00138SI0233
10129305	E-27	4571224382921	13B1X00138SI0233
10129306	E-27	4571224382938	13B1X00138SI0233
10129310	E-27	4571224382945	13B1X00138SI0233
10129311	E-27	4571224382952	13B1X00138SI0233
10129312	E-27	4571224382969	13B1X00138SI0233
10129400	E-31	4571224382976	13B1X00138050234
10129500	E-31	4571224382983	13B1X00138050247
10129600	E-31	4571224382990	13B1X00138050234
10129801	E-36	4571224383003	13B1X00138NJ0088
10129802	E-36	4571224383010	13B1X00138NJ0088
10129803	E-36	4571224383027	13B1X00138NJ0088
10129901	E-32	4571224383034	13B1X00138SI0054
10129902	E-32	4571224383041	13B1X00138SI0054
10129903	E-32	4571224383058	13B1X00138SI0054
10129904	E-32	4571224383065	13B1X00138SI0054
10129905	E-32	4571224383072	13B1X00138SI0054
10129906	E-32	4571224383089	13B1X00138SI0054
10129907	E-32	4571224383096	13B1X00138SI0054
10129908	E-32	4571224383102	13B1X00138SI0054
10129909	E-32	4571224383119	13B1X00138SI0054
10130101	E-32	4571224383126	13B1X00138SI0054
10130102	E-32	4571224383133	13B1X00138SI0054
10130103	E-32	4571224383140	13B1X00138SI0054
10130104	E-32	4571224383157	13B1X00138SI0054
10130105	E-32	4571224383164	13B1X00138SI0054
10130106	E-32	4571224383171	13B1X00138SI0054
10130107	E-32	4571224383188	13B1X00138SI0054
10130108	E-32	4571224383195	13B1X00138SI0054
10130109	E-32	4571224383201	13B1X00138SI0054
10130110	E-32	4571224383218	13B1X00138SI0054

品番	ページ	JANコード	薬事番号
101	(続き)		
10130111	E-32	4571224383225	13B1X00138SI0054
10130112	E-32	4571224383232	13B1X00138SI0054
10130113	E-32	4571224383249	13B1X00138SI0054
10130114	E-32	4571224383256	13B1X00138SI0054
10130401	E-32	4571224383263	13B1X00138SI0054
10130402	E-32	4571224383270	13B1X00138SI0054
10130403	E-32	4571224383287	13B1X00138SI0054
10130404	E-32	4571224383294	13B1X00138SI0054
10130405	E-32	4571224383300	13B1X00138SI0054
10130406	E-32	4571224383317	13B1X00138SI0054
10130501	E-32	4571224383324	13B1X00138SI0054
10130502	E-32	4571224383331	13B1X00138SI0054
10130503	E-32	4571224383348	13B1X00138SI0054
10130504	E-32	4571224383355	13B1X00138SI0054
10130505	E-32	4571224383362	13B1X00138SI0054
10130506	E-32	4571224383379	13B1X00138SI0054
10130600	E-32	4571224383386	13B1X00138SI0054
10130700	E-32	4571224383393	13B1X00138SI0054
10130800	E-32	4571224383409	13B1X00138SI0054
10130900	E-32	4571224383416	13B1X00138SI0054
10131000	E-32	4571224383423	13B1X00138SI0054
10131201	E-34	4571224383430	13B1X00138X50240
10131202	E-34	4571224383447	13B1X00138X50240
10131400	E-34	4571224383454	13B1X00138X50240
10131500	E-34	4571224383461	13B1X00138X50240
10131600	E-34	4571224383478	13B1X00138X50240
10131700	E-34	4571224383485	13B1X00138X50240
10132000	E-34	4571224383492	13B1X00138X50240
10132300	E-30	4571224383508	13B1X00138IH0305
10132700	N-35	4571224383515	13B1X00138IH0305
10133100	E-40	4571224383522	13B1X00138IK0171
10133200	E-40	4571224383539	13B1X00138IK0171
10133300	E-40	4571224383546	13B1X00138IK0171
10133400	E-40	4571224383553	13B1X00138IK0171
10134100	N-11	4571224383584	13B1X00138WB0168
10134200	N-11	4571224383591	13B1X00138WB0168
10134301	E-42	4571224383607	13B1X00138TN0125
10134302	E-42	4571224383614	13B1X00138TN0125
10134303	E-42	4571224383621	13B1X00138TN0125
10134401	E-42	4571224383638	13B1X00138TN0125
10134402	E-42	4571224383645	13B1X00138TN0125
10134403	E-42	4571224383652	13B1X00138TN0125
10134900	E-31	4571224383669	13B1X00138050247
10135090	E-31	4571224383683	13B1X00138050234
10135401	E-25	4571224383690	13B1X00138KC0220
10135402	E-25	4571224383706	13B1X00138KC0220
10135500	E-51	4571224383713	13B1X00138SC0064
10135900	E-51	4571224383720	13B1X00138SK0152
10136000	E-51	4571224383737	13B1X00138SK0152
10136100	E-63	-	-
10136200	E-41	4571224383744	13B1X00138MT0133
10136300	E-41	4571224383751	13B1X00138MT0133
10136970	E-36	4571224383768	13B1X00138SK0090
10136971	E-36	4571224383775	13B1X00138SK0090
10137071	E-36	4580310882009	13B1X00138KG0248
10137172	E-36	4571224383805	13B1X00138050227
10137173	E-36	4571224383812	13B1X00138050227
10137401	E-4	4571224383829	13B1X00138S50251
10137402	E-4	4571224383836	13B1X00138S50251
10137403	E-4	4571224383843	13B1X00138S50251

商品コード順索引

品番	ページ	JANコード	薬事番号
101	(続き)		
10137471	E-4	4571224383850	13B1X00138S50251
10137472	E-4	4571224383867	13B1X00138S50251
10137473	E-4	4571224383874	13B1X00138S50251
10137501	E-2	4571224383881	13B1X00138S50251
10137502	E-2	4571224383898	13B1X00138S50251
10137503	E-2	4571224383904	13B1X00138S50251
10137504	E-2	4571224383911	13B1X00138S50251
10137505	E-2	4571224383928	13B1X00138S50251
10137511	E-2	4580310878439	13B1X00138S50251
10137512	E-2	4580310878446	13B1X00138S50251
10137513	E-2	4580310878453	13B1X00138S50251
10137514	E-2	4580310878460	13B1X00138S50251
10137515	E-2	4580310878477	13B1X00138S50251
10137571	E-2	4571224383935	13B1X00138S50251
10137572	E-2	4571224383942	13B1X00138S50251
10137573	E-2	4571224383959	13B1X00138S50251
10137574	E-2	4571224383966	13B1X00138S50251
10137575	E-2	4571224383973	13B1X00138S50251
10137581	E-2	4580310878484	13B1X00138S50251
10137582	E-2	4580310878491	13B1X00138S50251
10137583	E-2	4580310878507	13B1X00138S50251
10137584	E-2	4580310878514	13B1X00138S50251
10137585	E-2	4580310878521	13B1X00138S50251
10137601	E-2	4571224383980	13B1X00138S50251
10137602	E-2	4571224383997	13B1X00138S50251
10137603	E-2	4571224384000	13B1X00138S50251
10137604	E-2	4571224384017	13B1X00138S50251
10137605	E-2	4571224384024	13B1X00138S50251
10137671	E-2	4571224384031	13B1X00138S50251
10137672	E-2	4571224384048	13B1X00138S50251
10137673	E-2	4571224384055	13B1X00138S50251
10137674	E-2	4571224384062	13B1X00138S50251
10137675	E-2	4571224384079	13B1X00138S50251
10137701	E-2	4571224384086	13B1X00138S50251
10137702	E-2	4571224384093	13B1X00138S50251
10137703	E-2	4571224384109	13B1X00138S50251
10137704	E-2	4571224384116	13B1X00138S50251
10137705	E-2	4571224384123	13B1X00138S50251
10137721	E-2	4580310878538	13B1X00138S50251
10137722	E-2	4580310878545	13B1X00138S50251
10137723	E-2	4580310878552	13B1X00138S50251
10137724	E-2	4580310878569	13B1X00138S50251
10137725	E-2	4580310878576	13B1X00138S50251
10137771	E-5	4571224384130	13B1X00138S50251
10137772	E-5	4571224384147	13B1X00138S50251
10137773	E-5	4571224384154	13B1X00138S50251
10137774	E-5	4571224384161	13B1X00138S50251
10137775	E-5	4571224384178	13B1X00138S50251
10137801	E-3	4571224384185	13B1X00138S50251
10137802	E-3	4571224384192	13B1X00138S50251
10137803	E-3	4571224384208	13B1X00138S50251
10137804	E-3	4571224384215	13B1X00138S50251
10137805	E-3	4571224384222	13B1X00138S50251
10137871	E-3	4571224384239	13B1X00138S50251
10137872	E-3	4571224384246	13B1X00138S50251
10137873	E-3	4571224384253	13B1X00138S50251
10137874	E-3	4571224384260	13B1X00138S50251
10137875	E-3	4571224384277	13B1X00138S50251
10137900	E-3	4571224384284	13B1X00138S50251
10137901	E-3	4571224384291	13B1X00138S50251

品番	ページ	JANコード	薬事番号
101	(続き)		
10137902	E-3	4571224384307	13B1X00138S50251
10137903	E-3	4571224384314	13B1X00138S50251
10137904	E-3	4571224384321	13B1X00138S50251
10137905	E-3	4571224384338	13B1X00138S50251
10137906	E-3	4571224384345	13B1X00138S50251
10137970	E-3	4571224384352	13B1X00138S50251
10137971	E-3	4571224384369	13B1X00138S50251
10137972	E-3	4571224384376	13B1X00138S50251
10137973	E-3	4571224384383	13B1X00138S50251
10137974	E-3	4571224384390	13B1X00138S50251
10137975	E-3	4571224384406	13B1X00138S50251
10137976	E-3	4571224384413	13B1X00138S50251
10137981	E-3	4580310880814	13B1X00138S50251
10137982	E-3	4580310880821	13B1X00138S50251
10137983	E-3	4580310880838	13B1X00138S50251
10137984	E-3	4580310880845	13B1X00138S50251
10137985	E-3	4580310880852	13B1X00138S50251
10138000	E-8	-	-
10138021	E-3	4571224384420	13B1X00138S50251
10138022	E-3	4571224384437	13B1X00138S50251
10138023	E-3	4571224384444	13B1X00138S50251
10138071	E-3	4571224384451	13B1X00138S50251
10138072	E-3	4571224384468	13B1X00138S50251
10138073	E-3	4571224384475	13B1X00138S50251
10138101	E-3	4571224384482	13B1X00138S50251
10138102	E-3	4571224384499	13B1X00138S50251
10138103	E-3	4571224384505	13B1X00138S50251
10138104	E-3	4571224384512	13B1X00138S50251
10138171	E-3	4571224384529	13B1X00138S50251
10138172	E-3	4571224384536	13B1X00138S50251
10138173	E-3	4571224384543	13B1X00138S50251
10138174	E-3	4571224384550	13B1X00138S50251
10138371	E-6	4571224384567	13B1X00138S50251
10138372	E-6	4571224384574	13B1X00138S50251
10138373	E-6	4571224384581	13B1X00138S50251
10138501	E-4	4571224384598	13B1X00138S50251
10138502	E-4	4571224384604	13B1X00138S50251
10138503	E-4	4571224384611	13B1X00138S50251
10138571	E-4	4571224384628	13B1X00138S50251
10138572	E-4	4571224384635	13B1X00138S50251
10138573	E-4	4571224384642	13B1X00138S50251
10138601	E-4	4571224384659	13B1X00138S50251
10138602	E-4	4571224384666	13B1X00138S50251
10138603	E-4	4571224384673	13B1X00138S50251
10138671	E-4	4571224384680	13B1X00138S50251
10138672	E-4	4571224384697	13B1X00138S50251
10138673	E-4	4571224384703	13B1X00138S50251
10138701	E-4	4571224384710	13B1X00138S50251
10138702	E-4	4571224384727	13B1X00138S50251
10138703	E-4	4571224384734	13B1X00138S50251
10138704	E-4	4571224384741	13B1X00138S50251
10138771	E-4	4571224384758	13B1X00138S50251
10138772	E-4	4571224384765	13B1X00138S50251
10138773	E-4	4571224384772	13B1X00138S50251
10138774	E-4	4571224384789	13B1X00138S50251
10138871	E-4	4571224384796	13B1X00138S50251
10138872	E-4	4571224384802	13B1X00138S50251
10138873	E-4	4571224384819	13B1X00138S50251
10138971	E-5	4571224384826	13B1X00138S50251
10138972	E-5	4571224384833	13B1X00138S50251

商品コード順索引

品番	ページ	JANコード	薬事番号
101	(続き)		
10138973	E-5	4571224384840	13B1X00138S50251
10139071	E-2	4571224384857	13B1X00138S50251
10139072	E-2	4571224384864	13B1X00138S50251
10139073	E-2	4571224384871	13B1X00138S50251
10139074	E-2	4571224384888	13B1X00138S50251
10139075	E-2	4571224384895	13B1X00138S50251
10139081	E-2	4580310878583	13B1X00138S50251
10139082	E-2	4580310878590	13B1X00138S50251
10139083	E-2	4580310878606	13B1X00138S50251
10139084	E-2	4580310878613	13B1X00138S50251
10139085	E-2	4580310878620	13B1X00138S50251
10139171	E-7	4571224384901	13B1X00138S50251
10139172	E-7	4571224384918	13B1X00138S50251
10139173	E-7	4571224384925	13B1X00138S50251
10139174	E-7	4571224384932	13B1X00138S50251
10139175	E-7	4571224384949	13B1X00138S50251
10139176	E-7	4571224384956	13B1X00138S50251
10139270	E-7	-	-
10139370	E-7	-	-
10139371	E-7	-	-
10139600	E-7	4571224384963	13B1X00138050337
10139870	E-5	4571224384970	13B1X00138S50251
10139871	E-5	4571224384987	13B1X00138S50251
10139872	E-5	4571224384994	13B1X00138S50251
10139873	E-5	4571224385007	13B1X00138S50251
10139874	E-5	4571224385014	13B1X00138S50251
10140270	E-7	4571224385021	13B1X00138050346
10140271	E-7	4571224385038	13B1X00138S50251
10140272	E-7	4571224385045	13B1X00138S50251
10140273	E-7	4571224385052	13B1X00138S50251
10140274	E-7	4571224385069	13B1X00138S50251
10140275	E-7	4571224385076	13B1X00138S50251
10140471	E-5	4571224385083	13B1X00138S50251
10140472	E-5	4571224385090	13B1X00138S50251
10140473	E-5	4571224385106	13B1X00138S50251
10140500	E-7	4571224385113	13B1X00138050348
10140501	E-7	4571224385120	13B1X00138050349
10140502	E-7	4571224385137	13B1X00138050349
10140503	E-7	4571224385144	13B1X00138050349
10141300	E-8	-	-
10141400	E-8	-	-
10141500	E-8	-	-
10141600	E-8	4571224385151	13B1X00138NJ0252
10143201	E-37	4571224385205	13B1X00138T50264
10143202	E-37	4571224385212	13B1X00138T50264
10143371	E-37	4571224385229	13B1X00138T50264
10143372	E-37	4571224385236	13B1X00138T50264
10143373	E-37	4571224385243	13B1X00138T50264
10143374	E-37	4571224385250	13B1X00138T50264
10143500	E-38	4571224385267	13B1X00138050261
10143501	E-38	-	-
10143601	E-38	4571224385274	13B1X00138T50264
10143602	E-38	4571224385281	13B1X00138T50264
10143870	E-38	4571224385298	13B1X00138T50264
10143871	E-38	-	-
10143970	E-38	4571224385304	13B1X00138T50264
10144600	E-39	4571224380040	16100BZZ00281000
10144700	E-39	4571224380026	16100BZZ00281000
10144800	E-39	4571224380057	16100BZZ00281000
10145000	E-39	4571224380033	16100BZZ00281000

品番	ページ	JANコード	薬事番号
101	(続き)		
10145100	E-39	4580310878835	13B1X00138MY0179
10145200	E-12	4571224385311	13B1X00138WB0167
10145300	E-12	4571224385328	13B1X00138WB0167
10145401	E-16	4571224385335	13B1X00138IS0113
10145402	E-16	4571224385342	13B1X00138IS0113
10145403	E-16	4571224385359	13B1X00138IS0113
10145404	E-16	4571224385366	13B1X00138IS0113
10145405	E-16	4571224385373	13B1X00138IS0113
10145406	E-16	4571224385380	13B1X00138IS0113
10145407	E-16	4571224385397	13B1X00138IS0113
10145408	E-16	4571224385403	13B1X00138IS0113
10145700	E-16	4571224385472	13B1X00138IS0113
10146000	E-44	4571224385489	13B1X00138KM0267
10146100	E-44	4571224385496	13B1X00138KM0267
10146200	E-44	4571224385502	13B1X00138KM0267
10146300	E-44	4571224385519	13B1X00138KM0267
10146400	E-44	4571224385526	13B1X00138MY0269
10146500	E-44	4571224385533	13B1X00138MY0269
10146600	E-48	4571224385540	13B1X00138X50312
10146700	E-48	4571224385557	13B1X00138X50312
10146900	E-48	4571224385564	13B1X00138X50306
10147000	E-48	4571224385571	13B1X00138X50306
10147300	E-59	4571224385595	13B1X00138X50312
10147400	E-59	4571224385601	13B1X00138X50312
10147700	E-59	4571224385618	13B1X00138X50312
10147800	E-59	4571224385625	13B1X00138X50312
10147900	E-59	4571224385632	13B1X00138X50312
10148000	E-44	4571224385649	13B1X00138KM0178
10148100	E-44	4571224385656	13B1X00138KM0178
10148200	E-44	4571224385663	13B1X00138MY0175
10148210	E-44	4571224385670	13B1X00138MY0175
10148300	E-50	4571224385687	13B1X00138MT0133
10148400	E-50	4571224385694	13B1X00138MT0133
10148401	E-50	4571224385700	13B1X00138MT0133
10148500	E-49	4571224385717	13B1X00138X50312
10148600	E-49	4571224385724	13B1X00138X50312
10148800	E-46	4571224385731	13B1X00138MY0181
10148900	E-49	4571224385748	13B1X00138MY0182
10149400	E-13	4571224385755	13B1X00138SK0352
10149800	E-15	4571224385762	13B1X00138IS0113
10149801	E-15	4571224385779	13B1X00138IS0113
10149802	E-15	4571224385786	13B1X00138IS0113
10149803	E-15	4571224385793	13B1X00138IS0113
10149804	E-15	4571224385809	13B1X00138IS0113
10149805	E-15	4571224385816	13B1X00138IS0113
10149806	E-15	4571224385823	13B1X00138IS0113
10149807	E-15	4571224385830	13B1X00138IS0113
10149808	E-17	-	-
10149809	E-17	-	-
10149810	E-17	-	-
10149811	E-17	-	-
10149812	E-17	-	-
10149900	E-17	-	-
10149901	E-17	-	-
10149910	E-17	-	-
10149911	E-17	-	-
10149912	E-17	-	-
10150000	E-49	4571224385847	13B1X00138KM0183
10150100	E-45	4580310881767	13B1X00138KS0390
10150200	E-45	4580310881774	13B1X00138KS0391

商品コード順索引

品番	ページ	JANコード	薬事番号
101	(続き)		
10150300	E-45	4580310881781	13B1X00138KS0392
10150800	E-35	4571224385854	13B1X00138IK0238
10150801	E-35	4571224385861	13B1X00138IK0238
10150802	E-35	4571224385878	13B1X00138IK0238
10151100	E-41	4571224385885	13B1X00138YZ0117
10151200	E-61	4571224385892	13B1X00138IH0305
10151300	E-30	4571224385908	13B1X00138IH0305
10151400	E-33	4571224385915	13B1X00138SI0054
10151401	E-33	4571224385922	13B1X00138SI0054
10151500	E-33	4571224385939	13B1X00138SI0054
10153100	E-51	4571224385946	13B1X00138SC0074
10153370	E-26	4571224385953	13B1X00138SC0065
10153400	E-51	4571224385960	13B1X00138MO0067
10153500	E-61	4571224385977	13B1X00138SK0273
10153601	E-54	4571224385984	13B1X00138SC0075
10153602	E-54	4571224385991	13B1X00138SC0075
10153603	E-54	4571224386004	13B1X00138SC0075
10153604	E-54	4571224386011	13B1X00138SC0075
10153611	E-54	4571224386028	13B1X00138SC0075
10153612	E-54	4571224386035	13B1X00138SC0075
10153613	E-54	4571224386042	13B1X00138SC0075
10153614	E-54	4571224386059	13B1X00138SC0075
10153701	E-58	4571224386066	13B1X00138SC0068
10153702	E-58	4571224386073	13B1X00138SC0056
10153703	E-58	4571224386080	13B1X00138KC0220
10153704	E-58	4571224386097	13B1X00138KC0220
10153705	E-58	4571224386103	13B1X00138SC0091
10153706	E-58	4571224386110	13B1X00138SC0135
10153707	E-58	4571224386127	13B1X00138SC0135
10153708	E-58	4571224386134	13B1X00138SC0135
10153709	E-58	4571224386141	13B1X00138SC0135
10153710	E-58	4571224386158	13B1X00138SC0089
10153711	E-58	4571224386165	13B1X00138SC0069
10153712	E-58	-	-
10154100	E-60	4571224386172	13B1X00138NJ0221
10155500	E-60	4571224386189	13B1X00138TN0118
10155501	E-60	4571224386196	13B1X00138TN0118
10156100	E-61	4571224386202	13B1X00138TN0118
10156200	E-61	4571224386219	13B1X00138TN0118
10156300	E-61	4571224386226	13B1X00138TN0351
10156400	E-61	4571224386233	13B1X00138TN0351
10156801	E-62	4571224386240	13B1X00138SC0370
10156802	E-62	4571224386257	13B1X00138SC0370
10156803	E-62	4571224386264	13B1X00138SC0370
10157000	E-62	4571224386271	13B1X00138SC0226
10157100	E-62	4571224386288	13B1X00138KC0220
10157500	E-62	4571224386295	13B1X00138SC0078
10161701	E-30	4571224386301	13B1X00138SC0314
10161702	E-30	4571224386318	13B1X00138SC0314
10161703	E-30	4571224386325	13B1X00138SC0314
10161704	E-30	4571224386332	13B1X00138SC0314
10161705	E-30	4571224386349	13B1X00138SC0314
10161706	E-30	4571224386356	13B1X00138SC0314
10161707	E-30	4571224386363	13B1X00138SC0314
10161800	E-30	-	-
10161801	E-30	-	-
10161900	E-31	4571224386370	13B1X00138050234
10162170	E-57	4571224386387	13B1X00138SC0070
10162200	E-57	4571224386394	13B1X00138SC0210
10162201	E-57	4571224386400	13B1X00138SC0210

品番	ページ	JANコード	薬事番号
101	(続き)		
10162470	E-57	4571224386417	13B1X00138SC0214
10162571	E-57	4571224386424	13B1X00138SI0054
10162572	E-57	4571224386431	13B1X00138SI0054
10162573	E-57	4571224386448	13B1X00138SI0054
10162671	E-57	4571224386455	13B1X00138SI0054
10162672	E-57	4571224386462	13B1X00138SI0054
10162673	E-57	4571224386479	13B1X00138SI0054
10162771	E-57	4571224386486	13B1X00138SC0134
10162772	E-57	4571224386493	13B1X00138SC0134
10162871	E-57	4571224386509	13B1X00138SC0141
10162872	E-57	4571224386516	13B1X00138SC0141
10162873	E-57	4571224386523	13B1X00138SC0141
10162970	E-57	4571224386530	13B1X00138SC0137
10163070	E-57	4571224386547	13B1X00138SC0136
10163300	E-17	-	-
10163301	E-17	-	-
10163302	E-17	-	-
10163400	E-17	-	-
10166500	E-18	4571224386554	13B1X00138SC0079
10166700	E-41	4571224386561	13B1X00138IK0172
10166701	E-41	4571224386578	13B1X00138IK0172
10166702	E-41	4571224386585	13B1X00138IK0172
10166703	E-41	4571224386592	13B1X00138IK0172
10166800	E-50	4571224386608	13B1X00138MY0127
10166900	E-41	4571224386622	13B1X00138TN0128
10167490	E-53	4571224386639	13B1X00138X50312
10167590	E-53	4571224386646	13B1X00138MY0265
10167690	E-53	4571224386653	13B1X00138MY0272
10167890	E-53	4571224386660	13B1X00138MY0126
10167900	E-18	4571224386677	13B1X00138SG0095
10168171	E-54	4571224386684	13B1X00138SC0077
10168172	E-54	4571224386691	13B1X00138SC0077
10168173	E-54	4571224386707	13B1X00138SC0077
10168174	E-54	4571224386714	13B1X00138SC0077
10168271	E-54	4571224386721	13B1X00138SC0077
10168272	E-54	4571224386738	13B1X00138SC0077
10168273	E-54	4571224386745	13B1X00138SC0077
10168274	E-54	4571224386752	13B1X00138SC0077
10168371	E-55	4571224386769	13B1X00138SC0058
10168372	E-55	4571224386776	13B1X00138SC0058
10168373	E-55	4571224386783	13B1X00138SC0058
10168401	E-55	4571224386790	13B1X00138SI0233
10168402	E-55	4571224386806	13B1X00138SI0233
10168403	E-55	4571224386813	13B1X00138SI0233
10168571	E-54	4571224386820	13B1X00138SC0075
10168572	E-54	4571224386837	13B1X00138SC0075
10168573	E-54	4571224386844	13B1X00138SC0075
10168574	E-54	4571224386851	13B1X00138SC0075
10168671	E-54	4571224386868	13B1X00138SC0075
10168672	E-54	4571224386875	13B1X00138SC0075
10168673	E-54	4571224386882	13B1X00138SC0075
10168674	E-54	4571224386899	13B1X00138SC0075
10168800	E-58	4571224386905	13B1X00138SC0147
10168970	E-54	4571224386912	13B1X00138SC0147
10168971	E-54	4571224386929	13B1X00138SC0147
10169100	E-43	4571224386936	13B1X00138TN0119
10169101	E-43	4571224386943	13B1X00138TN0121
10169271	E-54	4571224386950	13B1X00138SC0148
10169272	E-54	4571224386967	13B1X00138SC0148
10171071	E-56	4571224386974	13B1X00138SC0070

商品コード順索引

品番	ページ	JANコード	薬事番号
101	(続き)		
10171072	E-56	4571224386981	13B1X00138SC0070
10171073	E-56	4571224386998	13B1X00138SC0070
10171171	E-56	4571224387001	13B1X00138SC0056
10171172	E-56	4571224387018	13B1X00138SC0056
10171173	E-56	4571224387025	13B1X00138SC0056
10171174	E-56	4571224387032	13B1X00138SC0056
10171270	E-56	4571224387049	13B1X00138SC0134
10171370	E-56	4571224387056	13B1X00138SC0134
10171371	E-56	4571224387063	13B1X00138SC0134
10171471	E-56	4571224387070	13B1X00138SC0136
10171472	E-56	4571224387087	13B1X00138SC0136
10171473	E-56	4571224387094	13B1X00138SC0136
10171474	E-56	4571224387100	13B1X00138SC0136
10171475	E-56	4571224387117	13B1X00138SC0136
10171476	E-56	4571224387124	13B1X00138SC0136
10171477	E-56	4571224387131	13B1X00138SC0134
10171478	E-56	4571224387148	13B1X00138SC0091
10171570	E-56	4571224387155	13B1X00138SC0214
10171600	E-56	-	-
10171901	E-52	4571224387162	13B1X00138KC0157
10171902	E-52	4571224387179	13B1X00138KC0157
10171903	E-52	4571224387186	13B1X00138KC0157
10171904	E-52	4571224387193	13B1X00138KC0157
10172000	E-52	4571224387209	13B1X00138SK0278
10172100	E-52	4571224387216	13B1X00138SK0274
10172101	E-52	4571224387223	13B1X00138SK0274
10172102	E-52	4571224387230	13B1X00138SK0274
10172600	E-63	4571224387247	13B1X00138MG0153
10172700	E-63	4571224387254	13B1X00138TI0154
10172801	E-13	4571224387261	13B1X00138WB0169
10172802	E-13	4571224387278	13B1X00138WB0169
10173101	E-43	4571224387285	13B1X00138TN0120
10173102	E-43	4571224387292	13B1X00138TN0120
10173103	E-43	4571224387308	13B1X00138TN0120
10175000	E-12	4571224387315	13B1X00138WB0169
10175001	E-12	4571224387322	13B1X00138WB0169
10175100	E-12	4571224387339	13B1X00138WB0169
10175101	E-12	4571224387346	13B1X00138WB0169
10180000	E-52	4571224387353	13B1X00138SK0277
10180001	E-52	4571224387360	13B1X00138SK0277
10180002	E-52	4571224387377	13B1X00138SK0277
10180003	E-52	4571224387384	13B1X00138SK0277
10180004	E-52	4571224387391	13B1X00138SK0277
10182100	E-25	4580310882276	13B1X00138SA0394

102			
10200300	N-6	4571224387476	13B1X00138MK0281
10200700	N-5	4571224387483	13B1X00138SG0371
10200701	N-5	4571224387490	13B1X00138SG0371
10200800	N-10	4571224387506	13B1X00138S50050
10200900	N-10	4571224387513	13B1X00138S50050
10201001	N-10	4571224387520	13B1X00138S50050
10201002	N-10	4571224387537	13B1X00138S50050
10201300	N-10	4571224387544	13B1X00138S50050
10201400	N-10	4571224387551	13B1X00138S50050
10201900	N-10	4571224387568	13B1X00138SG0047
10202001	N-11	4571224387575	13B1X00138YW0166
10202002	N-11	4571224387582	13B1X00138YW0166

品番	ページ	JANコード	薬事番号
102	(続き)		
10202201	N-11	4571224387599	13B1X00138YW0166
10202202	N-11	4571224387605	13B1X00138YW0166
10202300	N-11	4571224387612	13B1X00138YW0166
10202400	N-11	4571224387629	13B1X00138YW0166
10202500	N-6	4571224387636	13B1X00138050282
10202900	N-6	-	-
10203000	N-6	-	-
10203100	N-12	4571224387650	13B1X00138050043
10203200	N-12	-	-
10204800	N-10	4571224387667	13B1X00138SG0092
10204900	N-12	4571224387674	13B1X00138TS0201
10205000	N-12	4571224387681	13B1X00138TS0201
10205001	N-12	4571224387698	13B1X00138TS0201
10205100	N-12	-	-
10205101	N-12	-	-
10205200	N-12	-	-
10205201	N-12	-	-
10205500	N-12	-	-
10205701	N-13	4571224387704	13B1X00138IT0176
10205702	N-13	4571224387711	13B1X00138IT0176
10205703	N-13	4571224387728	13B1X00138IT0176
10205801	N-13	4571224387735	13B1X00138IT0176
10205802	N-13	4571224387742	13B1X00138IT0176
10205803	N-13	4571224387759	13B1X00138IT0176
10205900	N-13	4571224387766	13B1X00138IT0176
10205901	N-13	4571224387773	13B1X00138IT0176
10205902	N-13	4571224387780	13B1X00138IT0176
10205903	N-13	4571224387797	13B1X00138IT0176
10205904	N-13	4571224387803	13B1X00138IT0176
10206101	N-13	4571224387810	13B1X00138IT0176
10206102	N-13	4571224387827	13B1X00138IT0176
10206103	N-13	4571224387834	13B1X00138IT0176
10206104	N-13	4571224387841	13B1X00138IT0176
10206201	N-14	4571224387858	13B1X00138TN0123
10206202	N-14	4571224387865	13B1X00138TN0123
10206203	N-14	4571224387872	13B1X00138TN0123
10206300	N-14	4571224387889	13B1X00138TN0123
10206400	N-14	4571224387896	13B1X00138TN0123
10206600	N-14	4571224387902	13B1X00138TN0122
10206701	N-15	4571224387919	13B1X00138TN0124
10206702	N-15	4571224387926	13B1X00138TN0124
10206801	N-42	4571224387933	13B1X00138X50306
10206802	N-43	4571224387940	13B1X00138X50306
10206803	N-44	4571224387957	13B1X00138X50306
10206804	N-45	4571224387964	13B1X00138X50306
10206900	N-42	4571224387971	13B1X00138X50312
10206901	N-42	4571224387988	13B1X00138X50312
10206902	N-42	4571224387995	13B1X00138X50312
10206903	N-42	4571224388008	13B1X00138X50193
10206904	N-42	4571224388015	13B1X00138X50193
10206905	N-42	4571224388022	13B1X00138X50193
10207001	N-43	4571224388039	13B1X00138X50312
10207002	N-43	4571224388046	13B1X00138X50312
10207003	N-43	4571224388053	13B1X00138X50312
10207004	N-43	4571224388060	13B1X00138X50312
10207500	N-44	4571224388077	13B1X00138X50312
10207600	N-44	4571224388084	13B1X00138X50312
10207800	N-24	4571224388091	13B1X00138SC0080
10207900	N-24	4571224388107	13B1X00138SM0086
10208001	N-26	4571224388114	13B1X00138050213

商品コード順索引

品番	ページ	JANコード	薬事番号
102	(続き)		
10208002	N-26	4571224388121	13B1X00138050213
10208003	N-26	4571224388138	13B1X00138050213
10208201	N-26	4571224388145	13B1X00138IF0231
10208202	N-26	4571224388152	13B1X00138IF0231
10208203	N-26	4571224388169	13B1X00138IF0231
10208300	N-26	4571224388176	13B1X00138IF0231
10208301	N-26	4571224388183	13B1X00138IF0231
10208302	N-26	4571224388190	13B1X00138IF0231
10208400	N-27	4571224388206	13B1X00138IY0177
10208501	N-27	4571224388213	13B1X00138IY0177
10208502	N-27	4571224388220	13B1X00138IY0177
10208600	N-27	4571224388237	13B1X00138IY0177
10208700	E-31	4571224388244	13B1X00138050234
10209200	N-35	4571224388251	13B1X00138TI0279
10209300	N-29	4571224388268	13B1X00138SK0211
10209301	N-29	4580310881040	13B1X00138SK0211
10209400	N-29	4580310881095	13B1X00138SK0383
10209500	N-25	4571224388275	13B1X00138050222
10209600	N-25	4571224388282	13B1X00138050222
10209700	N-24	4571224388299	13B1X00138SM0086
10210001	N-24	4571224388305	13B1X00138050283
10210002	N-24	4571224388312	13B1X00138050215
10210003	N-24	4571224388329	13B1X00138050216
10210900	N-3	4571224388336	13B1X00138SG0244
10211601	N-25	4571224388343	13B1X00138050222
10211602	N-25	4571224388350	13B1X00138050222
10211700	N-25	4571224388367	13B1X00138M50224
10211800	N-24	4571224388374	13B1X00138050284
10211900	N-25	4571224388381	13B1X00138IF0071
10212000	N-27	4571224388398	13B1X00138IY0177
10212100	N-26	4571224388404	13B1X00138IF0231
10212200	N-25	4571224388411	13B1X00138IF0071
10212301	N-24	4571224388428	13B1X00138SM0086
10212302	N-24	4571224388435	13B1X00138SM0086
10212303	N-25	4571224388442	13B1X00138M50224
10214400	N-35	4571224388459	13B1X00138IH0305
10214602	N-18	4571224388473	13B1X00138SG0096
10214603	N-18	4571224388480	13B1X00138SG0096
10214700	N-18	4571224388558	13B1X00138SG0096
10214801	N-17	4571224388589	13B1X00138SG0111
10214802	N-17	4571224388596	13B1X00138SG0111
10214803	N-17	4571224388602	13B1X00138SG0111
10214901	N-17	4571224388671	13B1X00138SG0111
10214902	N-17	4571224388688	13B1X00138SG0111
10214903	N-17	4571224388695	13B1X00138SG0111
10215000	N-17	4571224388763	13B1X00138SG0111
10215101	N-17	4571224388794	13B1X00138SG0111
10215102	N-17	4571224388800	13B1X00138SG0111
10215103	N-17	4571224388817	13B1X00138SG0111
10215201	N-17	4571224388886	13B1X00138SG0111
10215202	N-17	4571224388893	13B1X00138SG0111
10215211	N-17	4571224388916	13B1X00138SG0111
10215301	N-16	4571224388978	13B1X00138SG0111
10215302	N-16	4571224388985	13B1X00138SG0111
10215303	N-16	4571224388992	13B1X00138SG0111
10215401	N-16	4571224389005	13B1X00138SG0111
10215402	N-16	4571224389012	13B1X00138SG0111
10215403	N-16	4571224389029	13B1X00138SG0111
10215404	N-16	4571224389036	13B1X00138SG0111
10215405	N-16	4571224389043	13B1X00138SG0111

品番	ページ	JANコード	薬事番号
102	(続き)		
10215406	N-16	4571224389050	13B1X00138SG0111
10215600	N-16	4571224389067	13B1X00138SG0110
10215700	N-18	4571224389074	13B1X00138SG0110
10215800	N-18	4571224389081	13B1X00138S50097
10215901	N-18	4571224389098	13B1X00138SG0110
10215902	N-18	4571224389104	13B1X00138SG0110
10215904	N-18	4571224389128	13B1X00138SG0110
10215905	N-18	4571224389135	13B1X00138SG0110
10215906	N-18	4571224389142	13B1X00138SG0110
10216000	N-18	4571224389159	13B1X00138S50097
10216100	N-18	4571224389166	13B1X00138SG0110
10218300	N-25	4571224389173	13B1X00138050222
10218801	N-34	4571224389180	13B1X00138NJ0237
10218802	N-34	4571224389197	13B1X00138NJ0237
10218900	N-28	4571224389203	13B1X00138SC0081
10220200	T-18	4571224389227	13B1X00138SC0280
10220500	N-19	4571224389234	13B1X00138050205
10220900	N-19	4571224389258	13B1X00138050205
10221300	N-19	4571224389272	13B1X00138050205
10221400	N-20	4571224389296	13B1X00138IS0208
10221500	N-20	4571224389302	13B1X00138IS0208
10222300	N-20	4571224389319	13B1X00138IS0208
10222301	N-20	4571224389326	13B1X00138IS0208
10222400	N-20	4571224389333	13B1X00138IS0208
10222700	N-20	4571224389340	13B1X00138SK0275
10222800	N-20	4571224389357	13B1X00138SK0285
10222900	N-20	4571224389364	13B1X00138SK0286
10223200	N-28	4571224389371	13B1X00138MO0083
10223300	N-28	4571224389388	13B1X00138MO0083
10223400	N-28	4571224389395	13B1X00138MO0085
10223500	N-28	4571224389401	13B1X00138MO0085
10223600	N-28	4571224389418	13B1X00138MO0085
10223700	N-28	4571224389425	13B1X00138MO0085
10223800	N-28	4571224389432	13B1X00138MO0085
10223900	N-28	4571224389449	13B1X00138MO0085
10224000	N-20	4571224389456	13B1X00138050212
10224100	N-21	4571224389463	13B1X00138N50158
10224200	N-21	4571224389470	13B1X00138N50158
10224301	N-21	4571224389487	13B1X00138N50158
10224302	N-21	4571224389494	13B1X00138N50158
10224303	N-21	4571224389500	13B1X00138N50158
10224400	N-21	4571224389517	13B1X00138N50158
10224401	N-21	4571224389524	13B1X00138N50158
10224500	N-21	4571224389531	13B1X00138N50158
10224501	N-21	4571224389548	13B1X00138N50158
10224601	N-21	4571224389555	13B1X00138TK0138
10224602	N-21	4571224389562	13B1X00138TK0138
10225100	N-30	4571224389579	13B1X00138HS0241
10225200	N-30	4571224389586	13B1X00138HS0241
10225300	N-30	4571224389593	13B1X00138HS0241
10225400	N-30	4571224389609	13B1X00138HS0241
10225500	N-30	4571224389616	13B1X00138HS0241
10225600	N-30	4571224389623	13B1X00138HS0241
10226701	N-22	4571224389630	13B1X00138N50223
10226702	N-22	4571224389647	13B1X00138N50223
10226703	N-22	4571224389654	13B1X00138N50223
10226800	N-22	4571224389661	13B1X00138N50223
10226900	N-22	4571224389678	13B1X00138N50223
10227000	N-22	4571224389685	13B1X00138N50223
10227100	N-22	4571224389692	13B1X00138N50223

品番	ページ	JANコード	薬事番号
102	(続き)		
10227201	N-22	4571224389708	13B1X00138N50223
10227202	N-22	4571224389715	13B1X00138N50223
10227300	N-22	4571224389722	13B1X00138IF0287
10227400	N-23	4571224389739	13B1X00138SK0288
10227401	N-23	4571224389746	13B1X00138SK0288
10227402	N-23	4571224389753	13B1X00138SK0288
10227501	N-23	4571224389760	13B1X00138IF0057
10227502	N-23	4571224389777	13B1X00138IF0057
10227503	N-23	4571224389784	13B1X00138IF0057
10227504	N-23	4571224389791	13B1X00138IF0057
10227505	N-23	4571224389807	13B1X00138IF0057
10227601	N-23	4571224389814	13B1X00138IF0057
10227602	N-23	4571224389821	13B1X00138IF0057
10227603	N-23	4571224389838	13B1X00138IF0057
10227701	N-23	4571224389845	13B1X00138IF0057
10227702	N-23	4571224389852	13B1X00138IF0057
10227703	N-23	4571224389869	13B1X00138IF0057
10227800	N-44	4571224389876	13B1X00138X50312
10227801	N-44	4571224389883	13B1X00138X50312
10227900	N-33	4571224389890	13B1X00138IF0139
10228100	N-33	4571224389906	13B1X00138IF0139
10228200	N-33	4571224389913	13B1X00138IF0139
10228300	N-33	4571224389920	13B1X00138IF0139
10228500	N-33	4571224389937	13B1X00138HM0140
10228700	N-29	4571224389944	13B1X00138IT0192
10228800	N-29	4571224389951	13B1X00138IT0192
10228900	N-29	4571224389968	13B1X00138IT0192
10229000	N-23	4571224389975	13B1X00138WB0374
10229100	N-23	4571224389982	13B1X00138WB0374
10229200	N-36	4571224389999	13B1X00138IT0236
10229300	N-36	4580310870013	13B1X00138IT0236
10229400	N-42	4580310870020	13B1X00138X50306
10229401	N-42	4580310870037	13B1X00138X50306
10229402	N-42	4580310870044	13B1X00138X50306
10229403	N-42	4580310870051	13B1X00138X50193
10229404	N-42	4580310870068	13B1X00138X50193
10229405	N-42	4580310870075	13B1X00138X50193
10229500	N-43	4580310870082	13B1X00138X50312
10229501	N-43	4580310870099	13B1X00138X50312
10229502	N-43	4580310870105	13B1X00138X50312
10229503	N-43	4580310870112	13B1X00138X50312
10229600	N-43	4580310870129	13B1X00138X50312
10229601	N-43	4580310870136	13B1X00138X50312
10229602	N-43	4580310870143	13B1X00138X50312
10229603	N-43	4580310870150	13B1X00138X50312
10229700	N-42	4580310870167	13B1X00138X50306
10229701	N-42	4580310870174	13B1X00138X50306
10229702	N-42	4580310870181	13B1X00138X50306
10229703	N-42	4580310870198	13B1X00138X50306
10229800	N-44	4580310870204	13B1X00138X50312
10229901	N-36	4580310870211	13B1X00138IT0266
10229902	N-36	4580310870228	13B1X00138IT0266
10230201	N-39	4580310870235	13B1X00138SK0055
10230202	N-39	4580310870242	13B1X00138SK0055
10230203	N-39	4580310870259	13B1X00138SK0055
10230301	N-39	4580310870266	13B1X00138SK0055
10230302	N-39	4580310870273	13B1X00138SK0055
10230303	N-39	4580310870280	13B1X00138SK0055
10230401	N-37	4580310870297	13B1X00138IF0228
10230402	N-37	4580310870303	13B1X00138IF0228

品番	ページ	JANコード	薬事番号
102	(続き)		
10230403	N-37	4580310870310	13B1X00138IF0228
10230501	N-37	4580310870327	13B1X00138IF0228
10230502	N-37	4580310870334	13B1X00138IF0228
10230503	N-37	4580310870341	13B1X00138IF0228
10230600	N-40	4580310870358	13B1X00138X50312
10230700	N-40	4580310870365	13B1X00138X50312
10230800	N-40	4580310870372	13B1X00138X50312
10230900	N-40	4580310870389	13B1X00138X50312
10231000	N-40	4580310870396	13B1X00138X50312
10231100	N-40	4580310870402	13B1X00138X50312
10231200	N-40	4580310870419	13B1X00138X50312
10231300	N-40	4580310870426	13B1X00138X50312
10231400	N-40	4580310870433	13B1X00138X50312
10231500	N-40	4580310870440	13B1X00138X50312
10231800	N-31	4580310870457	13B1X00138HM0239
10231900	N-31	4580310870464	13B1X00138HM0239
10232100	N-32	4580310870471	13B1X00138HM0239
10232201	N-32	4580310870488	13B1X00138HM0235
10232202	N-32	4580310870495	13B1X00138HM0235
10232400	N-39	4580310870501	13B1X00138SK0276
10232500	N-39	4580310870518	13B1X00138SK0303
10233500	N-41	4580310870525	13B1X00138IK0310
10233600	N-41	4580310870532	13B1X00138IK0310
10233700	N-41	4580310870549	13B1X00138IK0310
10233800	N-41	4580310870556	13B1X00138IK0310
10233900	N-41	4580310870563	13B1X00138IK0310
10234000	N-41	4580310870570	13B1X00138IK0310
10234500	N-11	4580310870594	13B1X00138WB0169
10234600	N-35	4580310870600	13B1X00138IH0305
10234700	N-11	4580310870617	13B1X00138WB0169
10234800	N-11	4580310870624	13B1X00138WB0169
10234900	N-11	4580310870631	13B1X00138WB0169
10235101	N-15	4580310870648	13B1X00138TN0129
10235102	N-15	4580310870655	13B1X00138TN0129
10235103	N-15	4580310870662	13B1X00138TN0129
10235105	N-15	4580310870679	13B1X00138TN0129
10235200	N-15	4580310870686	13B1X00138TN0129
10235300	N-15	4580310870693	13B1X00138TN0129
10235800	N-12	4580310870709	13B1X00138TN0347
10237100	N-11	4580310870716	13B1X00138YG0165
10237201	N-39	4580310870723	13B1X00138SK0372
10237202	N-39	4580310870730	13B1X00138SK0372
10237301	N-38	4580310870747	13B1X00138SK0059
10237302	N-38	4580310870754	13B1X00138SK0059
10237401	N-38	4580310870761	13B1X00138050218
10237402	N-38	4580310870778	13B1X00138050218
10237403	N-38	4580310870785	13B1X00138050218
10238500	E-21	4580310870808	13B1X00138HK0195
10238501	E-21	4580310870815	13B1X00138HK0195
10238502	E-21	4580310870822	13B1X00138HK0195
10239001	N-34	4580310870839	13B1X00138NJ0237
10239002	N-34	4580310870846	13B1X00138NJ0237
10239100	N-34	4580310870853	13B1X00138NJ0237
10240901	N-37	4580310870860	13B1X00138MO0232
10240902	N-37	4580310870877	13B1X00138MO0232
10240903	N-37	4580310870884	13B1X00138MO0232
10241200	N-37	4580310870891	13B1X00138SK0360
10241500	N-36	4580310870907	13B1X00138MY0309
10241600	N-36	4580310870914	13B1X00138MY0309
10241801	N-38	4580310870921	13B1X00138S50097

商品コード順索引

品番	ページ	JANコード	薬事番号
102	(続き)		
10241802	N-38	4580310870938	13B1X00138S50097
10241803	N-38	4580310870945	13B1X00138S50097
10241804	N-38	4580310870952	13B1X00138S50097
10241805	N-38	4580310870969	13B1X00138S50097
10241901	N-38	4580310870976	13B1X00138SG0110
10241902	N-38	4580310870983	13B1X00138SG0110
10241903	N-38	4580310870990	13B1X00138SG0110
10242000	E-24	4580310871003	13B1X00138N50225
10245101	N-1	4580310871010	13B1X00138X50253
10245102	N-1	4580310871027	13B1X00138X50253
10245103	N-1	4580310871034	13B1X00138X50253
10245104	N-1	4580310871041	13B1X00138X50253
10245201	N-1	4580310871058	13B1X00138X50253
10245202	N-1	4580310871065	13B1X00138X50253
10245203	N-1	4580310871072	13B1X00138X50253
10245204	N-1	4580310871089	13B1X00138X50253
10245501	N-1	4580310871096	13B1X00138X50253
10245502	N-1	4580310871102	13B1X00138X50253
10245503	N-1	4580310871119	13B1X00138X50253
10245600	N-2	4580310871126	13B1X00138X50253
10245701	N-2	4580310871133	13B1X00138SG0244
10245702	N-2	4580310871140	13B1X00138SG0244
10245800	N-2	4580310871157	13B1X00138X50253
10245900	N-2	4580310871164	13B1X00138X50253
10246000	N-3	4580310871171	13B1X00138SG0255
10246100	N-3	4580310871188	13B1X00138X50253
10246300	N-3	4580310871195	13B1X00138X50253
10246400	N-5	4580310871201	13B1X00138X50253
10246500	N-2	4580310871218	13B1X00138X50253
10246600	N-2	4580310871225	13B1X00138X50253
10246700	N-3	4580310871232	13B1X00138NJ0250
10246800	N-3	4580310871249	13B1X00138NJ0250
10247100	N-4	4580310871256	13B1X00138X50253
10247200	N-4	4580310871263	13B1X00138X50253
10247300	N-4	4580310871270	13B1X00138X50253
10247400	N-4	4580310871287	13B1X00138X50253
10247500	N-4	4580310871294	13B1X00138X50253
10247600	N-4	4580310871300	13B1X00138X50253
10247700	N-5	4580310871317	13B1X00138X50253
10247800	N-5	4580310871324	13B1X00138X50253
10247900	N-5	4580310871331	13B1X00138X50253
10249700	N-29	4580310871362	13B1X00138SG0263
10254400	N-45	4580310871379	13B1X00138X50306
10254401	N-45	4580310871386	13B1X00138X50306
10254402	N-45	4580310871393	13B1X00138X50306
10254403	N-45	4580310871409	13B1X00138X50306
10254800	N-45	4580310871416	13B1X00138X50306
10254801	N-45	4580310871423	13B1X00138X50306
10254802	N-45	4580310871430	13B1X00138X50306
10254803	N-45	4580310871447	13B1X00138X50306
10255210	N-46	4580310871478	13B1X00138X50306
10255211	N-46	4580310871485	13B1X00138X50306
10255410	N-46	4580310871515	13B1X00138X50306
10255411	N-46	4580310871522	13B1X00138X50306
10255610	N-46	4580310871553	13B1X00138X50306
10255611	N-46	4580310871560	13B1X00138X50306
10255800	N-45	4580310871577	13B1X00138X50312
10255801	N-45	4580310871584	13B1X00138X50312
10255802	N-45	4580310871591	13B1X00138X50312
10255803	N-45	4580310871607	13B1X00138X50312

品番	ページ	JANコード	薬事番号
102	(続き)		
10256200	N-45	4580310871614	13B1X00138X50312
10256201	N-45	4580310871621	13B1X00138X50312
10256202	N-45	4580310871638	13B1X00138X50312
10256203	N-45	4580310871645	13B1X00138X50312
10258300	N-53	4580310871713	13B1X00138HS0241
10258501	N-53	4580310871737	13B1X00138HS0241
10258502	N-53	4580310871744	13B1X00138HS0241
10258700	N-53	4580310871768	13B1X00138HS0241
10259200	N-51	4580310871775	13B1X00138SK0270
10259300	N-51	4580310871782	13B1X00138SK0270
10259400	N-52	4580310871799	13B1X00138YZ0130
10259500	N-51	4580310871805	13B1X00138SK0271
10259600	N-51	4580310871812	13B1X00138SK0271
10270401	N-49	4580310871829	13B1X00138050268
10270402	N-49	4580310871836	13B1X00138050268
10270403	N-49	4580310871843	13B1X00138050268
10270404	N-49	4580310871850	13B1X00138050268
10270405	N-49	4580310871867	13B1X00138050268
10270501	N-49	4580310871874	13B1X00138050268
10270502	N-49	4580310871881	13B1X00138050268
10270601	N-49	4580310871898	13B1X00138050307
10270602	N-49	4580310871904	13B1X00138050307
10270603	N-49	4580310871911	13B1X00138050307
10270604	N-49	4580310871928	13B1X00138050307
10270701	N-48	4580310871935	13B1X00138X50312
10270702	N-48	4580310871942	13B1X00138X50312
10270801	N-48	4580310871959	13B1X00138X50306
10270802	N-48	4580310871966	13B1X00138X50306
10270803	N-48	4580310871973	13B1X00138X50306
10270804	N-48	4580310871980	13B1X00138X50306
10270805	N-48	4580310871997	13B1X00138X50306
10270806	N-48	4580310872000	13B1X00138X50306
10270807	N-48	4580310872017	13B1X00138X50306
10270901	N-50	4580310872024	13B1X00138HS0241
10270902	N-50	4580310872031	13B1X00138HS0241
10270903	N-50	4580310872048	13B1X00138HS0241
10271200	N-50	4580310872055	13B1X00138SG0099
10271201	N-50	4580310872062	13B1X00138SG0099
10271202	N-50	4580310872079	13B1X00138SG0099
10271300	N-50	4580310872086	13B1X00138SG0101
10271400	N-50	4580310872093	13B1X00138SG0101
10271500	N-50	4580310872109	13B1X00138MO0229
10271501	N-50	4580310872116	13B1X00138MO0229
10271502	N-50	4580310872123	13B1X00138MO0229
10271600	N-50	4580310872130	13B1X00138MO0072
10271700	N-50	4580310872147	13B1X00138MO0073
103			
10300100	T-8	4580310872154	13B1X00138TT0289
10300101	T-8	4580310872161	13B1X00138TT0289
10300300	T-8	4580310872178	13B1X00138TT0289
10300400	T-8	4580310872185	13B1X00138TT0289
10300500	T-8	4580310872192	13B1X00138TT0289
10300600	T-8	4580310872208	13B1X00138TT0289
10300801	T-10	4580310872215	13B1X00138TW0048
10300803	T-10	4580310872222	13B1X00138TW0048
10300900	T-9	4580310872239	13B1X00138IK0188
10301000	T-9	4580310872246	13B1X00138IK0188

商品コード順索引

品番	ページ	JANコード	薬事番号
103	(続き)		
10302000	T-8	4580310872253	13B1X00138TT0289
10302700	T-10	4580310872260	13B1X00138TW0048
10302800	T-17	4580310872277	13B1X00138IK0290
10302900	T-13	4580310872284	13B1X00138IK0291
10303000	T-13	4580310872291	13B1X00138IK0291
10303200	T-16	4580310872307	13B1X00138050150
10303400	T-8	4580310872314	13B1X00138TT0289
10303700	T-9	4580310872321	13B1X00138SC0087
10303800	T-9	4580310872338	13B1X00138SC0087
10303900	T-9	4580310872345	13B1X00138SC0087
10304000	T-9	4580310872352	13B1X00138SC0087
10304300	T-13	4580310872369	13B1X00138IK0291
10304301	T-13	4580310872376	13B1X00138IK0291
10304400	T-13	4580310872383	13B1X00138IK0291
10304500	T-13	4580310872390	13B1X00138IK0291
10304602	T-13	4580310872413	13B1X00138SK0170
10304700	T-13	4580310872437	13B1X00138SK0170
10304800	T-13	4580310872444	13B1X00138SK0170
10304900	T-12	4580310872451	13B1X00138SC0292
10305000	T-12	4580310872468	13B1X00138SC0292
10305100	T-12	4580310872475	13B1X00138SC0292
10305200	T-12	4580310872482	13B1X00138SC0292
10305300	T-12	4580310872499	13B1X00138SC0292
10305400	T-12	4580310872505	13B1X00138SC0292
10305500	T-12	4580310872512	13B1X00138SC0292
10305600	T-12	4580310872529	13B1X00138SC0292
10305700	T-15	4580310872536	13B1X00138TN0131
10305701	T-15	4580310872543	13B1X00138TN0131
10305900	T-15	4580310872550	13B1X00138TN0131
10306000	T-15	4580310872567	13B1X00138TN0131
10306200	T-15	4580310872574	13B1X00138050293
10306300	T-15	4580310872581	13B1X00138050293
10306400	T-14	4580310872598	13B1X00138TS0202
10306401	T-14	-	-
10306402	T-14	-	-
10306500	T-14	4580310872604	13B1X00138TS0202
10306501	T-14	-	-
10306600	T-14	4580310872611	13B1X00138TS0202
10306800	T-14	-	-
10306900	T-14	-	-
10307000	T-16	4580310872628	13B1X00138SG0217
10307100	T-16	4580310872635	13B1X00138SG0217
10307200	T-16	4580310872642	13B1X00138MK0108
10307300	T-16	4580310872659	13B1X00138050150
10307400	T-16	4580310872666	13B1X00138050150
10307501	T-11	4580310872673	13B1X00138X50306
10307502	T-11	4580310872680	13B1X00138X50306
10307503	T-11	4580310872697	13B1X00138X50306
10307600	T-11	4580310872703	13B1X00138X50306
10307700	T-11	4580310872710	13B1X00138X50306
10307801	T-17	4580310872727	13B1X00138IK0290
10307802	T-17	4580310872734	13B1X00138IK0290
10308100	T-17	4580310872758	13B1X00138IK0186
10308200	T-17	4580310872765	13B1X00138IK0186
10308400	T-17	4580310872772	13B1X00138IK0186
10308700	T-19	4580310872789	13B1X00138IK0243
10308800	T-19	4580310872796	13B1X00138IK0243
10309100	T-17	4580310872802	13B1X00138SC0280
10309101	T-17	4580310872819	13B1X00138SC0280
10309200	T-19	4580310872826	13B1X00138IF0196

品番	ページ	JANコード	薬事番号
103	(続き)		
10309501	T-21	4580310872833	13B1X00138MG0294
10309502	T-21	4580310872840	13B1X00138MG0294
10309503	T-21	4580310872857	13B1X00138MG0294
10309504	T-21	4580310872864	13B1X00138MG0294
10309505	T-21	4580310872871	13B1X00138MG0294
10309506	T-21	4580310872888	13B1X00138MG0294
10309507	T-21	4580310872895	13B1X00138MG0294
10309801	T-11	4580310872901	13B1X00138IK0295
10309802	T-11	4580310872918	13B1X00138IK0295
10309803	T-11	4580310872925	13B1X00138IK0295
10309901	T-11	4580310872932	13B1X00138IK0295
10309902	T-11	4580310872949	13B1X00138IK0295
10309903	T-11	4580310872956	13B1X00138IK0295
10310000	T-11	4580310872963	13B1X00138IK0296
10310001	T-11	4580310872970	13B1X00138IK0296
10310002	T-11	4580310872987	13B1X00138IK0296
10310400	T-11	-	-
10310500	T-11	-	-
10311201	T-19	4580310873021	13B1X00138TB0297
10311202	T-19	4580310873038	13B1X00138TB0297
10311203	T-19	4580310873045	13B1X00138TB0297
10311204	T-19	4580310873052	13B1X00138TB0297
10311205	T-19	4580310873069	13B1X00138TB0297
10311206	T-19	4580310873076	13B1X00138TB0297
10311207	T-19	4580310873083	13B1X00138TB0297
10311208	T-19	4580310873090	13B1X00138TB0297
10311211	T-19	4580310878637	13B1X00138TB0297
10311212	T-19	4580310878644	13B1X00138TB0297
10311213	T-19	4580310878651	13B1X00138TB0297
10311214	T-19	4580310878668	13B1X00138TB0297
10311215	T-19	4580310878675	13B1X00138TB0297
10311216	T-19	4580310878682	13B1X00138TB0297
10311217	T-19	4580310878699	13B1X00138TB0297
10311218	T-19	4580310878705	13B1X00138TB0297
10311500	T-19	-	-
10311601	T-19	4580310873106	13B1X00138TB0298
10311602	T-19	4580310873113	13B1X00138TB0298
10311603	T-19	4580310873120	13B1X00138TB0298
10311604	T-19	4580310873137	13B1X00138TB0298
10311605	T-19	4580310873144	13B1X00138TB0298
10311606	T-19	4580310873151	13B1X00138TB0298
10311607	T-19	4580310873168	13B1X00138TB0298
10311608	T-19	4580310873175	13B1X00138TB0298
10312000	T-20	4580310873182	13B1X00138050299
10312200	T-20	4580310873199	13B1X00138050300
10312500	T-20	4580310873205	13B1X00138050299
10312700	T-10	4580310873212	13B1X00138TW0049
10313000	T-10	4580310873229	13B1X00138TW0049
10313100	T-21	4580310873236	13B1X00138SG0093
10313400	T-31	4580310873243	13B1X00138YS0190
10313401	T-31	4580310873250	13B1X00138X50193
10313404	T-31	4580310873267	13B1X00138X50193
10313700	T-22	4580310873274	13B1X00138YS0190
10313801	T-22	4580310873304	13B1X00138YS0190
10313802	T-22	4580310873311	13B1X00138YS0190
10313803	T-22	4580310873328	13B1X00138YS0190
10313804	T-22	4580310873335	13B1X00138YS0190
10314000	T-21	4580310873342	13B1X00138SK0094
10314100	T-23	4580310873359	13B1X00138YS0190
10314200	T-23	4580310873366	13B1X00138YS0190

商品コード順索引

品番	ページ	JANコード	薬事番号
103	(続き)		
10314201	T-23	4580310873373	13B1X00138YS0190
10314300	T-22	4580310873380	13B1X00138SK0189
10314301	T-22	4580310873397	13B1X00138X50193
10314400	T-20	4580310873403	13B1X00138TH0353
10314600	T-23	4580310873427	13B1X00138050066
10314601	T-23	-	-
10314602	T-23	4580310873434	13B1X00138SC0062
10314603	T-23	4580310873441	13B1X00138SC0062
10314604	T-23	4580310873458	13B1X00138SC0062
10314605	T-23	4580310873465	13B1X00138SC0062
10314606	T-23	4580310873472	13B1X00138SC0062
10314607	T-23	4580310873489	13B1X00138SC0062
10314608	T-23	4580310873496	13B1X00138SC0062
10315900	T-23	4580310873502	13B1X00138SK0163
10317600	T-23	4580310873519	13B1X00138MK0105
10317900	T-16	4580310873526	13B1X00138050109
10317901	T-16	4580310873533	13B1X00138050109
10317902	T-16	4580310873540	13B1X00138050109
10319311	T-32	4580310878842	13B1X00138SK0311
10319321	T-32	4580310880623	13B1X00138SK0311
10319322	T-32	4580310880630	13B1X00138SK0380
10319323	T-32	-	-
10319701	T-37	4580310873700	13B1X00138IF0197
10319702	T-37	4580310873717	13B1X00138IF0197
10319703	T-37	4580310873724	13B1X00138IF0197
10319800	T-37	4580310873731	13B1X00138IF0197
10320000	T-38	-	-
10320200	T-38	-	-
10320300	T-38	-	-
10322600	T-24	4580310873748	13B1X00138NJ0143
10322601	T-24	4580310873755	13B1X00138NJ0143
10322602	T-24	4580310873762	13B1X00138NJ0143
10323001	T-24	4580310873779	13B1X00138SC0076
10323002	T-24	4580310873786	13B1X00138SC0076
10323003	T-24	4580310873793	13B1X00138SC0076
10323004	T-24	4580310873809	13B1X00138SC0076
10323005	T-24	4580310873816	13B1X00138SC0076
10323006	T-24	4580310873823	13B1X00138SC0076
10323100	T-24	4580310873830	13B1X00138NJ0144
10323101	T-24	4580310873847	13B1X00138NJ0144
10323200	T-24	4580310873854	13B1X00138NJ0145
10323201	T-24	4580310873861	13B1X00138NJ0145
10323300	T-24	4580310873878	13B1X00138NJ0146
10323301	T-24	4580310873885	13B1X00138NJ0146
10323400	T-24	4580310873892	13B1X00138NJ0143
10323401	T-24	4580310873908	13B1X00138NJ0143
10324700	T-38	-	-
10324700	T-38	-	-
10324800	T-38	-	-
10324800	T-38	-	-
10324900	T-38	-	-
10332806	T-1	-	-
10332870	T-1	4580310873915	13B1X00138050318
10332871	T-1	-	-
10332872	T-1	-	-
10332873	T-1	-	-
10332874	T-1	-	-
10332877	T-1	-	-
10332878	T-1	-	-
10333370	T-2	4580310873922	13B1X00138050324

品番	ページ	JANコード	薬事番号
103	(続き)		
10333371	T-2	-	-
10333372	T-2	-	-
10333373	T-2	-	-
10333374	T-2	-	-
10333375	T-2	-	-
10333376	T-2	-	-
10333600	T-3	4580310873939	13B1X00138050319
10333601	T-3	-	-
10333602	T-3	-	-
10333603	T-3	-	-
10333604	T-3	-	-
10333605	T-3	-	-
10333606	T-3	-	-
10333607	T-3	-	-
10333670	T-3	4580310873946	13B1X00138050319
10333671	T-3	-	-
10333672	T-3	-	-
10333673	T-3	-	-
10333674	T-3	-	-
10333675	T-3	-	-
10333676	T-3	-	-
10333677	T-3	-	-
10333900	T-4	4580310873953	13B1X00138050320
10333901	T-4	-	-
10333902	T-4	-	-
10333903	T-4	-	-
10333904	T-4	-	-
10333905	T-4	-	-
10333906	T-4	-	-
10333970	T-4	4580310873960	13B1X00138050320
10333971	T-4	-	-
10333972	T-4	-	-
10333973	T-4	-	-
10333974	T-4	-	-
10333975	T-4	-	-
10333976	T-4	-	-
10334200	T-6	4580310873977	13B1X00138NJ0254
10334201	T-6	-	-
10334300	T-7	4580310873984	13B1X00138X50322
10334401	T-6	4580310873991	13B1X00138X50322
10334402	T-6	4580310874004	13B1X00138X50322
10334501	T-6	4580310874011	13B1X00138X50322
10334502	T-6	4580310874028	13B1X00138X50322
10334601	T-6	4580310874035	13B1X00138X50322
10334602	T-6	4580310874042	13B1X00138X50322
10334870	T-5	4580310874059	13B1X00138050321
10334871	T-5	-	-
10334872	T-5	-	-
10334873	T-5	-	-
10334874	T-5	-	-
10334875	T-5	-	-
10334876	T-5	-	-
10334900	T-6	4580310878422	13B1X00138HM0378
10335001	T-7	4580310874066	13B1X00138X50322
10335002	T-7	4580310874073	13B1X00138X50322
10335200	T-7	4580310874080	13B1X00138X50322
10335600	T-33	4580310874103	13B1X00138X50312
10335700	T-33	4580310874110	13B1X00138X50312
10335800	T-34	4580310874127	13B1X00138MY0187
10335801	T-34	4580310874134	13B1X00138MY0187

商品コード順索引

品番	ページ	JANコード	薬事番号
103	(続き)		
10335900	T-34	4580310874141	13B1X00138MT0133
10336000	T-34	4580310874158	13B1X00138MT0133
10336101	T-34	4580310874165	13B1X00138MT0133
10336201	T-33	4580310874189	13B1X00138X50312
10336202	T-33	4580310874196	13B1X00138X50312
10336301	T-33	4580310874202	13B1X00138X50312
10336302	T-33	4580310874219	13B1X00138X50312
10336501	T-33	4580310874226	13B1X00138X50312
10336502	T-33	4580310874233	13B1X00138X50312
10336503	T-33	4580310874240	13B1X00138X50312
10336601	T-33	4580310874257	13B1X00138X50312
10336602	T-33	4580310874264	13B1X00138X50312
10336603	T-33	4580310874271	13B1X00138X50312
10336701	T-34	4580310874288	13B1X00138MT0133
10336702	T-34	4580310874295	13B1X00138MT0133
10336801	T-33	4580310874301	13B1X00138X50312
10336802	T-33	4580310874318	13B1X00138X50312
10336803	T-33	4580310881590	13B1X00138X50312
10336804	T-33	4580310881606	13B1X00138X50312
10336805	T-33	4580310881613	13B1X00138X50312
10336806	T-33	4580310881620	13B1X00138X50312
10336970	T-35	4580310874325	13B1X00138SC0304
10337070	T-35	4580310874332	13B1X00138SC0159
10337100	T-35	4580310874349	13B1X00138SC0362
10337200	T-35	4580310874356	13B1X00138SC0367
10337300	T-35	4580310874363	13B1X00138SC0361
10337470	T-35	4580310874370	13B1X00138SC0304
10337500	T-35	-	-
10337600	T-35	4580310874387	13B1X00138SC0304
10337700	T-35	4580310874394	13B1X00138SC0304
10337800	T-35	4580310874400	13B1X00138SC0304
10338100	T-35	4580310874417	13B1X00138SC0304
10338101	T-35	4580310874424	13B1X00138SC0304
10338103	T-35	4580310874448	13B1X00138SC0304
10338104	T-35	4580310874455	13B1X00138SC0304
10338200	T-35	4580310874479	13B1X00138KC0157
10338300	T-35	4580310874486	13B1X00138SC0156
10338400	T-29	-	-
10338571	T-28	4580310874493	13B1X00138SS0260
10338572	T-28	4580310874509	13B1X00138SS0260
10338573	T-28	4580310874516	13B1X00138SS0260
10338574	T-28	4580310874523	13B1X00138SS0260
10338575	T-29	4580310874530	13B1X00138SS0260
10338600	T-29	-	-
10338700	T-29	-	-
10339071	T-28	4580310874547	13B1X00138SS0256
10339072	T-28	4580310874554	13B1X00138SS0256
10339073	T-28	4580310874561	13B1X00138SS0256
10339074	T-28	4580310874578	13B1X00138SS0256
10339200	T-36	4580310874585	13B1X00138IF0198
10339201	T-36	4580310874592	13B1X00138IF0198
10339203	T-36	4580310874608	13B1X00138IF0198
10339300	T-36	4580310874615	13B1X00138TS0203
10339472	T-37	4580310874639	13B1X00138050358
10340001	T-36	4580310874653	13B1X00138IS0113
10340002	T-36	4580310874660	13B1X00138IS0113
10340003	T-36	4580310874677	13B1X00138IS0113
10340004	T-36	4580310874684	13B1X00138IS0113
10340005	T-36	4580310874691	13B1X00138IS0113
10340006	T-36	4580310874707	13B1X00138IS0113

品名	ページ	JANコード	薬事番号
103	(続き)		
10340100	T-25	580310874714	13B1X00138NJ0262
10340200	T-25	4580310874721	13B1X00138NJ0262
10340300	T-25	4580310874738	13B1X00138NJ0262
10340400	T-25	4580310874745	13B1X00138NJ0262
10340500	T-25	4580310874752	13B1X00138NJ0262
10341170	T-37	4580310874769	13B1X00138SC0301
10341270	T-37	4580310874776	13B1X00138SC0366
10341370	T-37	4580310874783	13B1X00138SC0356
10341400	T-37	4580310874790	13B1X00138SC0301
10341570	T-37	4580310874806	13B1X00138SC0308
10342100	T-27	4580310874813	13B1X00138SS0021
10343110	T-27	4580310881309	13B1X00138SK0032
10343210	T-27	4580310881316	13B1X00138SK0032
10343300	T-27	4580310874851	13B1X00138050042
10343301	T-27	4580310874868	13B1X00138050042
10343400	T-27	4580310874875	13B1X00138050033
10343500	T-27	4580310874882	13B1X00138050033
10343700	T-27	4580310878385	13B1X00138SK0032
10343800	T-27	4580310878392	13B1X00138SK0032
10343900	T-27	4580310878408	13B1X00138SK0032
10344000	T-27	4580310878415	13B1X00138SK0032
10344110	T-27	4580310881323	13B1X00138SK0032
10344210	T-27	4580310881330	13B1X00138SK0032
10348500	T-27	4580310881019	13B1X00138MK0382
10348600	T-27	4580310881026	13B1X00138MK0382
10348700	T-27	4580310881033	13B1X00138MK0382
10350100	T-29	-	-
104			
10400400	T-30	4580310874899	13B1X00138SS0249
10400500	T-30	4580310874905	13B1X00138SS0249
10400600	T-30	4580310874912	13B1X00138SS0249
10400900	T-30	4580310874929	13B1X00138SS0258
10401000	T-30	4580310874936	13B1X00138SS0258
10402001	T-26	4580310874943	13B1X00138SS0257
10402002	T-26	4580310874950	13B1X00138SS0257
10402003	T-26	4580310874967	13B1X00138SS0257
10402004	T-26	4580310874974	13B1X00138SS0257
10402005	T-26	4580310874981	13B1X00138SS0257
10402006	T-26	4580310874998	13B1X00138SS0257
10402007	T-26	4580310875001	13B1X00138SS0257
10402202	T-26	4580310875018	13B1X00138SS0257
10402203	T-26	4580310875025	13B1X00138SS0257
10402204	T-26	4580310875032	13B1X00138SS0257
10402205	T-26	4580310875049	13B1X00138SS0257
10402207	T-26	4580310875056	13B1X00138SS0257
10402208	T-26	4580310875063	13B1X00138SS0257
10402209	T-26	4580310875070	13B1X00138SS0257
10402211	T-26	4580310875087	13B1X00138SS0257
10402212	T-26	4580310875094	13B1X00138SS0257
10402213	T-26	4580310875100	13B1X00138SS0257
10402214	T-26	4580310875117	13B1X00138SS0257
10402215	T-26	4580310875124	13B1X00138SS0257
10402216	T-26	4580310875131	13B1X00138SS0257
10402217	T-26	4580310875148	13B1X00138SS0257
10402218	T-26	4580310875155	13B1X00138SS0257
10402219	T-26	4580310875162	13B1X00138SS0257
10402220	T-26	4580310875179	13B1X00138SS0257

商品コード順索引

品番	ページ	JANコード	薬事番号
104	(続き)		
10402500	T-26	-	-
10403100	T-39	-	-
10403200	T-39	-	-
10403601	T-39	4580310875186	13B1X00138SS0259
10403602	T-39	4580310875193	13B1X00138SS0259
10403603	T-39	4580310875209	13B1X00138SS0259
10403604	T-39	4580310875216	13B1X00138SS0259
10403605	T-39	4580310875223	13B1X00138SS0259
10403606	T-39	4580310875230	13B1X00138SS0259
10403700	T-39	-	-
10403800	T-39	4580310875247	13B1X00138SS0259
10403801	T-39	4580310875254	13B1X00138SS0259
10403802	T-39	4580310875261	13B1X00138SS0259
10403803	T-39	4580310875278	13B1X00138SS0259
10403804	T-39	4580310875285	13B1X00138SS0259
10403805	T-39	4580310875292	13B1X00138SS0259
10405100	T-40	4580310875308	13B1X00138050313
10405101	T-40	4580310875315	13B1X00138050313
10405102	T-40	4580310875322	13B1X00138050313
10405103	T-40	4580310875339	13B1X00138050313
10405200	T-40	4580310875346	13B1X00138050313
10405201	T-40	4580310875353	13B1X00138050313
10405202	T-40	4580310875360	13B1X00138050313
10405203	T-40	4580310875377	13B1X00138050313
10405300	T-40	4580310875384	13B1X00138050313
10405301	T-40	4580310875391	13B1X00138050313
10405302	T-40	4580310875407	13B1X00138050313
10405303	T-40	4580310875414	13B1X00138050313
10405400	T-40	4580310875421	13B1X00138050313
10405401	T-40	4580310875438	13B1X00138050313
10405402	T-40	4580310875445	13B1X00138050313
10405403	T-40	4580310875452	13B1X00138050313
10405500	T-40	4580310875469	13B1X00138050313
10405501	T-40	4580310875476	13B1X00138050313
10405502	T-40	4580310875483	13B1X00138050313
10405503	T-40	4580310875490	13B1X00138050313
10406600	T-31	4580310875506	13B1X00138MG0191
10406602	T-31	4580310875513	13B1X00138X50193
10407300	T-41	4580310875520	13B1X00138050044
10407301	T-41	4580310875537	13B1X00138050044
10407302	T-41	-	-
10407303	T-41	-	-
10407304	T-41	-	-
10407305	T-41	-	-
10407400	T-41	4580310875544	13B1X00138IS0113
10407401	T-41	4580310875551	13B1X00138IS0113
10407402	T-41	4580310875568	13B1X00138IS0113
10407403	T-41	4580310875575	13B1X00138IS0113
10407404	T-41	4580310875582	13B1X00138IS0113
10407405	T-41	4580310875599	13B1X00138IS0113
10407406	T-41	4580310875605	13B1X00138IS0113
10407407	T-41	4580310875612	13B1X00138IS0113
10407408	T-41	4580310875629	13B1X00138IS0113
10407409	T-41	4580310875636	13B1X00138IS0113
10407410	T-41	4580310875643	13B1X00138IS0113
10407411	T-41	4580310875650	13B1X00138IS0113
10407412	T-41	4580310875667	13B1X00138IS0113
10407413	T-41	4580310875674	13B1X00138IS0113
10407414	T-41	4580310875681	13B1X00138IS0113
10407415	T-41	4580310875698	13B1X00138IS0113

品番	ページ	JANコード	薬事番号
104	(続き)		
10408500	T-7	4580310875728	13B1X00138ST0323
10408501	T-7	4580310875735	13B1X00138ST0323
10408600	E-63	-	-
105			
10500204	N-7	4580310875919	13B1X00138MK0104
10500205	N-7	4580310875926	13B1X00138MK0104
10500211	N-7	4580310875933	13B1X00138MK0104
10500212	N-7	4580310875940	13B1X00138MK0104
10500213	N-7	4580310875957	13B1X00138MK0104
10500401	N-7	4580310876015	13B1X00138MK0104
10500402	N-7	4580310876022	13B1X00138MK0104
10500403	N-7	4580310876039	13B1X00138MK0104
10500404	N-7	4580310876046	13B1X00138MK0104
10500406	N-7	4580310876053	13B1X00138MK0104
10501000	E-15	4580310876060	13B1X00138IF0098
10501001	E-15	4580310876077	13B1X00138IF0098
10501002	E-15	4580310876084	13B1X00138IF0098
10501003	E-15	4580310876091	13B1X00138IF0098
10501004	E-15	4580310876107	13B1X00138IF0098
10501005	E-15	4580310876114	13B1X00138IF0098
10501006	E-15	4580310876121	13B1X00138IF0098
10501007	E-17	-	-
10501008	E-17	-	-
10501009	E-17	-	-
10501100	E-15	4580310876138	13B1X00138IS0113
10501101	E-15	4580310876145	13B1X00138IS0113
10501102	E-15	4580310876152	13B1X00138IS0113
10501103	E-15	4580310876169	13B1X00138IS0113
10501104	E-15	4580310876176	13B1X00138IS0113
10501201	E-15	4580310876183	13B1X00138IS0113
10501202	E-15	4580310876190	13B1X00138IS0113
10501203	E-15	4580310876206	13B1X00138IS0113
10501204	E-15	4580310876213	13B1X00138IS0113
10501701	E-16	4580310876237	13B1X00138SG0102
10501702	E-16	4580310876244	13B1X00138SG0102
10501703	E-16	4580310876251	13B1X00138SG0102
10501704	E-16	4580310876268	13B1X00138SG0102
10501705	E-16	4580310876275	13B1X00138SG0102
10501706	E-16	4580310876282	13B1X00138SG0102
10501707	E-16	4580310876299	13B1X00138SG0102
10501708	E-16	4580310876305	13B1X00138SG0102
10502100	N-9	4580310876312	13B1X00138MI0028
10502101	N-9	-	-
10502102	N-9	-	-
106			
10603500	N-8	-	-
10603501	N-8	-	-
10603502	N-8	-	-
10603503	N-8	-	-
10603510	N-8	-	-
10603511	N-8	-	-
10603500	N-8	-	-
10603501	N-8	-	-
10603502	N-8	-	-

商品コード順索引

[illegible][illegible]



EAR / Contents

額帯反射鏡	E-1	骨鉗子	E-33
耳鏡	E-2	槌骨鉗子	E-35
ルーペ・耳鏡架	E-8	骨探子・ピック・小鉤・上鼓室鏡・脳室鏡	E-36
音叉	E-9	開創器	E-37
捲綿子・輪匙	E-11	耳用ドレインチューブ	E-39
耳用ピンセット	E-12	モスキート鉗子	E-40
欧氏管カテーテル	E-14	剪刀・圧迫鉗子	E-41
吸引管	E-15	外科用剪刀	E-42
接続子	E-17	剪刀	E-43
鼓膜切開刀・消息子	E-18	極小麦粒鉗子・極小鋭匙鉗子	E-44
オトスコープ・送気ゴム球	E-19	超微細鉗子	E-45
鼓膜切開鉗子・耳用小鉤	E-20	耳用鉗子	E-46
耳茸絞断器・中耳膿吸引器・長鈍針・注入針	E-21	耳用剪刀	E-50
洗耳用水銃	E-22	デプスゲージ・メス・ナイフ	E-51
鋭鉤・鈍鉤・外耳道鉤	E-23	フック・手揉ドリル・錐	E-52
骨膜起子・扁平鉤	E-24	鈴木氏 手術器械	E-53
剥離子	E-25	ローゼン・愛媛大型 手術器械	E-56
ピック・ダックビルエレベーター	E-26	ローゼン氏 手術器械	E-57
のみ	E-27	シェー氏 手術器械	E-58
持針器	E-30	後藤修二氏 手術器械	E-59
槌	E-31	後藤敏郎氏 手術器械	E-61
骨鋭匙	E-32	その他	E-63



- 10100100 額帯反射鏡 巾狭 8.2cm / 小玉用
- 10100300 額帯反射鏡 巾狭 9.1cm / 小玉用
- 10100200 額帯反射鏡 巾広 8.2cm / 小玉用
- 10100400 額帯反射鏡 巾広 9.1cm / 小玉用

- 10100701 額帯 巾狭 小玉用
- 10100702 額帯 巾狭 大玉用
- 10100801 額帯 巾広 小玉用
- 10100802 額帯 巾広 大玉用

* 額帯 5cm 長は別途お問い合わせ下さい。



- 10100201 額帯反射鏡 横止式 8.2cm / 小玉 黒色
- 10100401 額帯反射鏡 横止式 9.1cm / 小玉 黒色

額帯 横止式

10100803 黒色		10100831 乳白色	
10100804 クリーム色		10100832 ブライトオレンジ	
10100805 緑色		10100833 ブライトレッド	
10100806 青色		10100834 ライトブルー	
10100808 赤色		10100835 ライトグリーン	

* 額帯 5cm 長は別途お問い合わせ下さい。




- 10100900 額帯反射鏡 キリアン氏
- 10100902 額帯 キリアン氏 横止式大玉用


- 10100500 反射鏡 8.2cm 小玉用
- 10100501 反射鏡 8.2cm 大玉用
- 10100502 反射鏡 8.2cm 小玉用 / 長焦点
- 10100503 反射鏡 8.2cm 大玉用 / 長焦点
- 10100600 反射鏡 9.1cm 小玉用
- 10100601 反射鏡 9.1cm 大玉用 キリアン氏 反射鏡 共通
- 10100602 反射鏡 9.1cm 小玉用 / 長焦点
- 10100603 反射鏡 9.1cm 大玉用 / 長焦点

帯巾 mm	
巾狭	20
巾広	30
横止式	30


鏡径 cm	球径 φ		焦点距離 cm	
	小玉	大玉	標準	長焦点
8.2	7.5	9.5	15	25
9.1	7.5	9.5	15	25




- 10107400 額帯パット 巾狭用
- モルトブレイン両面テープ付
- a 20 b 40



- 10107401 額帯パット 巾広用
- モルトブレイン両面テープ付
- a 30 b 50



- 10107402 額帯パット 横止式用 ウレタン製 (マジックテープ対応)
- a 30 b 50



- 10107300 額帯パット 巾広用 ウレタン製 (マジックテープ対応)
- a 30 b 50



- 10107502 額帯マジックテープ 横止式用
- a 25 b 50



耳鏡
朝顔型

1入	10137505	10137504	10137503
5入	10137515	10137514	10137513
サイズ	小 (1)	中 (2)	大 (3)
長さ	34		
基部径	24		
外径	3	4	5
	○	○	○
梨地1入	10137575	10137574	10137573
梨地5入	10137585	10137584	10137583



耳鏡
ハルトマン氏

1入	10137502	10137501
5入	10137512	10137511
サイズ	小 (4)	大 (5)
長さ	34	
基部径	24	
外径	6	7
	○	○
梨地1入	10137572	10137571
梨地5入	10137582	10137581



耳鏡
神尾氏

1入	10137601	10137602	10137603	10137604	10137605
サイズ	1	2	3	4	5
長さ	34				
基部径	24				
外径	4×3	5×4	6×5	8×6	9.5×7
	○	○	○	○	○
梨地1入	10137671	10137672	10137673	10137674	10137675

* 朝顔型耳鏡の先端を40°でカット



耳鏡
吉田氏

1入	10137701	10137702	10137703	10137704	10137705
5入	10137721	10137722	10137723	10137724	10137725
サイズ	1	2	3	4	5
長さ	32	34	36	38	40
基部径	16	17	18	19	20
外径	3.5×3	5×4	6.5×5	8×6	9.5×7
	○	○	○	○	○
梨地1入 (前用)	10139071	10139072	10139073	10139074	10139075
梨地5入	10139081	10139082	10139083	10139084	10139085

* 高木氏耳鏡の先端を40°でカット



耳鏡
高木氏



耳鏡
ポリツェル氏

1入	10137801	10137802	10137803	10137804	10137805
サイズ	1	2	3	4	5
長さ	32	34	36	38	40
基部径	16	17	18	19	20
	3	4	5	6	7
外径	○	○	○	○	○
梨地1入	10137871	10137872	10137873	10137874	10137875

1入	10138101	10138102	10138103	10138104
サイズ	小 (1)	中 (2)	大 (3)	特大 (4)
長さ	36			
基部径	17	18	19	20
	4	5	6	7
外径	○	○	○	○
梨地1入	10138171	10138172	10138173	10138174



耳鏡
岡大型



耳鏡
ルーツェ氏

1入	10137900	10137901	10137902	10137903	10137904	10137905	10137906
サイズ	0	1	2	3	4	5	6
長さ	34.5						
基部径	26						
	3	4	5	6	7	8	9
外径	○	○	○	○	○	○	○
梨地1入	10137970	10137971	10137972	10137973	10137974	10137975	10137976
梨地5入	-	10137981	10137982	10137983	10137984	10137985	-

1入	10138023	10138022	10138021
サイズ	小 (1)	中 (2)	大 (3)
長さ	37		
基部径	18	19	20
	5×3.5	6.5×4.5	8×5.5
外径	○	○	○
梨地1入	10138073	10138072	10138071

*トレルチ氏耳鏡の先端を40°でカット



耳鏡
後療法大型
直端



耳鏡
後療法大型
斜端

直端1入	10138503	10138502	10138501
斜端1入	10138603	10138602	10138601
サイズ	小 (1)	中 (2)	大 (3)
長さ	40		
基部径	22	23	24
	6	7	8
直端外径			
	9×7	10×8	12×9
斜端外径			
直端/梨地1入	10138573	10138572	10138571
斜端/梨地5入	10138673	10138672	10138671

*斜端は先端を40°でカット



耳鏡
後療法短型

1入	10138701	10138702	10138703	10138704
サイズ	1	2	3	4
長さ	32			
基部径	19	20	21	22
	6	7	8	9
外径				
梨地1入	10138771	10138772	10138773	10138774



耳鏡
トレルチ氏

1入	10137403	10137402	10137401
サイズ	小 (1)	中 (2)	大 (3)
長さ	37		
基部径	18	19	20
	3.5	4.5	5.5
外径			
梨地1入	10137473	10137472	10137471



耳鏡
愛媛大型
梨地

サイズ	小 (1)	中 (2)	大 (3)
長さ	34		
基部径	30		
	4.5	5.5	6.5
外径			
梨地1入	10138873	10138872	10138871



耳鏡
ローゼン氏
梨地

サイズ	小 (1)	中 (2)	大 (3)
長さ	36	38	40
基部径	34		
外径	6	7	8
梨地1入	10138973	10138972	10138971



耳鏡
帝京大型
術後処置用
梨地

サイズ	1 (小)	2 (中)	3 (大)
長さ	48	51	54
基部径	24.5	26	27.5
外径	10×8	12.5×9.5	14×11
梨地1入	10140471	10140472	10140473



耳鏡
野村氏
梨地

サイズ	極小	小	中	大	特大
長さ	34	35.4	37	38.5	40
基部径	34				
外径	5.5×5	6.5×6	8×7	9×8	10×9
梨地1入	10139874	10139873	10139872	10139871	10139870



耳鏡
吉田氏 神尾氏型
梨地

サイズ	1	2	3	4	5
長さ	32	34	36	38	40
基部径	24				
外径	4×3	5×4	6×5	8×6	9×7
梨地1入	10137771	10137772	10137773	10137774	10137775



耳鏡
ホッチキス型
梨地

サイズ	1	2	3
長さ	36.5	36.5	36.5
基部径	22	22	22
外径	4	5	6
			
梨地1入	10138371	10138372	10138373

サイズ	1	1 1/2	2	3	4	5
長さ	34	35.5				
基部径	26					
外径	3.5	5.2	6.0	7.0	8.0	9.0
内径	2.5	3.2	4.0	5.0	6.0	7.0
						
梨地1入	10139171	10139172	10139173	10139174	10139175	10139176




10139270
耳鏡ヘッド
ブリューニングス氏
半円レンズ付 梨地 3倍



10139370
耳鏡ヘッド
ブリューニングス氏
レンズ付 梨地 3倍

10139371
耳鏡ヘッド
ブリューニングス氏
素通しガラス 梨地

1入	10140503	10140502	10140501
サイズ	小 (1)	中 (2)	大 (3)
長さ	41		
基部径	16		
	8	7	6
外径			



10139600
拡大耳鏡セット
ブリューニングス氏
梨地

*セット内の耳鏡は 1、2、3、4
*ゴム球、ゴム管などの単品も取り扱っております。



10140500
通気耳鏡セット
ジューグル氏



*ゴム球単品も取り扱っております。

サイズ	0	1	2	3	4
長さ	40				
基部径	26				
外径	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
内径	7	6	5	4	3
					
梨地1入	10140271	10140272	10140273	10140274	10140275



10140270
耳鏡セット
通気ジューグル／帝京大型 梨地

*セットの耳鏡は 1、2、3、4
*ゴム球、ゴム管などの単品も取り扱っております。



1/1

10141600
耳鏡
レンバート氏
a 154




耳鏡装着図




10138000
ルーペ
高原氏


耳鏡架




10141300
6ヶ用



10141400
9ヶ用



10141500
12ヶ用



* 10109001
音叉
ハルトマン氏 C 128Hz



* 10109002
音叉
ハルトマン氏 C¹ 256Hz



* 10109003
音叉
ハルトマン氏 C² 512Hz



* 10109004
音叉
ハルトマン氏 C³ 1024Hz



* 10109005
音叉
ハルトマン氏 C⁴ 2048Hz



10109006
音叉
ハルトマン氏 C⁵ 4096Hz

* 形状に軽微な変更があります



10108000
音叉
ルーツェ氏 fis^4 2896Hz



* 10108100
音叉
ルーツェ氏 C
調節器付 128~240Hz

目盛	Hz
C	128
D	144
E	160
F	171
G	192
A	213
H	240



10108700
音叉 脳外用
C 128Hz



10108900
音叉
A 108.75Hz



10109700
小笛
ガルトン氏 約 4000~15000Hz

* 形状に軽微な変更があります



10112000
耳用捲綿子
ラセン柄 50入
全長 123



10112100
耳用捲綿子
ルーツェ氏 50入
全長 115



10113400
捲綿子容器
金属製
全長 85



10112200
異物除去器
北村氏
全長 150 a 53.5



10112300
異物鈍匙
全長 145




10112400
異物輪匙
全長 135



10112500
米式輪匙
直
全長 162



10112600
米式輪匙
曲
全長 165



耳用ピンセット ルーツェ氏
a 144

- 10117000
無鉤
- 10117100
有鉤
- 10117001
無鉤／極細




耳用ピンセット 柏原氏
a 140

- 10117200
無鉤
- 10117300
有鉤




耳用繊細ピンセット
a 132

- 10145200
無鉤
- 10145300
有鉤



ピンセット アドソン氏
a 125

- 10175000
無鉤
- 10175001
有鉤



ピンセット マッカンド氏
a 155

- 10175100
無鉤
- 10175101
有鉤



10117400
耳用ピンセット
和辻氏
a 137



10117500
耳用ピンセット
深美氏 鋭匙状
a 140

ピンセット 村上氏




10172801
大
a 100



10172802
小
a 100



10149400
耳小骨把持ピンセット
麦粒状
a 128



欧氏管カテーテル
 斎藤氏
 サイズ識別色付
 全長 145

		先端外径 φ		出荷単位
00	10115300	橙	2	1 本
0	10115311	黄	2.3	1 袋 5入
1	10115312	緑	2.5	1 袋 5入
2	10115313	青	2.7	1 袋 5入
3	10115304	白	3	1 本



欧氏管カテーテル
 斎藤氏 枝付
 全長 145

		先端外径 φ
00	10115504	2
0	10115500	2.4
1	10115501	2.5
2	10115502	2.7
3	10115503	3




欧氏管カテーテル
 ルーツェ氏
 全長 140

		先端外径 φ
00	10114700	2
0	10114701	2.4
1	10114702	2.6
2	10114703	2.8
3	10114704	3.2



欧氏管カテーテル
 ルーツェ氏 枝付
 全長 140

		先端外径 φ
00	10115100	2
0	10115101	2.4
1	10115102	2.6
2	10115103	2.8
3	10115104	3.2



欧氏管カテーテル
 高原氏 薬液噴霧用(左右)
 全長 145

		先端外径 φ
1	10115601	2.3
2	10115602	3
3	10115603	3.2



欧氏管カテーテル
 高原氏 座薬挿入用
 全長 145

		先端外径 φ
細	10115701	2.3



10149800
耳用吸引管セット
寺山氏 (基 5g)
吸引管 7本、タコ管、接続子(ゴム管)付
a 90

先端外径 φ		
02	10149801	0.5
0	10149802	0.7
1	10149803	1.0
2	10149804	1.5
3	10149805	1.8
4	10149806	2.0
5	10149807	2.5



耳用微細吸引管
10g 基
a 110

先端外径 φ		
02	10501000	0.5
0	10501001	0.7
1	10501002	1.0
2	10501003	1.5
3	10501004	1.8
4	10501005	2.0
5	10501006	2.5



吸引管
ローゼン氏 (基 10g)
a 110

先端外径 φ		
	10501100	1.0
	10501101	1.2
	10501102	1.5
	10501103	1.8
	10501104	2.0

吸引管 女子医大型



10501201
直 / 1.2×35mm
a 35

先端外径 φ		
	10501201	1.2
	10501202	1.2
	10501203	1.5
	10501204	1.2



10501202
直 / 1.2×70mm
a 70




10501203
先曲 / 1.5mm
a 55



10501204
基曲 / 1.2mm
a 65

吸 引 管



吸引管
フレイザー氏 (基 10g)
a 155

先端外径 φ		
03	10145401	1.3
02	10145402	1.5
0	10145403	1.8
1	10145404	2.0
2	10145405	2.3
3	10145406	2.6
4	10145407	3.0
5	10145408	3.4



脳外科用吸引管
フレイザー氏 (基 10g)
a 210

先端外径 φ		
直 /03	10501701	1.3
直 /02	10501702	1.5
直 /0	10501703	1.8
直 /1	10501704	2.0
直 /2	10501705	2.3
直 /3	10501706	2.6
直 /4	10501707	3.0
直 /5	10501708	3.4



10145700
吸引管
パロン氏 (基 5g)
a 110

先端外径 φ		
	10145700	2.0

接続子 寺山氏 吸引管用



10149809
(先) 5g × (基) 5g
全長 68



10149810
(先) 5g × (基) 10g
全長 68

10149811
(先) 5g × (基) 5g ゴム管用
全長 75

10149812
(先) 5g × (基) 10g ゴム管用
全長 75



10149808
タコ管
寺山氏
全長 57

接続子 吸引管用



10501007
(先) 10g × (基) 10g
全長 68



10501009
(先) 10g × (基) 10g ゴム管用
全長 75

接続子 湯浅氏 回転式 ゴム管用



10149910
(先) 5g × (基) 5g
全長 75

10149911
(先) 5g × (基) 10g
全長 75

10149912
(先) 10g × (基) 10g
全長 75

接続子 吸引管用 回転式



10149900
(先) 5g × (基) 5g
全長 68

10149901
(先) 5g × (基) 10g
全長 68

10501008
(先) 10g × (基) 10g
全長 68



20112401
羽根付接続子
5g、10g 兼用
吸引用 (回転式)
全長 62

吸引接続管 ローゼン氏






10163300
吸引接続管
ローゼン氏 250mm

10163302
金具 小

10163301
金具 大

10163400
シリコンチューブ
1m (径) 3 × 5mm




鼓膜切開刀
ルーツェ氏
全長 175



		a mm	b mm
10112700	大	5.5	3
10112701	中	4.3	2.5
10112702	小	4	2
10112703	極小	3	1.5

10112800
鼓膜切開刀
チテリー氏
全長 172

10166500
耳用極小両刃メス
山本氏
全長 132 a 3 b 1.3




10113200
耳用消息子
ルーツェ氏
先銀製
全長 140 a 1.3

10113300
耳用消息子
ラビリント用
先銀製
全長 140 a 0.6

10167900
耳用消息子
帝京大型
先銀製
全長 140 a 0.8



10114300
オトスコープ
ゴム管全長 90cm
(シリコン製)





10113700
通気二連球




10113600
送気ゴム球
ポリツェル氏



10114200
送気ゴム球
千葉氏



10116700
耳用小鉤
ハルトマン氏
全長 165 a 2




10116800
耳用小鉤
ルーツェ氏 銃鎗状
全長 172 a 2.5




10116900
耳用小鉤
ルーツェ氏 直形
全長 165 a 2



10116600
外耳道用鋭匙
トラウトマン氏
全長 177




10121800
耳茸絞断器
クラウゼ氏
全長 195



10121900
絞断線 耳茸絞断器用 1m
0.15mm φ



10121802
中芯
クラウゼ氏
全長 105





10122510
中耳膿吸引器
鰐淵氏
乳白色 セット

10122511
ポンプ部 乳白色

10122502
バネ

10122503
二重針
a 195



10119101~4
耳鼻科長鈍針
a 60


	G	外径 mm
10119101	22(1/3)	0.7
10119102	23(1/4)	0.6
10119103	25(1/5)	0.5
10119104	27(1/6)	0.4

造影剤注入針 北村氏
a 37

10238500
1
先端 0.6mm

10238501
2
先端 0.7mm

10238502
3
先端 0.8mm





10123500
洗耳用水銃
金属製 50cc
全長 225



10121002
洗耳用水銃
ガラス筒製 30cc
全長 230



10126301
二爪鋭鉤
ホルクマン氏
全長 215 a 10



10126401
三爪鋭鉤
ホルクマン氏
全長 215 a 16




10126302
二爪鈍鉤
ホルクマン氏
全長 215 a 10



10126402
三爪鈍鉤
ホルクマン氏
全長 215 a 16



10126501
四爪鋭鉤
ホルクマン氏
全長 215 a 20



1/1

10126700
外耳道鉤
久保氏
全長 190



10126502
四爪鈍鉤
ホルクマン氏
全長 215 a 20



10128300
骨膜起子
キリアン氏
全長 165 a 25 b 13



骨膜起子 東大改良型
全長 143

10128201
巾広
a 35 b 13


10128202
巾狭
a 35 b 9



10127100
骨膜起子
ランゲンベック氏
a 192 b 13 c 17.5




10242000
骨膜起子
荻野氏
全長 144 a 32 b 12



扁平鉤 丸山氏

10126800
A
a 183 b 6.5 c 35

10126801
B
a 183 b 10 c 35



10126900
扁平鉤
ランゲンベック氏
a 192 b 13.5 c 38

骨膜剥離子 レンバート氏



10127000
骨膜剥離子
ランゲンベック氏
全長 192 a 8.3




10127800
直
全長 200 a 6




10127900
反
全長 172 a 6

剥離子 ウルスタイン氏
全長 165




10135401
大
a 3.5



10135402
小
a 2.5



10128003
直 2mm
a 22 b 2




10128004
直 3mm
a 22 b 3

剥離子 レンバート氏
全長 185



10128001
微弯 2mm
a 22 b 2




10128002
微弯 3mm
a 22 b 3




10182100
耳用吸引剥離子
全長 152 a 3 b 1.5

ピック レンパート氏


全長 135




10127702
右
a 5 b 2,3




10127712
右/小
a 4,2 b 1,3



10127701
左
a 5 b 2,3



10127711
左/小
a 4,2 b 1,3



10153370
ダックビルエレベーター
シャンボウ・デラッキー氏 2.3mm
梨地
全長 165 a 2,3



	a
10129111	1 mm
10129112	1.5 mm
10129113	2 mm
10129114	2.5 mm
10129115	3 mm
10129116	3.5 mm
10129117	4 mm
10129118	4.5 mm
10129119	5 mm
10129120	5.5 mm
10129121	6 mm
10129122	6.5 mm
10129123	7 mm
10129124	7.5 mm
10129125	8 mm
10129126	8.5 mm

* 溝状のみ
九大型
全長 130



	a
10129201	1 (4 mm)
10129202	2 (5.5 mm)
10129203	3 (7.3 mm)

* 溝状のみ
スタッケー氏
全長 130



	a
10129310	1 mm
10129311	02 (1.6mm)
10129312	0 (1.8mm)
10129301	1 (2mm)
10129302	2 (3mm)
10129303	3 (4mm)
10129304	4 (5mm)
10129305	5 (6mm)
10129306	6 (7mm)

* 溝状のみ
田所氏
全長 125

* 現物にサイズの刻印あり



	a
10128801	1 mm
10128802	1.5 mm
10128803	2 mm
10128804	2.5 mm
10128805	3 mm
10128806	3.5 mm
10128807	4 mm
10128808	4.5 mm
10128809	5 mm
10128810	5.5 mm
10128811	6 mm
10128812	6.5 mm
10128813	7 mm
10128821	7.5 mm
10128814	8 mm
10128815	9 mm
10128816	10 mm
10128818	12 mm

* 板状のみ
シュワルツェ氏
全長 138



		a
10128701	1 (小)	4 mm
10128702	2 (中)	5 mm
10128703	3 (大)	6.5 mm

* 板状のみ
シュワルツェ氏
全長 138



	a
10128901	1 mm
10128902	1.5 mm
10128903	2 mm
10128904	2.5 mm
10128905	3 mm
10128906	3.5 mm
10128907	4 mm
10128908	4.5 mm
10128909	5 mm
10128910	5.5 mm
10128911	6 mm
10128912	6.5 mm
10128913	7 mm
10128914	8 mm
10128915	9 mm
10128916	10 mm

* 溝状のみ
シュワルツェ氏
全長 127



		a
10129001	1 (小)	4 mm
10129002	2 (中)	5.5 mm
10129003	3 (大)	7.3 mm

* 溝状のみ
シュワルツェ氏
全長 127

* 現物にサイズの刻印あり



	a
10128411	1 mm
10128412	1.5 mm
10128413	2 mm
10128414	2.5 mm
10128415	3 mm
10128416	3.5 mm
10128417	4 mm
10128418	4.5 mm
10128419	5 mm
10128420	5.5 mm
10128421	6 mm
10128422	6.5 mm
10128423	7 mm

* 板状のみ
東大型
全長 130



		a
10128401	1 (小)	4 mm
10128402	2 (中)	5.5 mm
10128403	3 (大)	7 mm

* 板状のみ
東大型
全長 130



	a
10128501	1 mm
10128502	1.5 mm
10128503	2 mm
10128504	2.5 mm
10128505	3 mm
10128506	3.5 mm
10128507	4 mm
10128508	4.5 mm
10128509	5 mm
10128510	5.5 mm
10128511	6 mm
10128512	6.5 mm
10128513	7 mm
10128521	7.5 mm
10128514	8 mm
10128515	9 mm
10128516	10 mm

* 溝状のみ
東大型
全長 150




		a
10128601	1 (小)	4 mm
10128602	2 (中)	5.5 mm
10128603	3 (大)	7.3 mm

* 溝状のみ
東大型
全長 150

* 現物にサイズの刻印あり

のみ ヘルマン氏



A

B

C

D


E

F

G

10161701～7
のみ
全長 80


		刃先 mm
10161701	A 平状／直	1.2
10161702	B 極小溝状／直	1.4
10161703	C 極小溝状／内反り	1.4
10161704	D 極小溝状／外反り	1.4
10161705	E 溝状／1.0 mm	1.0
10161706	F 溝状／1.5 mm	1.5
10161707	G 溝状／3.0 mm	3.0



10161800
のみ用把柄
H（細／A～D用）
a 76

10161801
のみ用把柄
H（太／E～G用）
a 76

装着図




10132300
持針器
マッチウ氏
a 190



10151300
持針器
風間氏
a 130



10134900
木製槌
全長 250 a 30 b 70



10129500
木製槌
九大型／金輪付
全長 250 a 30 b 70



10129400
槌
東大型 叩部ナイロン製
全長 195 a 30 b 52




10129600
槌
ルーツェ氏 叩部ナイロン製
全長 185 a 28/25 b 62




10208700
槌
鼻中隔用 叩部ナイロン製
全長 160 a 25 b 38





10161900
槌
ヘルマン氏 金属製
全長 145 a 25 b 30




10135090
槌
帝京大型
叩部ナイロン製 梨地
全長 155 a 40 b 15




* 10129901~9
骨鋭匙
ホルクマン氏 03~6
全長 175



* 10130101~14
骨鋭匙
東大型 08~6
全長 185



* 10130401~6
骨鋭匙
堀口氏 03~3
全長 190



* 10130501~6
骨鋭匙
風間氏 03~3
全長 190





10130600
骨鋭匙
新大型 両頭
全長 240



10130700
骨鋭匙
バルト氏 両頭
全長 148




10130800
骨鋭匙
ヤンゼン氏 両頭
全長 145



10130900
骨鋭匙
ペルテソン氏 両頭
全長 150




10131000
骨鋭匙
阪大型 両頭
全長 190



10151400
骨鋭匙
切替氏 大 両頭
全長 170




10151401
骨鋭匙
切替氏 小 両頭
全長 170



10151500
骨鋭匙
コーソン氏
全長 155

骨鉗子 和辻氏



1/1

10131201
大
a 160

10131202
小
a 155



骨鉗子 リューエル氏



1/1

10131500
直
全長 a 180

10131600
反
全長 a 170



1/1

10131700
骨鉗子
鳥居氏
全長 a 175



1/1

10132000
骨鉗子
ハルトマン氏 弯型
全長 a 170

槌骨鉗子 堀口氏



10150800
A
a 148



10150801
B
a 148



10150802
C
a 148



10901800
側頭骨ホルダー
デービス氏・山藤氏


骨探子 和辻氏




球付ピック
全長 158 a 1



小鉤 シャンバウ氏
全長 138



脳室鏡





10143371
開創器
帝京大型 A 標準 梨地
a 160 b 90 c 17 d 16



10143372
開創器
帝京大型 B 爪長 梨地
a 160 b 90 c 27 d 16



10143373
開創器
帝京大型 C 爪長/足長 梨地
a 175 b 110 c 27 d 16


10143201
開創器
ウルスタイン氏 大
a 160 b 90 c 17 d 16




10143202
開創器
ウルスタイン氏 小
a 120 b 70 c 17 d 16



10143374
開創器
帝京大型 関節付爪自在型 梨地
a 180 b 118 c 24 d 20




開創器 マナッセ・パッソー氏





10143501
爪
万能開創器 吉田氏用 (左右)
c 24 d 21
e 19 f 21

10143500
万能開創器
吉田氏
a 155 b 92




10143601
大
a 150 b 85
c 17 d 22


10143602
小
a 130 b 75
c 13 d 22



10143870
開創器
田中氏 爪交換型
レンチ付 梨地 (左右 1 組)
a 82 b 50 c 20 d 17



10143871
爪
開創器 田中氏用 (左右)
梨地
e 35 f 42





10143970
開創器
ヤンゼン氏 梨地
a 80 b 50 c 19 d 16

グロメット チューブ





10127211
糸付




10127212
つば付



10127213
シェー チューブ



10145100
チューブインサーター
a 153 b 100




止血鉗子 モスキート氏



10133100
直／無鉤
a 132 b 30



10133200
直／有鉤
a 132 b 30



10133300
曲／無鉤
a 130 b 30



10133400
曲／有鉤
a 130 b 30

剪刀 堀口氏
a 125 b 32





10136200
直




10136300
反




10166900
筋膜剪刀
シェー氏
a 125 b 30



10151100
槌骨剪刀
レンパート氏
a 115 b 15



筋膜圧迫鉗子
全長 220



			C mm	d mm
10166700	ハウス氏	標準	25	20
10166701	ハウス氏	大	35	25
10166702	ハウス氏	特大	50	35
10166703	山本氏		40	30

外科用剪刀



10134301
直／両鋭
全長 144 a 54



10134302
直／片鋭片鈍
全長 144 a 54



10134303
直／両鈍
全長 144 a 54




10134401
反／両鋭
全長 143 a 53



10134402
反／片鋭片鈍
全長 143 a 53



10134403
反／両鈍
全長 143 a 53






10169100
形成剪刀
反／鈍先 13cm
a 130 b 30




10169101
眼科剪刀
反／鈍先 11.5cm
a 115 b 35


腺組織剥離剪刀 村上氏
a 134 b 33

- 10173101
大
- 10173102
中
- 10173103
小






10148000
極小麦粒鉗子
直
a 110 b 75



10148100
極小麦粒鉗子
上向
a 115 b 75




10148200
超極小麦粒鉗子
直
a 115 b 75



10148210
超極小麦粒鉗子
上向
a 115 b 75


1/1




10146400
極小鋭匙鉗子
直
a 110 b 75



10146500
極小鋭匙鉗子
上向
a 110 b 75




10146000
超極小鋭匙鉗子
直
a 115 b 75



10146100
超極小鋭匙鉗子
上向
a 118 b 75




10146200
超極小鋭匙鉗子
左曲
a 115 b 75



10146300
超極小鋭匙鉗子
右曲
a 115 b 75

1/1





10150100
超微細鋭匙鉗子
直
a 110 b 75




10150200
超微細麦粒鉗子
直
a 110 b 75



10150300
超微細剪刀
直
a 110 b 75

1/1




耳垢鉗子 小此木氏
a 135 b 60



10118001
A 鋭匙状



10118002
B 麦粒状



10148800
織細鉗子
ウルスタイン氏
a 115 b 74

耳用鉗子 ヤコブソン氏
a 120 b 48



10118301
左
1/1





10118302
右
1/1




10118303
直
1/1

耳用鉗子 新大型
a 135 b 60

10118402
1 (小)
10118401
2 (中)
10118400
3 (大)
1/1





耳用鉗子 ハルトマン氏 先端開閉式




1/1


耳用鉗子 ハルトマン氏
a 135 b68




1/1





鋭匙鉗子／截除鉗子 高原氏



鋭匙鉗子 風間氏



1/1



1/1



1/1

剪刀 シェー氏





10148300
直
a 110 b 78




10148400
右曲
a 115 b 78





10148401
左曲
a 115 b 78




10166800
マリウスニッパー 標準
a 110 b 75 c 3 d 1




10135900
デプスゲージ
オースチン氏
全長 170 a 2 b 3
c 1 d 1




10136000
デプスゲージ
シュクネヒト氏
全長 157 a 0.6




10153100
メス
ギャラハー氏
全長 150 a 3.4



10127600
フラップナイフ
レンパート氏
全長 180 a 2.5



10135500
タブナイフ
全長 160 a 1.8



10153400
ローラーナイフ
シュクネヒト氏
全長 155 a 3.8

フック シュクネヒト氏

全長 157



10171901
上向 0.4mm




10171902
下向 0.4mm



10171903
上向 0.7mm



10171904
下向 0.7mm




10172000
手揉ドリル
石井氏
全長 157 a 0.7




錐 バッキングラム氏


全長 160



10172102
0.8mm
a 0.8



10172100
1.0mm
a 1




10172101
1.5mm
a 1.5



鍍骨錐 東大型

全長 160



10180000
0.4mm


10180001
0.6mm

10180002
0.8mm

10180003
1.0mm


10180004
1.2mm






10167490
鋭匙鉗子
鈴木氏 直
a 109 b 87

1/1




10167590
カップ鉗子
鈴木氏
a 115 b 76

1/1




10167690
上反り鋭匙鉗子
鈴木氏
a 119 b 74

1/1



10167890
中耳用剪刀
鈴木氏
シェー氏型
a 115 b 76








フレキシブルテラメッサー

鈴木氏 梨地

全長 160

- 10168171 直 / 1
- 10168172 直 / 2
- 10168173 直 / 3
- 10168174 直 / 4

- 10168271 曲 / 1
- 10168272 曲 / 2
- 10168273 曲 / 3
- 10168274 曲 / 4




テラメッサー

鈴木氏 梨地

全長 160

- 10168571 直 / 1
- 10168572 直 / 2
- 10168573 直 / 3
- 10168574 直 / 4

- 10168671 曲 / 1
- 10168672 曲 / 2
- 10168673 曲 / 3
- 10168674 曲 / 4



テラメッサー

全長 160


- 10153611 直 / 1
- 10153612 直 / 2
- 10153613 直 / 3
- 10153614 直 / 4

- 10153601 曲 / 1
- 10153602 曲 / 2
- 10153603 曲 / 3
- 10153604 曲 / 4


フレキシブル鈍針

鈴木氏 梨地


全長 170



10169271
ギザ付




10169272
ギザなし




鈍針

鈴木氏 梨地

全長 170



10168970
ギザ付



10168971
ギザなし



フレキシブル鋭匙
鈴木氏 梨地
全長 160

0 | 10168373
小 1

0 | 10168372
中 2

0 | 10168371
大 3



溝状のみ 鈴木氏
全長 132



10168401
直／1mm



10168402
内反り／1mm



10168403
外反り／1mm

ローゼン・愛媛大型 手術器械



ナイフ 梨地
全長 155

10171071
大
a 3

10171072
中
a 2

10171073
小
a 1.5

鋭匙 梨地
全長 155



10171171
微弯 丸大

10171172
微弯 丸小



10171173
強弯 丸大

10171174
強弯 丸小

探針 梨地
全長 160



10171270
直



10171477
強弯 鈍先



10171473
大 25°

10171474
小 25°



10171471
大 45°

10171472
小 45°



10171370
微弯



10171371
強弯



10171475
大 90°


10171476
小 90°



10171478
ピック
梨地
全長 145




10171570
鼓膜剥離子
梨地
全長 160




10171600
消毒架
20 本用 梨地
a 220 b 185

ローゼン氏 手術器械



10162170
ナイフ
梨地
全長 157
a 2.3 b 3.4



皮膚剥離子
全長 157

10162200
巾狭
a 1.3



10162201
巾広
a 3



骨鋭匙 梨地
全長 160



10162571
微弯 大

10162572
微弯 中

10162573
微弯 小



10162671
強弯 大

10162672
強弯 中

10162673
強弯 小

探針 梨地
全長 160



10162771
直



10162772
曲

モビライザー 梨地
全長 160



10162871
A



10162872
B



10162873
C



10162470
鼓膜剥離子
全長 160




10162970
フェネストレーター
全長 140



10163070
角探針
全長 160

内耳開窓術器械 シェー氏



10153701
切開刀
1
全長 155


10153702
鋭匙
2
全長 148

10153703
剥離子
3 左
全長 160

10153704
剥離子
4 右
全長 160

10153705
ピック
5 鋭
全長 160

10153706
開窓鉤
6 25°
全長 160



10153707
開窓鉤
7
45°
全長 155

10153708
開窓鉤
8
90°
全長 155

10153709
開窓鉤
9
90° 短
全長 155


10153710
斜ピック
10
微鈍
全長 155

10153711
アンテリアクロトミーナイフ
11
微鈍
全長 155



10168800
鈍針
シェー氏
全長 155

10153712
消毒用架台
a 183 b 150



鋭匙鉗子 後藤修二氏



10147700
極小
a 132 b 60



10147800
直
a 132 b 60



10147900
上向
a 132 b 60

1/1




10147400
先端開閉式 直
a 115 b 74.5



10147300
先端開閉式 上向
a 115 b 74.5

1/1



小剪刀 後藤修二氏




10155500
直
a 110 b 22



10155501
反
a 107 b 20




10154100
外耳道両頭剥离子
後藤修二氏
全長190 a 3.5 b 2



10151200
持針器
後藤敏郎氏
a 125



10153500
鼓膜スタンツェー
後藤敏郎氏
a 170 b 105 c 4 d 2



小剪刀 後藤敏郎氏
全長 115 a 35

耳小骨剪刀 後藤敏郎氏
全長 105 a 25



10156200
反




10156100
直



10156400
反



10156300
直



小鋭匙 後藤敏郎氏
全長 140



10156801
大


10156802
中

10156803
小


1/1



10157500
小弯刃刀
後藤敏郎氏
全長150 a 8



10157000
小起子
後藤敏郎氏
全長165 a 3,5





10157100
剥離子
後藤敏郎氏
全長 165 a 3,5



10172600
スキンフック
天晶氏（十字ハンドル）
全長 188



10172700
皮膚牽引つり針
村上氏
全長 43



* 10123900
鼓室洗浄管
ハルトマン氏 左右
a 62



10136100
カッティングブロック
オースチン氏
a 43 b 50 φ





10123100
撒粉器
岡氏




10117800
補聴器
トランペット型
a 96 φ b 340

* 左・右単品でも取り扱っております。


騒音防止用耳栓 恩地氏





NOSE / Contents


鼻鏡	N-1	鼻中隔鉗子	N-27
鼻息鏡・鼻腔洗浄器 他	N-6	歯齦切開刀・対孔粘膜刀	N-28
鼻用吸引管	N-7	対孔粘膜鉗子・粘膜下甲介吸引剥離子	N-29
鼻用捲綿子	N-10	彫骨器	N-30
鼻用ピンセット	N-11	骨止血器	N-33
鼻茸絞断器・鼻毛剪刀・鼻用噴霧器	N-12	鼻骨整復鉗子	N-34
鼻用鉗子	N-13	持針器・縫合針	N-35
下甲介剪刀・中甲介剪刀	N-14	篩骨蝶形洞用鉗子	N-36
剥離剪刀・切除剪刀	N-15	篩骨蝶形洞用長のみ・骨弁剥離のみ・骨弁整復器	N-37
上顎洞洗浄管	N-16	前頭洞洗浄管・消息子・剥離子・鋭匙	N-38
前頭洞洗浄管・上顎洞消息子	N-18	篩骨蜂窩蝶形洞用長鋭匙・前頭洞手術用やすり 他	N-39
上顎洞探膿器	N-19	鋭匙鉗子 西端氏	N-40
上顎洞穿刺針・穿刺器・やすり	N-20	篩骨洞用鋭匙鉗子 北村氏	N-41
上顎洞鈍鉤・開唇鉤	N-21	截除鉗子・鋭匙鉗子 グリュンワルド氏	N-42
上顎洞粘膜剥離子	N-22	鋭匙鉗子	N-44
上顎洞粘膜鋭匙・対孔粘膜ピンセット	N-23	足川氏選定鼻内手術器械	N-45
中隔刀	N-24	慈大型内視鏡下副鼻腔手術器械	N-48
中隔剥離子・迴転刀	N-25	黄川田氏副鼻腔手術器械	N-51
中隔手術用のみ・中隔粘膜剥離子	N-26		



* 鼻鏡 和辻氏



* 鼻鏡 ハルトマン氏




鼻鏡 フレンケル氏




* 現物にサイズの刻印あり


鼻鏡 榊田氏



10245600
鼻中隔用
a 84



10245701
粘膜圧定へら
大
a 8.6 b 55



10245702
粘膜圧定へら
小
a 6.8 b 55


1/1

* 鼻鏡 高橋 (良) 氏



10246600
鼻中隔用 (ガンギ付)
a 152


10246500
鼻中隔用
a 152



10245800
鼻鏡
小此木氏 鼻中隔用 丸型
a 100




10245900
鼻鏡
小此木氏 鼻中隔用 扁平型
a 100




1/1


* 現物にサイズの刻印あり




10246000
鼻鏡
増田氏 鼻中隔用
(へら2枚付)
a 90



10210900
粘着圧定へら
増田氏
a 8.3 b 58



10246100
鼻鏡
マイルス氏 鼻中隔用
a 55



10246300
鼻鏡
フォスター氏 鼻中隔用
a 9 b 60



1/1
* 10246700
中鼻鏡
北村氏 直
a 147

* 現物にサイズの刻印あり



10247100
長 a 160



10247200
中 a 147




10247300
短 a 136

1/1



10247400
長 a 160



10247500
中 a 140




10247600
短 a 135

1/1

* 鼻鏡 キリアン氏



1/1



* 鼻鏡 キリアン氏 扁平



1/1



* 現物にサイズの刻印あり

* 鼻鏡 キリアン氏 ガンギ付



10247700
長 a 159



10247800
中 a 146





10247900
短 a 140


1/1



1/1



10200700
針金鼻鏡
左
a 95 b 40



10200701
針金鼻鏡
右
a 95 b 40




10246400
鼻鏡
石井氏 鼻中隔用
a 125



1/1



* 現物にサイズの刻印あり



10200300
鼻息鏡
キリアン氏
a 84 b 114

目盛 10mm



10202500
鼻腔洗浄器
オリーブ付

ゴム管 長 700 短 400

* ゴム球のみ、オリーブのみなどの単品も
取り扱っております。




10202900
洗浄液容器
十全型 金属製
a 127 b 125




10203000
金属ジョッキ
a 144 b 120


吸引嘴管 へ型




吸引用オリフ N-40




吸引用オリフ N-40 ストレート型



* 小児用吸引管 N-42




* 小児用吸引管 N-42 ストレート型




* シリコンチューブ、金属アダプター(A・2)の単品も取り扱っております。




10502100
乳幼児鼻用吸引嘴管
アマツ式 (短管 1 本、吸引先チューブ 5 本付)



10502101
吸引先チューブ
アマツ式 乳幼児鼻用吸引嘴管用 (1 袋 5 入)
a 75



10502102
ヘ型吸引管
短管 アマツ式 乳幼児鼻用吸引嘴管用
a 76



蓄膿瓶 熊沢氏


10122610
5g先×5g基

10122620
10g先×10g基

* 瓶など単品も取り扱っております。



10603701~4
吸引セット
杏林大型 大、中、小、極小
N-43



10603801~4
プレッツセット
浅野氏 大、中、小、極小
N-45



10204800
鼻用消息子
先銀製
全長 207



10200800
鼻用捲綿子
ルーツェ氏 50入
全長 146



10200900
鼻用捲綿子
ラセン柄 50入
全長 151



10201001
鼻用捲綿子
六角形柄
15cm
全長 150



10201300
鼻用捲綿子
高橋氏
全長 182



10201400
鼻用捲綿子
黒須氏
全長 184



10201900
タンポン用捲綿子
ゴットスタイン氏
全長 180

10201002
鼻用捲綿子
六角形柄
17cm
全長 170



鼻用ピンセット ルーツェ氏
a 170

10202001
無鉤

10202002
有鉤


鼻用ピンセット 柏原氏
a 170

10202201
無鉤

10202202
有鉤

10202400
鼻用ピンセット
和辻氏
a 170

10202300
鼻用ピンセット
深美氏
鋭匙状
a 171



10237100
篩骨用長ピンセット
銃鎗状
a 200

鼻用ピンセット 北村氏

10234800
無鉤／直／短

10234900
有鉤／直／短
a 133


10234500
無鉤／直／長

10234700
有鉤／直／長
a 170


外科用ピンセット
a 132

10134100
無鉤


10134200
有鉤




10204900
鼻茸絞断器
エニッケ氏




10205500
エニッケ氏
中芯 鼻茸絞断器用
全長 163




10205000
鼻茸絞断器
クラウゼ氏



10205100
クラウゼ氏
中芯 鼻茸絞断器用
全長 163





10205101
ブリューニングス氏
中芯 鼻茸絞断器用
全長 157



10205200
絞断線
エニッケ氏・クラウゼ氏 共通
鼻茸絞断器用 1m
0.3mmφ



10205201
絞断輪
ブリューニングス氏
鼻茸絞断器用 (10入)
0.3mmφ



10235800
鼻毛剪刀
a 115 b 33



10203100
鼻用噴霧器
ガラス製 (ゴム球別)

10203200
ゴム球
鼻用噴霧器用

* 鼻用鉗子 ハイマン氏

鋭匙状

a 170 b 48



10205900

0



10205901

1



10205902

2



10205903

3



10205904

4

1/1



鋭匙状

a 170 b 50



10206101

大



10206102

中



10206103


小



10206104

極小

1/1



* 鼻用鉗子 ハイマン氏

麦粒状

a 170 b 50



10205701

大



10205702

中



10205703

小

1/1



* 鼻用鉗子 ハルトマン氏

タンポン用

a 178 b 87



10205801

大



10205802


中



10205803


小

1/1



* 現物にサイズの刻印あり

下甲介剪刀 ハイマン氏



- * 10206300
特大
a 172 b 62
- * 10206201
大(太)
a 165 b 52
- * 10206202
中(細)
a 165 b 52
- * 10206203
小(小児用)
a 154 b 50




10206400
下甲介剪刀
菊地氏
a 163 b 74




10206600
中甲介剪刀
ベックマン氏
a 158 b 50

剥離剪刀 北村氏





甲介後端用切除剪刀 柏原氏






上顎洞洗浄管
ミクリツ氏
a 130

10215303	3(大)	b 3.8
10215302	2(中)	b 3.3
10215301	1(小)	b 2.8




上顎洞洗浄管
ジーバーマン氏
a 144


10215401	03	b 1.8
10215402	02	b 2.0
10215403	0	b 2.2
10215404	1	b 2.4
10215405	2	b 2.6
10215406	3	b 2.8



10215600
前頭洞洗浄管
コレワ氏
a 11 b 2




10215000
上顎洞洗浄管
ハルトマン氏 鈍先 左右
a 107 b 2 c 10



10214801
鋭先／長
b 2.1 c 16


10214802
鋭先／中
b 2.1 c 13

10214803
鋭先／短
b 2.1 c 10



10215201
鋭先／長(17mm)
b 2.1 c 17

10215202
鋭先／中(13mm)
b 2.1 c 13




10214901
鈍先／長
b 2.1 c 16

10214902
鈍先／中
b 2.1 c 13

10214903
鈍先／短
b 2.1 c 10




上顎洞洗浄管
*キリアン氏 左右
a 180



10215101
鈍先／長(17mm)
b 2.1 c 17


10215102
鈍先／中(13mm)
b 2.1 c 13

10215103
鈍先／短(11mm)
b 2.1 c 11




上顎洞洗浄管
*久保氏 左右
a 180

前頭洞洗浄管・上顎洞消息子





10215700
前頭洞洗浄管
キリアン氏 先銀製
a 212 b 1.8




前頭洞洗浄管
黒須氏
a 170

- 10215901
03 b 1.5
- 10215902
02 b 1.7
- 10215904
1 b 2.4
- 10215905
2 b 2.7
- 10215906
3 b 2.9





10216100
前頭洞洗浄管
アンドレー氏 先銀製
a 153 b 3.4




上顎洞消息子
久保氏
* a 205

- 10214602
中 (15mm) / 左右
b 15
- 10214603
短 (13mm) / 左右
b 13



* 10214700
上顎洞消息子
キリアン氏 左右 11mm
a 205 b 11




10215800
前頭洞消息子
キリアン氏 先銀製
a 225




10216000
前頭洞消息子
アンドレー氏 先銀製


* 左・右単品でも取り扱っております。



* 10220500
上顎洞探膿器
シュミット氏
セット（針2本、接続子付）
a 58




* 10220900
上顎洞探膿器
京大型
セット（針2本、接続子付）
a 70



* 10221300
上顎洞探膿器
葛目氏
セット（針2本、接続子付）
a 75

* 内筒、外筒、針、ポンプなどの単品も取り扱っております。




10221400
上顎洞穿刺針
中村氏 (アダプター付)
a 67


10221500
上顎洞穿刺針
本庶氏
a 70




10222300
上顎洞穿刺針
小田氏 短
a 60 b 1.2




10222301
上顎洞穿刺針
小田氏 長
a 100 b 1.2



10222400
上顎洞穿刺針
大藤・地引氏
a 50 b 1.2



10222700
上顎洞穿刺器
木村・川上氏
a 175




10222800
穿刺孔拡大やすり
木村・川上氏
a 180 b 25 c 4



10222900
上顎洞やすり
田中氏
全長 187 a 35 b 6




10224000
上顎洞骨膜剥離子
丸山氏
全長 174 a 32 b 4.8



10224100
上顎洞鈍鉤
キリアン氏
a 220 b 13.2 c 37




10224200
上顎洞鈍鉤
東大型
a 198 b 21 c 42



10224301
細谷氏
巾広
a 45 b 90

10224302
細谷氏
巾狭
a 45 b 90

10224303
千葉大型
a 45 b 80




10224401
上顎洞鈍鉤
柏原氏 右

10224400
上顎洞鈍鉤
柏原氏 左
a 197 b 12.4 c 32



10224501
上顎洞鈍鉤
海江田氏 右

10224500
上顎洞鈍鉤
海江田氏 左
a 220 b 20 c 37



10224601
開唇鉤
ステルンベルグ氏 A
a 113



10224602
開唇鉤
ステルンベルグ氏 B
a 123



10226701
上顎洞粘膜剥離子
キリアン氏 直
全長 192 a 5 b 25



10226702
上顎洞粘膜剥離子
キリアン氏 反
全長 190 a 5 b 28



10226703
上顎洞粘膜剥離子
キリアン氏 微弯
全長 191 a 5 b 20



10226800
上顎洞粘膜剥離子
東大型
全長 208 a 5 b 30



10226900
上顎洞粘膜剥離子
黒須氏 両頭
全長 191 a 5 b 28
c 4.2 d 10



10227000
上顎洞粘膜剥離子
千葉氏 両頭
全長 193 a 5 b 22
c 5 d 28



10227100
上顎洞粘膜剥離子
小野氏 両頭
全長 184 a 5 b 14 c 5 d 15



10227201
上顎洞粘膜剥離子
鳥居氏 両頭 A
全長 188 a 5 b 30 c 5 d 10



10227202
上顎洞粘膜剥離子
鳥居氏 両頭 B
全長 190 a 5 b 25
c 5 d 30




10227300
上顎洞粘膜剥離子 兼 鋭匙
北川氏 両頭
全長 193 a 8.3 b 10 c 7.5 d 10

上顎洞粘膜鋭匙・対孔用粘膜ピンセット


* 上顎洞粘膜鋭匙 キリアン氏
全長 151





* 上顎洞粘膜鋭匙 小野氏
全長 153




* 上顎洞粘膜鋭匙 桑名氏
全長 170



上顎洞粘膜剥離
兼 フレキシブル鋭匙
* 福武氏
全長 225






10229000
対孔用粘膜ピンセット
久保氏
a 152



10229100
対孔用粘膜ピンセット
小野氏
a 168

* 現物にサイズの刻印あり





10209500

中隔剥離子

高橋(良)氏 捻曲状

全長 230 a 3.3 b 3.3

10209600

中隔剥離子

高橋(良)氏 ゴルフ状

全長 225 a 6.4 b 3.4 c 3.7

10218300

中隔剥離子

金杉氏 両頭

全長 200 a 3.4 b 2.6

10211601

中隔剥離子

榊田氏 直


全長 207 a 21 b 4.5

10211602

中隔剥離子

榊田氏 反

全長 207 a 24 b 4.6



10211700

中隔粘膜起子

榊田氏 大

全長 206 a 21 b 4.7

10212303

中隔粘膜起子

榊田氏 小

全長 157 a 2.3 b 2

10211900

中隔廻転軟骨刀

キリアン・バレンジャー氏

全長 188 a 47 b 5.7

10212200


中隔廻転軟骨刀

増田氏


全長 190 a 47 b 5

中隔手術用のみ・中隔粘膜剥離子

中隔手術用のみ 久保氏
全長 131 a 47



* 中隔手術用のみ キリアン氏
全長 144 a 50



中隔粘膜剥離子 キリアン氏



10208001
A
全長 186 a 55 b 3.3




10208002
B
全長 186 a 56 b 5.8





10208003
C
全長 188 a 52 b 6.1

* 現物にサイズの刻印あり

鼻中隔鉗子 キリアン氏




* 鼻中隔鉗子 プリュースニグス氏




10208600
鼻中隔鉗子
笹木氏 (改良 ヤンゼン・ミドルトン)
a 195 b 92


1/1



* 現物にサイズの刻印あり



10223200
齒齦切開刀
石橋氏
全長 155 a 16 b 8.9



10223300
齒齦切開刀
田所氏
全長 140 a 17 b 8.1



10218900
長柄粘膜刀
西端氏
全長 202 a 15



10223400
対孔粘膜刀
京大型
全長 166 a 15



10223500
対孔粘膜刀
増田氏
全長 166 a 15



10223600
対孔粘膜刀
高木氏
全長 166 a 17



10223700
対孔粘膜刀
丸山氏
全長 165 a 15





10223800
対孔粘膜刀
細谷氏
全長 167 a 15




10223900
対孔粘膜刀
久保氏
全長 152 a 17



10219000
粘膜刀
ハーレー氏
全長 125 a 15




10228700
対孔粘膜鉗子
東大型 麦粒状
a 184 b 80




10228800
対孔粘膜鉗子
久保氏
a 168 b 50




10228900
対孔粘膜鉗子
小野氏 鋭匙状
a 187 b 75



10249700
粘膜下甲介開創器
久保氏
a 53 b 45



10209300
粘膜下甲介用吸引剥離子
久保氏
全長 155 a 5 b 3



10209301
粘膜下甲介用吸引剥離子
久保氏 3cm長タイプ
全長 185 a 5 b 3


10209400
前頭洞・蝶型洞用吸引剥離子
名市大 鈴木式 久保氏改良型
全長 210 a 5 b 3



 1/1
 10225100
 彫骨器
 岩田氏
 a 153 b 68 c 5.3 d 8.3




 1/1
 10225600
 彫骨器
 チテリー氏
 a 157 b 68 c 4.6 d 7.5



 1/1
 10225200
 彫骨器
 東大型 対孔用
 a 158 b 87 c 5.6 d 6



 1/1
 10225300
 彫骨器
 東大型 中長
 a 163 b 110 c 5.2 d 6






10225400
彫骨器
東大型 最長 太
a 170 b 130 c 5.1 d 6




10225500
彫骨器
東大型 最長 細
a 170 b 125 c 5.5 d 5




10231800
篩骨蝶形洞彫骨器
西端氏 上向
a 221 b 175 c 5.3 d 7.2





10231900
篩骨蝶形洞彫骨器
西端氏 下向
a 215 b 162 c 5.2 d 7.2








10227900
骨止血器
キリアン氏 直
全長 132 a 2.8



10228100
骨止血器
星野氏 両頭
全長 202 a 5 b 5.6



10228300
骨止血器
パンゼ氏
全長 165 a 5



10228500
骨止血器
スタンツェー型 岩田氏
a 153 b 67 c 5.3 d 8.6




* 10239001
鼻骨整復鉗子
ワルシャム氏 大
全長 196



* 10239002
鼻骨整復鉗子
ワルシャム氏 小
全長 184



10239100
鼻骨整復鉗子
アッシュ氏
全長 210




10218801
鼻骨整復鉗子
ワルシャム氏 左
全長 200




10218802
鼻骨整復鉗子
ワルシャム氏 右
全長 200


* H26.10より支点部分をネジ式(左、右と同タイプ)に形状変更しています。




10132700
持針器
マッチウ・北村氏
a 218 b 64



10234600
持針器
北村氏 深部用
a 210 b 92




10214400
持針器
高橋氏
a 177 b 110




10209200
中隔縫合針
a 8

篩骨蝶形洞用鉗子


篩骨用上向鉗子 柏原氏
a 172 b 50



* 蜂窩用鋭匙鉗子 田中氏
a 170 b 50



蝶形洞用鋭匙鉗子 荻野氏
a 159 b 136



* 現物にサイズの刻印あり

* 篩骨蝶形洞用長のみ

全長 176 a 36

10230401
直 1

10230402
直 2

10230403
直 3
1/1



10230501
弯 1

10230502
弯 2

10230503
弯 3
1/1



* 骨弁剥離のみ 荻野氏

全長 130 a 43

10240901
扁平薄刃 1

10240902
扁平薄刃 2

10240903
扁平薄刃 3
1/1




10241200
骨弁整復器
荻野氏
全長 137 a 15




* 現物にサイズの刻印あり

前頭洞洗浄管・消息子・剥離子・鋭匙


前頭洞洗浄管 荻野氏




* 前頭洞消息子 荻野氏
a 160



前頭洞手術用剥離子 黒須氏





前頭洞手術用鋭匙 黒須氏



* 現物にサイズの刻印あり

* 篩骨蜂窩蝶形洞用長鋭匙
全長 221

前頭洞手術用やすり
全長 196 a 37




10232400
篩骨蜂窩破壊子
黒須氏
全長 230 a 4.8


10232500
刀
黒須氏 鉤状突起用
全長 218 a 4.8

* 現物にサイズの刻印あり



鋭匙鉗子 西端氏




篩骨洞用鋭匙鉗子 北村氏




* 截除鉗子 グリェンワルド氏



截除鉗子 グリェンワルド氏 a 138 b 125




鋭匙鉗子 グリェンワルド氏 a 165 b 120




* 現物にサイズの刻印あり


* 鋭匙鉗子 グリェンワルド氏



1/1




1/1




1/1

* 現物にサイズの刻印あり


鋭匙鉗子 愛媛大型




鋭匙鉗子 菊地氏



* 截除鉗子 足川・グリーンワルド氏



* 鋭匙鉗子 足川・グリーンワルド氏




* 現物にサイズの刻印あり


截除鉗子 バックワード型
a 157 b 126




篩骨蝶形洞彫骨器 足川氏 細型
a 217 b 170 c 5.7 d 5



10256600
下向
1/1



10256601
上向
1/1




後端鉗子 高橋(良)氏
a 167 b 136




10257000 左
10257001 右
1/1




10257200 細型 左
10257201 細型 右
1/1











鋭匙鉗子 慈大型










截除鉗子 慈大型











細・鋭匙鉗子 慈大型





細・截除鉗子 慈大型









上顎洞用鋭匙鉗子 黄川田氏



前頭洞用鋭匙鉗子 黄川田氏
a 184 b 145





1/1

10259400

前頭窩・前頭洞口用截除鉗子
黄川田氏

a 162 b 108

彫骨器 黄川田氏




10258300
上向 大
a 159 b 110 c 5.1 d 7.6




10258501
下向 大
a 159 b 110 c 4.4 d 7.8

10258502
下向 小
a 158 b 100 c 4.3 d 5.2
1/1



10258700
上反り
a 175 b 110 c 3.4 d 5
1/1



THROAT / Contents

開口器	T-1	喉頭鉗子	T-22
舌圧子	T-8	喉頭鉗子・喉頭ピンセット・喉頭刀・喉頭用吸引嘴管	T-23
ペリトン刀・舌鉗子	T-9	気管截開刀・気管鉤	T-24
咽頭・喉頭捲綿子	T-10	気管開創器	T-25
咽頭扁桃切除器・截除鉗子	T-11	気管支鏡	T-26
扁桃摘出刀	T-12	咽喉頭直達鏡・ELPS製品	T-27
扁桃用鉤鉗子・扁桃用ピンセット	T-13	喉頭鏡	T-28
扁桃絞断器	T-14	喉頭直達鏡・上部食道鏡	T-30
扁桃剥離用剪刀・扁桃窩洗浄器	T-15	喉頭鉗子	T-31
扁桃吸引剥離子・扁桃吸引管・口蓋弓鉤	T-16	間接喉頭鉗子	T-32
扁桃止血鉗子	T-17	ラリンゴマイクロサージャリー	T-33
深部結紮用鉗子・深部縫合針	T-18	電気式人工喉頭・人工笛	T-38
口蓋縫合用持針器・指甲・扁桃針・喉頭鏡・後鼻鏡	T-19	食道鏡	T-39
喉頭注入器・喉頭注射器 他	T-20	直達鉗子	T-40
輪状刀・消息子	T-21	直達スプレー・直達吸引管・直達捲綿子	T-41



10332870

開口器

ディングマン・山下氏

梨地

(ケーブル、固定金具各 2、ブレード 1~3 付/鉤別)




10332877

ガイド固定金具

ディングマン・山下氏

開口器用 梨地




10332878

鉤

ディングマン・山下氏

開口器用 梨地

a 100 b 23 c 18



10332871

フレーム

ディングマン・山下氏

開口器用 梨地

a 70 b 140



10332874

開口器用 3 梨地

10332873

開口器用 2 梨地

10332872

開口器用 1 梨地

ブレード ディングマン・山下氏

10332806

ファイバーライトガイドケーブル

ディングマン・山下氏

開口器用

全長 1630




ブレード寸法

号数	a mm	b mm
1	65	27
2	75	32
3	85	37




10333370
開口器
デビスクロー氏
新東北大型 梨地
(ブレード 1・3・5 付)



10333371
フレーム
デビスクロー氏
新東北大型
開口器用 梨地
a 75 b 130

ブレード デビスクロー氏 新東北大型



10333372
開口器用 1 梨地

10333373
開口器用 2 梨地

10333374
開口器用 3 梨地

10333375
開口器用 4 梨地

10333376
開口器用 5 梨地

ブレード寸法

号数	a mm	b mm
1	70	30
2	73	35
3	75	38
4	80	40
5	85	42

ブレード デビスクロー氏 新型


10333600
開口器
デビスクロー氏 新型
(ブレード 1・3・5 付)

10333670
開口器
デビスクロー氏 新型
梨地
(ブレード 1・3・5 付)



10333601
フレーム
デビスクロー氏 新型
開口器用
a 80 b 120

10333671
フレーム
デビスクロー氏 新型
開口器用
梨地



10333602
開口器用 1

10333603
開口器用 2

10333604
開口器用 3

10333672
開口器用 1
梨地

10333673
開口器用 2
梨地

10333674
開口器用 3
梨地



10333605
開口器用 4

10333606
開口器用 5

10333607
開口器用 6

10333675
開口器用 4
梨地

10333676
開口器用 5
梨地

10333677
開口器用 6
梨地

ブレード寸法

号数	a mm	b mm
1	65	27
2	68	29
3	75	32
4	78	35
5	85	39
6	90	40

ブレード デビスクロー氏


10333900
開口器
デビスクロー氏

10333970
開口器
デビスクロー氏
梨地



10333901
フレーム
デビスクロー氏
開口器用
a 80 b 105

10333971
フレーム
デビスクロー氏
開口器用
梨地



10333906
開口器用 5

10333976
開口器用 5
梨地

10333905
開口器用 4

10333975
開口器用 4
梨地

10333904
開口器用 3

10333974
開口器用 3
梨地

10333903
開口器用 2

10333973
開口器用 2
梨地

10333902
開口器用 1

10333972
開口器用 1
梨地

ブレード寸法

号数	a mm	b mm
1	50	21
2	65	22
3	80	27
4	95	29
5	110	30

ブレード 久保氏 デビスクロー型



10334870
開口器
久保氏 デビスクロー型
梨地



10334875
開口器用 4
梨地

10334876
開口器用 5
梨地



10334871
フレーム
久保氏 デビスクロー型
開口器用
梨地




ブレード寸法

号数	a mm	b mm
1	70	22
2	73	23
3	85	23
4	100	25
5	110	28

10334872
開口器用 1
梨地

10334873
開口器用 2
梨地


10334874
開口器用 3
梨地



開口器
ホワイトヘッド氏

10334401 大
a 130


10334402 小
a 120



開口器
ホワイトヘッド氏（舌圧子付）


10334501 大
a 130

10334502 小
a 120



10334200
万能開口器
a 80


10334201
歯当チップ
万能開口器 デンハルト氏 共通
（ウレタンゴム製）
a 25 b 13



開口器
ホワイトヘッド・エニングス氏

10334601 大
a 130

10334602 小
a 110




10334900
開口器
田中氏（舌圧子 大・小 各1枚付）
a 115 b 32 c 100 d 29






10334300
開口器
デンハルト氏
全長 120 a 50



開口器
執行氏

10335001 大
a 145 b 70

10335002 小
a 140 b 63




開口器
ジャクソン氏 硬質ゴム製

10408500 大
a 24 b 19φ

10408501 小
a 20 b 15φ



10335200
開口器
ハイステル氏
全長 125






10303700
扁桃周囲膿瘍刀
ペリトン刀 直形 片刃
全長 195 a 20 b 5




10303800
扁桃周囲膿瘍刀
ペリトン刀 直形 両刃
全長 195 a 20 b 5



10303900
扁桃周囲膿瘍刀
ペリトン刀 曲形 片刃
a 20 b 5


10304000
扁桃周囲膿瘍刀
ペリトン刀 曲形 両刃
a 20 b 5




10300900
舌鉗子
ポッチ氏
a 170 b 75 c 25




10301000
舌鉗子
コラン氏
a 170 b 75 c 28




咽頭捲綿子
ハルトマン氏
10300801 (標準)
a 200
10300803 2cm 長
a 220



10302700
咽頭捲綿子
柳葉状
a 230





10312700
喉頭捲綿子
ペルテソン氏
a 260



10313000
喉頭捲綿子
柳葉状
a 250

咽頭扁桃切除器 ラフォース氏

咽頭扁桃切除器 小川氏 全麻用



替刃 ラフォース氏、小川氏共通

		a mm	b mm
10310000	大	19	58
10310001	中	17	53
10310002	小	15	50



* 替刃 笹木氏(10310003~5)も取り扱っております。

截除鉗子 ハルトマン氏



10307501
A (円形/大)
a 160 b 110



10307502
B (円形/中)
a 160 b 110



10307503
C (円形/小)
a 160 b 110

1/1



10307600
D (楕円形)
a 160 b 110



10307700
E (三角形)
a 160 b 110

1/1



扁桃摘出刀



10304900
扁桃摘出刀
高橋氏
全長 210 a 15 b 5 c 6



10305000
扁桃摘出刀
田所氏
全長 210 a 9 b 7



10305100
扁桃摘出刀
岡田氏
全長 210 a 15 b 3 c 7




10305200
扁桃摘出刀
黒須氏
全長 210 a 9 b 9 c 6




10305300
扁桃摘出刀
久保氏
全長 245 a 15 b 6




10305400
扁桃摘出刀
山川氏
全長 225 a 12 b 7



10305500
扁桃摘出刀
笹木氏
全長 240 a 12 b 7




10305600
扁桃摘出刀
松田氏
全長 210 a 8 b 7




扁桃用ピンセット 久保氏
全長 210




扁桃用ピンセット 笹木氏






10306401
中芯
高橋氏 扁桃絞断器用
全長 175




10306501
中芯
ブリューニングス氏
扁桃絞断器用
全長 173




10306402
中芯
高橋氏 扁桃絞断器用
ブリューニングス氏型
全長 170



10306400
扁桃絞断器
高橋氏
*中芯 10306401 付




10306500
扁桃絞断器
ブリューニングス氏



10306800
絞断線
高橋氏
扁桃絞断器用 1m
0.5mm φ



10306900
絞断輪
ブリューニングス氏、
タイジング氏 共通
扁桃絞断器用 (10入)
0.55mm φ




10306600
扁桃絞断器
タイジング氏
a 150 b 175



10305701
扁桃剥離用剪刀
田中氏 右
a 190 b 65





10305700
扁桃剥離用剪刀
田中氏 左
a 190 b 65




10305900
扁桃剥離用剪刀
岡田氏
a 210 b 45



10306000
扁桃剥離用剪刀
東大型
a 185 b 40







* 10306200
扁桃窩洗浄器
野坂氏 (5cc) (先 太・細 各1本付)
a 100 b 2.4 c 1.7



* 10306300
扁桃窩洗浄器
野坂氏 (2cc) (先 太・細 各1本付)
a 100 b 2.4 c 1.7

* 内筒、外筒、ポンプ部などの単品も取り扱っております。



10307000

手術用扁桃吸引剥離子
笹木氏

全長 225 a 20 b 7

10307100





手術用扁桃吸引剥離子
吉田氏

全長 240 a 25 b 6

10307200

扁桃吸引管
ヤンカウエル氏

a 250 b 8φ



扁桃吸引管 レーダー氏 ガラス製



1/1

10317900
大



1/1

10317901
中



1/1

10317902
小



10303200

口蓋弓鉤
千葉大型

全長 218 a 4 b 10

10307300

口蓋弓鉤
久保氏

全長 215 a 36 b 4.5

10307400

口蓋弓鉤
ジョンソン氏


全長 215 a 5 b 9 c 6



10307801
扁桃止血鉗子
ベック氏 直
a 185 b 55




10307802
扁桃止血鉗子
ベック氏 弯
a 185 b 55




10302800
扁桃止血鉗子
西端氏
a 205 b 48





10308100
深部結紮用鉗子
黒須氏
a 185 b 47




10308200
深部結紮用鉗子
モーリス・笹木氏
a 190 b 45




10308400
深部結紮用鉗子
吉田氏
a 200 b 55 c 13




10309100
深部縫合針
岡田氏 左曲
全長 170 a 2.5



10309101
深部縫合針
岡田氏 右曲
全長 170 a 2.5



10220200
深部縫合針
設楽氏
全長 170 a 1.3



10308800
口蓋縫合用持針器
切替氏
a 190 b 35




10308700
口蓋縫合用持針器
山崎氏
a 185 b 45



10310400
指甲
三節




10310500
指甲
二節



10309200
扁桃針
荒牧氏
全長 95



10311601~8
喉頭鏡 柄固定式
柏原氏
a 185



10311201~8
喉頭鏡・後鼻鏡
a 140



10311500
把柄
喉頭鏡・後鼻鏡用
全長 100

ミラー外径

号数	喉頭鏡・ 後鼻鏡 No.	柏原氏 No.	外径 mm
02	1 入 10311201	10311601	10.5
	10 入 10311211	—	
0	1 入 10311202	10311602	14.0
	10 入 10311212	—	
1	1 入 10311203	10311603	16.0
	10 入 10311213	—	
2	1 入 10311204	10311604	18.0
	10 入 10311214	—	
3	1 入 10311205	10311605	19.0
	10 入 10311215	—	
4	1 入 10311206	10311606	21.5
	10 入 10311216	—	
5	1 入 10311207	10311607	25.5
	10 入 10311217	—	
6	1 入 10311208	10311608	27.0
	10 入 10311218	—	

NO.00
10.5mm

NO.0
14mm

NO.1
16mm


NO.2
18mm

NO.3
19mm

NO.4
21.5mm


NO.5
25.5mm

NO.6
27mm




* 10312000
喉頭注入器
葛目氏
a 130 1.5ml

* 内筒、外筒、ポンプ部などの単品も取り扱っております。



* 10312200
喉頭噴霧注入器
久保氏（先直・曲 各1本付）
a 135 b 130 1.5ml




* 10312500
喉頭注入器
フレンケル氏
a 130 1.5ml



10314400
喉頭注射器（木箱付）
a 173 1.5 ml

輪状刀 ベックマン氏
全長 210






10313100
喉頭消息子
先銀製
全長 250



10314000
甲状腺消息子
コッヘル氏
全長 165 a 65

喉頭鉗子 フレンケル氏







10314201
鋭匙状
a 200 b 80

10314200
麦粒状
a 200 b 80

喉頭鉗子 マッケンジー氏







10315900
喉頭ピンセット
杉浦氏 無鉤
a 200

10314600
喉頭刀
フレンケル氏
(把柄 1本、刃先 7本付)

10314601
把柄
喉頭刀フレンケル氏用 1
全長 115




刃先	NO.	a mm
10314602	2	13
10314603	3	13
10314604	4	3
10314605	5	2.5
10314606	6	11
10314607	7	11
10314608	8	11




10317600
喉頭用吸引嘴管
九大型
a 180 外形 3.8

气管截开刀
全長 148 a 30



气管用扁平小鈍鉤
全長 175



气管用单鉤
全長 173




10323100
鋭鉤




10323101
鈍鉤



气管用双鉤
全長 173




10323200
鋭鉤
a 5.5




10323201
鈍鉤
a 4.5



气管用三爪鉤
全長 173



10323300
鋭鉤
a 8



10323301
鈍鉤
a 7






10340100
気管開創器
東大型 三弁固定式
a 140 b 60 c 35 d 6



10340200
気管開創器
ラボルデ氏 三弁
a 130 b 55 c 30 d 4




10340300
気管開創器
トロウジャー氏 二弁
a 130 b 55 c 30 d 3



10340400
気管開創器
城所氏
a 140 b 60 c 40 d 3



10340500
気管開創器
北大型
a 130 b 50 c 40 d 5




アダプター装着図

気管支鏡 ジャクソン・小野氏 麻酔用

	(外径) (電挿長さ)		(外径) (電挿長さ)
10402202	3.0×200 mm	10402214	6.0×200 mm
10402203	3.5×200 mm	10402215	6.0×250 mm
10402204	3.5×250 mm	10402216	6.0×300 mm
10402205	3.5×300 mm	10402217	6.0×350 mm
10402207	4.0×200 mm	10402218	6.0×400 mm
10402208	4.0×250 mm	10402219	7.0×350 mm
10402209	4.0×300 mm	10402220	7.0×400 mm
10402211	5.0×200 mm		
10402212	5.0×250 mm		
10402213	5.0×300 mm		



10402500
アダプター
ジャクソン・小野氏
気管支鏡 麻酔用



気管支鏡 ジャクソン・小野氏

	(外径) (電挿長さ)
10402001	4.0×300 mm
10402002	5.0×300 mm
10402003	6.0×400 mm
10402004	7.0×400 mm
10402005	8.0×400 mm
10402006	5.0×450 mm
10402007	6.0×450 mm

* 咽喉頭直達鏡



10342100
佐藤式 彎曲型

有効長 145 mm

* 彎曲鉗子 ELPS用



10343110
麦粒状 先端把持型
大



10343210
麦粒状 先端把持型
小



10344110
麦粒状 横両開 先端把持型
大



10344210
麦粒状 横両開 先端把持型
小



10343700
段状
大



10343800
段状
小



10343900
段状 横両開
大



10344000
段状 横両開
小

有効長	330 mm
嘴サイズ	大 3 × 10 mm
	小 3 × 5 mm



* ELPS用 舌圧子

10343301
長

10343300
短


有効長 長 150 mm
短 100 mm



* ELPS用 ガイド管

10343500
太

10343400
細



* ELPS用 スコープガイド管 洗浄管付

10348700
強弯

10348600
微弯


10348500
直

* 詳しくは単品カタログをご覧ください。



喉頭鏡

斎藤氏
ラリング用 三つ穴式
梨地



10338571

大
a 150



10338572

中
a 150



10338573

小
a 148



10338574

極小
a 148

1/1



くぼみ付喉頭鏡

声門後部操作用
ラリング用
梨地



10339071

大
a 150



10339072

中
a 150



10339073


小
a 148



10339074

極小
a 148

1/1






10338575

喉頭鏡
小児用 ラリngo用
梨地
a 100



1/1



a



10338400

喉頭鏡ホルダー
斎藤氏 シリコンゴム付



a


ファイバーライトガイドケーブル

10338600

ラリngo喉頭鏡用 150 cm
a 135

10350100

小児ラリngo喉頭鏡用 150 cm
a 85






b


a

c

10338700

喉頭鏡ホルダー支持台
ラリngo用
a 225 b 700 c 250~300





10313400
喉頭鉗子
カーライネル氏
(鉗嘴 鋭匙状直付)
a 170 b 95




1/1

10313401
鉗嘴
カーライネル氏
喉頭鉗子用 鋭匙状／直




1/1

10313404
鉗嘴
カーライネル氏
喉頭鉗子用 麦粒状




10406600
喉頭直達鉗子
ブリューニングス氏
a 180 b 80




1/1

10406602
鉗嘴
ブリューニングス氏
喉頭直達鉗子用



10319311
間接喉頭鉗子
廻転式鋭匙状 カールライネル型
a 190 b 95



10319321
間接喉頭鉗子
多田氏 三爪鉤状
a 180 b 95



10319322
鉗子状絞断器
多田氏
a 170 b 95

10319323
絞断輪
多田氏 鉗子状絞断器用




鋭匙鉗子 斎藤氏



10335600
直
a 220 b 245
1/1



10335700
上向
a 220 b 245
1/1



10336801
上向／右開
a 230 b 245



10336803
上向／右開 大
a 220 b 245



10336805
上向／右開 小
a 220 b 245
1/1



10336802
上向／左開
a 230 b 245



10336804
上向／左開 大
a 220 b 245



10336806
上向／左開 小
a 220 b 245
1/1



10336601 直 円形 2.5 mm
10336602 直 円形 3.0 mm
10336603 直 円形 3.5 mm
a 220 b 245
1/1




10336501 上向 円形 2.5 mm
10336502 上向 円形 3.0 mm
10336503 上向 円形 3.5 mm
a 230 b 245
1/1



10336201 右曲 円形 2.5 mm
10336301 右曲 円形 3.0 mm
a 220 b 245
1/1




10336202 左曲 円形 2.5 mm
10336302 左曲 円形 3.0 mm
a 220 b 245
1/1






麦粒鉗子 斎藤氏



10335800

直

a 220 b 245



10335801

上向

a 220 b 245

1/1

剪刀 斎藤氏



10335900

直

a 220 b 245 c 5.5



10336000

上向

a 220 b 245 c 5.5



10336101 左曲

10336102 右曲

a 220 b 245 c 6



10336701

上向／右開


a 230 b 245



10336702

上向／左開

a 230 b 245









装着図

刀 斎藤氏 梨地

10337500


把柄


斎藤氏





ラリングマイクロサージャリー


吸引管 ラリング用




	10340001	(外径) (a) 1.0 × 300		10340004	(外径) (a) 2.0 × 300
	10340002	1.5 × 300		10340005	2.5 × 300
	10340003	1.8 × 300		10340006	3.0 × 300



10339300
ラリング用絞断器
a 250





10339200
注射針
ラリング用 19G
a 265




10339201
注射針
ラリング用 16G
a 265

* 16G と 19G では先端形状が異なります。




10339203
注射針
牛島氏 ラリング用 19G
a 265


アテロコラーゲン注射針




10319701
直
a 80




10319702
左
a 80



10319703
右
a 80



10319800
アテロコラーゲン注入針
田山氏 25G
a 155



10341400
送糸器
西山氏 ラリング用
全長 270 a 8



10341170
送糸器
角田氏 ラリング用 梨地
全長 270 a 3



10341570
声帯用粘膜下剥離子
西山氏 梨地
全長 270



10341270
鈍鉤
角田氏 ラリング用 梨地
全長 270 a 3



10339472
ミラー ラリング用
円/8 mm 梨地
全長 323



10341370
テラメス
角田氏 ラリング用 梨地
全長 270 a 3



10324800
電気式人工喉頭
アンプリコード 95S
a 27φ b 110



10324700
電気式人工喉頭
アンプリコード 55X
a 27φ b 110




10324900
充電池
アンプリコード 95S・55X 用




10320000
人工笛
タビア氏
ジュラルミン製



10320200
人工笛
タビア氏 直
黄銅製



10320300
人工笛
タビア氏 曲
黄銅製



食道鏡 ジャクソン・小野氏

	(外径) (電挿長さ)
10403601	5.0×350 mm
10403602	6.0×350 mm
10403603	7.0×450 mm
10403604	8.0×450 mm
10403605	9.0×450 mm
10403606	8.0×300 mm



食道鏡 ロバート氏

	(外径) (電挿長さ)
10403800	12×18×400 mm
10403801	12×18×330 mm
10403802	10×14×250 mm
10403803	10×14×220 mm
10403804	9×13×220 mm
10403805	12×18×140 mm




10403100
把柄
キリアン氏 直形




10403200
把柄
ブリューニングス氏 曲形



10403700
ファイバーライトガイドケーブル(150mm)
直達鏡各種 慈大型兼用




直達鉗子 センターアクション式
a 300 b 355




1/1

- (直達鏡外径×電棒長さ)
- 10405100 鋭匙状 3.5×350 mm
 - 10405101 鋭匙状 4.0×350 mm
 - 10405102 鋭匙状 4.0×400 mm
 - 10405103 鋭匙状 4.0×450 mm



1/1

- 10405400 鉤状 3.5×350 mm
- 10405401 鉤状 4.0×350 mm
- 10405402 鉤状 4.0×400 mm
- 10405403 鉤状 4.0×450 mm




1/1

- 10405200 有窓状 3.5×350 mm
- 10405201 有窓状 4.0×350 mm
- 10405202 有窓状 4.0×400 mm
- 10405203 有窓状 4.0×450 mm





- 10405500 麦粒状 3.5×350 mm
- 10405501 麦粒状 4.0×350 mm
- 10405502 麦粒状 4.0×400 mm
- 10405503 麦粒状 4.0×450 mm



1/1

- 10405300 段状 3.5×350 mm
- 10405301 段状 4.0×350 mm
- 10405302 段状 4.0×400 mm
- 10405303 段状 4.0×450 mm






* 10407300
直達スプレー 小野氏
(嘴管 4 本付)



10407301	本体	直達スプレー小野氏用
10407302	嘴管	直達スプレー小野氏用 曲 a 235
10407303	嘴管	直達スプレー小野氏用 直 450 mm
10407304	嘴管	直達スプレー小野氏用 直 300 mm
10407305	嘴管	直達スプレー小野氏用 直 70 mm

* ゴム球、ポンプ部、瓶などの単品も取り扱っております。



吸引管 ジャクソン氏 直端

	(外径) (a)		(外径) (a)
10407400	3.5×200 mm	10407408	3.0×200 mm
10407401	3.5×250 mm	10407409	3.0×250 mm
10407402	3.5×300 mm	10407410	3.0×300 mm
10407403	3.5×350 mm	10407411	3.0×350 mm
10407404	3.5×400 mm	10407412	3.0×400 mm
10407405	3.5×450 mm	10407413	3.0×450 mm
10407406	3.5×500 mm	10407414	3.0×500 mm
10407407	3.5×550 mm	10407415	3.0×550 mm



直達捲綿子 キリアン氏

	(a)		(a)
10409300	200 mm	10409304	400 mm
10409301	250 mm	10409305	450 mm
10409302	300 mm	10409306	500 mm
10409303	350 mm	10409307	550 mm



1/1 10409400
直達捲綿子 ブリュウニングス氏
全長 600

- 黒メッキ製品に関しては、別途お問い合わせください。
- 本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。
- 本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なる場合があります。
- 製品は手工製作部分がありますので、表記寸法と異なることがあります。

ENT SURGICAL INSTRUMENTS

2013年 10 月 第 1 版 発行
2016年 4 月 第 2 版 発行
2017年 11 月 第 3 版 発行



永島医科器械株式会社

URL <http://www.nagashima-medical.co.jp>

[本 社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323
[東京支社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824
[名古屋営業所] 〒460-0013 名古屋市中区上前津2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326
[大阪営業所] 〒541-0055 大阪市中央区船場中央2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122



MANUFACTURER, WHOLESALE DEALER & EXPORTER
MEDICAL INSTRUMENTS FOR EAR, NOSE, THROAT, BRONCHUS & ESOPHAGUS

NAGASHIMA MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

5-24-1 HONGO BUNKYO-KU TOKYO 113-0033 JAPAN TEL.03-3812-1271 FAX.03-3812-1323

URL : <http://www.nagashima-medical-co.jp/>



本社・第二工場・第三工場に適用

1711⑦K10-1605-03