



NAGASHIMA

吸引管

耳用ゴム管10g基 #03-#3



■ 吸引管（耳用 ゴム管10g基）

サイズ	先端外径	全長	有効長	商品コード
03	1.0 mm	180 mm	90 mm	10145801
02	1.2 mm	180 mm	90 mm	10145802
0	1.5 mm	180 mm	90 mm	10145803
1	2.0 mm	180 mm	90 mm	10145804
2	2.5 mm	180 mm	90 mm	10145805
3	3.0 mm	180 mm	90 mm	10145806

■ 薬事情報

販売名	吸引管
一般的名称	吸引管
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
届出番号	13B1X00138IS0113



永島医科器械株式会社

URL <https://www.ent1910.jp>

[本社]〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1 TEL(03)3812-1271(代)FAX(03)3812-1323
 [東京支社]〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代)FAX(03)3816-2824
 [名古屋営業所]〒460-0013 名古屋市中区上前津 2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326
 [大阪営業所]〒541-0055 大阪市中央区船場中央 2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122
 [九州営業所]〒802-0001 北九州市小倉北区浅野 1-2-39-802 TEL(093)342-8526 FAX(093)342-8527

※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。



本社・第二工場・第三工場に適用

2602-01-K05