

けい こう わん きょく かん し せん たん かい てん しき

経口彎曲鉗子 先端回転式

挿入のしやすさを求め、先端角度 15°・30°・40°の3種類のラインアップをご用意。

手元の回転ハンドルを回転させることで、先端部が回転します。丈夫かつ握りやすいハンドルの装備により、強い把持力を実現。ELPSの手技に適しています。



再使用可能鉗子

先端拡大図

各製品共通

全長:448mm
 挿入部有効長:330mm
 挿入部外径:5mm

経口彎曲鉗子 先端回転式 15°

○想定使用部位: 下咽頭後壁、梨状陥凹 など*



洗浄口

回転ハンドル

経口彎曲鉗子 先端回転式 30°

○想定使用部位: 下咽頭後壁、梨状陥凹 など*

経口彎曲鉗子 先端回転式 40°

○想定使用部位: 喉頭蓋、舌根部 など*

■ 商品コード

| | |
|----------------------|----------|
| 経口彎曲鉗子 先端回転式 15° | 10360001 |
| 経口彎曲鉗子 先端回転式 30° | 10360002 |
| 経口彎曲鉗子 先端回転式 40° | 10360003 |
| 経口彎曲鉗子 先端回転式 3種同梱セット | 10360004 |

■ 薬事情報

| | |
|------------------|------------------|
| 販売名 | 経口彎曲鉗子 先端回転式 |
| 一般名称 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 |
| リスク分類 | 一般医療機器 |
| 特定保守管理医療機器 該当の有無 | 非該当 |
| 設置管理医療機器 該当の有無 | 非該当 |
| 届出番号 | 13B1X00138AD0406 |

※各製品の想定使用部位に関しては、添付文書の「使用目的又は効能」に記載のされた範囲内で、他の部位にご使用いただく事も可能です。



永島医科器械株式会社

URL <https://www.ent1910.jp>

[本社]〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1 TEL(03)3812-1271^(代)FAX(03)3812-1323
 [東京支社]〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271^(代)FAX(03)3816-2824
 [名古屋営業所]〒460-0013 名古屋市中区上前津 2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326
 [大阪営業所]〒541-0055 大阪府中央区船場中央 2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122
 [九州営業所]〒802-0001 北九州市小倉北区浅野 1-2-39-802 TEL(093)342-8526 FAX(093)342-8527

※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。



本社・第二工場・第三工場に適用

2602-01-K06