

# 乳幼児鼻用吸引嘴管 アマツ式

乳幼児鼻腔内分泌物の吸引除去にシリコン製チューブを用いた鼻用吸引器具

◆ 吸引先チューブは2孔式（先端部及び側面）にて吸引

■ 乳幼児鼻用吸引嘴管 (2.5mmセット)

商品コード：10502100

入数：チューブ2.5mm 1袋、短管 1本付

■ 乳幼児鼻用吸引嘴管 (3.0mmセット)

商品コード：10502200

入数：チューブ3.0mm 1袋、短管 1本付



■ ヘ型吸引管 短管

商品コード：10502102

入数：1本入

■ 吸引先チューブ (2.5mm)

商品コード：10502101


入数：1袋5本入

■ 吸引先チューブ (3.0mm)

商品コード：10502201

入数：1袋5本入

先端拡大



■ 葉事情報

販売名	乳幼児鼻用吸引嘴管 アマツ式
一般の名称	洗浄針
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
届出番号	13B1X00138MI0028

高圧蒸気滅菌対応

※販売時は未滅菌です。



永島医科器械株式会社

URL <https://www.ent1910.jp>

[本社]〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1 TEL(03)3812-1271(代)FAX(03)3812-1323  
 [東京支社]〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代)FAX(03)3816-2824  
 [名古屋営業所]〒460-0013 名古屋市中区上前津 2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326  
 [大阪営業所]〒541-0055 大阪市中央区船場中央 2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122  
 [九州営業所]〒802-0001 北九州市小倉北区浅野 1-2-39-802 TEL(093)342-8526 FAX(093)342-8527

※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。



本社・第二工場・第三工場に適用

2602-01-K05