

粘膜下甲介用吸引剥離子

久保氏 (10209300)



全長:155mm
先端外径:5mm×2.9mm

■下鼻甲介吸引剥離時に適した長さの吸引剥離子です。



久保氏 3cm長タイプ (10209301)



全長:185mm
先端外径:5mm×2.9mm

■鼻中隔用剥離子として適した長さの吸引剥離子です。



三重大小林式 久保氏改良型 先曲

(通称:くぼこぼのサクションキュレット)
(10209310)



全長:200mm
先端外径:2.8mm×2.5mm(90°)

■先が細く先端が直角に曲がっているため、狭いスペースでの側方の剥離吸引操作に便利です。



■ 薬事情報

販売名	粘膜下甲介用吸引剥離子
一般的名称	剥離子
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
届出番号	13B1X00138SK0211



永島医科器械株式会社

URL <https://www.ent1910.jp>

[本社]〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323
 [東京支社]〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824
 [名古屋営業所]〒460-0013 名古屋市中区上前津 2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326
 [大阪営業所]〒541-0055 大阪市中央区船場中央 2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122
 [九州営業所]〒802-0001 北九州市小倉北区浅野 1-2-39-802 TEL(093)342-8526 FAX(093)342-8527



本社・第二工場・第三工場に適用

※本カタログ記載の形状及び仕様は予告なく変更することがあります。本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。

2602-01-K05

前頭洞・蝶形洞用吸引剥離子

名市大鈴木式 久保氏改良型 (10209400)



全長:210mm
先端外径:5mm×3mm

- 銀製のため、手の力で曲げる事ができる吸引剥離子です。
また、長いので蝶形洞や下垂体領域へのアプローチも容易です。
※強く曲げると破損のおそれがあります。



■ 薬事情報

販売名	前頭洞・蝶形洞用吸引剥離子
一般的名称	剥離子
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
届出番号	13B1X00138SK0383



永島医科器械株式会社

URL <https://www.ent1910.jp>

[本社]〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323
 [東京支社]〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824
 [名古屋営業所]〒460-0013 名古屋市中区上前津 2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326
 [大阪営業所]〒541-0055 大阪市中央区船場中央 2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122
 [九州営業所]〒802-0001 北九州市小倉北区浅野 1-2-39-802 TEL(093)342-8526 FAX(093)342-8527



本社・第二工場・第三工場に適用

※本カタログ記載の形状及び仕様は予告なく変更することがあります。本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。

2602-01-K05